



ORTOMED
HOLDING

Дистриб'ютор
ортопедичної продукції



2022

КАТАЛОГ

ЗМІСТ

1

- 4 Про компанію OrtoMed Holding
- 5 Місія OrtoMed Holding
- 5 Наші цінності
- 5 Переваги роботи
- 5 Співпраця з компанією

1.1

- 6 Історія розвитку Ortomed Holding

1.2

- 8 Партнери OrtoMed Holding
- 8 Компанія «NOVA»
- 8 Компанія «OrtoMed»
- 8 Компанія «TRIVES»
- 8 Компанія «Pani Teresa»
- 9 Компанія «GRUBIN»
- 9 Компанія «Pedag»
- 9 Компанія «Ledi Anatomic»
- 9 Компанія «Ganter»
- 9 Компанія «BIRKENSTOCK»
- 9 Компанія «EVATHINK»

2

- 10 Засоби реабілітації NOVA
- 11 Тростини
- 15 Милиці
- 18 Ходунки
- 20 Крісла-туалети
- 21 Пристосування для ванн та душу
- 23 Пристосування для унітазів
- 24 Комплектуючі
- 25 Брендowana стійка Nova

3

- 26 Ортопедичні устілки ORTOMED
- 27 Ортопедичні устілки-супінатори
- 29 Устілки ортопедичні Преміум

4

- 31 Ортопедичні устілки, напівустілки, пелоти PEDAG
- 32 Устілки-супінатори
- 32 Устілки каркасні
- 33 Устілки-супінатори ортопедичні каркасні
- 35 Напівустілки-супінатори
- 36 Устілки гелеві
- 36 Міжпальцеві роздільники
- 36 Чохли на пальці
- 37 Подушечки, фіксатори, гелеві вкладиші, підп'яточники

5

- 40 Ортопедичне взуття Grubin, LEDI Anatomic
- 41 Ортопедичне професійне взуття Grubin
- 43 Ортопедичне професійне взуття LEDI Anatomic

6

- 46 Компресійний трикотаж Pani Teresa
- 47 Колготи, панчохи, гольфи
- 53 Дорожні гольфи
- 54 Панчохи до- та післяопераційні

7

7.1

- 55 Ортопедичні вироби TRIVES
- 56 Ортопедичні вироби Trives Evolution
- 56 Бандаж гризовий паховий
- 56 Ортопедичні корсети
- 59 Компресійні бандажі
- 59 Реклінатори ортопедичні
- 60 Фіксуючі бандажі для суглобів
- 60 Компресійні бандажі для суглобів

7.2	66	Бандажі попереково-крижові TRIVES
	67	Корсети ортопедичні
7.3	70	Грудопоперекові бандажі та коректори постави TRIVES
	71	Корсети ортопедичні
	71	Коректори постави ортопедичні
	72	Реклінатори ортопедичні
7.4	74	Післяопераційні та грижові бандажі TRIVES
	75	Бандаж при опущенні внутрішніх органів
	75	Грижові бандажі
7.5	77	Фіксатори колінного суглобу TRIVES
	78	Роз'ємні бандажі
	79	Компресійні бандажі
	79	Еластичні бандажі
	80	Бандаж зі спіральними ребрами
	80	Тутор для колінного суглобу
7.6	81	Фіксатори гомілковостопного суглобу TRIVES
	82	Бандаж на гомілковостопний суглоб
	82	Бандажі відвідні
	82	Бандаж компресійний
	83	Ортез з пластинами
7.7	84	Фіксатори для рук та плечового поясу TRIVES
	85	Бандажі з анатомічними шинами
	86	Бандажі для суглобів
	86	Фіксуючі бандажі
	88	Компресійні бандажі

7.8	90	Фіксатори на шийний відділ хребта TRIVES
	91	Бандажі на шийний відділ хребта
	91	Фіксатори шийного відділу
8	92	М'ячі та масажери ORTOMED, TRIVES
	93	М'ячі голчасті
	94	Еспандери
	94	Масажери
	96	Масажні килимки
9	98	Ортопедичні вироби для дітей
	99	Бандаж на шийний відділ хребта
	99	Реклінатори ортопедичні
	100	Бандаж плечовий підтримувальний
	100	Бандаж на променево-зап'ястковий суглоб
	101	Бандаж на колінний суглоб з пружинними ребрами жорсткості
	101	Бандаж для повної фіксації колінного суглоба
	102	Стремена Павлика
	102	Шина Фрейка
	102	Милиця підлокітна
	102	Опори-ходунки
	103	Ортопедичні подушки TRIVES
	104	Подушки ортопедичні
	109	Подушки під спину
	110	Подушки-кільця для сидіння
	110	Подушки під ноги
	110	Подушки для подорожей
	111	Подушки-рогалики під голову

ПРО КОМПАНІЮ



Компанія OrtoMed Holding заснована у 2003 році та є одним з найбільших оптових постачальників ортопедичної продукції та продукції для реабілітації в Україні. До продуктового портфелю компанії OrtoMed Holding входить продукція провідних виробників в галузі ортопедії та реабілітації таких як NOVA, Trives, Pani Teresa, Pedag, Birkenstock, Ganter, Grubin, Ledi Anatomic, а також власна торгова марка OrtoMed. Вся продукція відповідає високим міжнародним стандартам якості та пройшла клінічні дослідження.

Місія

Місія OrtoMed Holding:

Оздоровлення української нації через забезпечення максимально ефективними та доступними медичними товарами для реабілітації та ортопедії, які відповідають найвищим міжнародним стандартам якості.

Цінності

Наші цінності:

- Постійне прагнення до розвитку;
- Відповідність потребам ринку та клієнтоорієнтованість;
- Індивідуальний підхід;
- Дотримання ділової етики та професіоналізм команди;
- Чесність у співпраці.

Переваги

Переваги роботи з OrtoMed Holding:

- Найбільший асортимент ортопедичної продукції, що відповідає найвищим міжнародним стандартам якості;
- Експертний підхід в навчанні персоналу партнерів технікам продажу та особливостям продукції;
- Оптимальні товарні матриці для різних категорій торгових точок;
- Гнучкі умови співпраці;
- Сервісно-гарантійне обслуговування.

Співпраця

Співпраця з компанією OrtoMed Holding – це можливість:

1. Підвищити Вашу експертність в галузі ортопедії;
2. Розширити Ваш асортимент високоякісною продукцією;
3. Отримати безліч оздоровлених та вдячних клієнтів.

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ



OrtoMed Holding – провідний дистриб'ютор України з продажу анатомічних та ортопедичних товарів високої якості з багаторічним досвідом і експертним сервісом.

2003 Дистрибуція механічних тонометрів і бандажно-корсетної продукції TM Trives.

Підписання ексклюзивного контракту і початок довгострокового і плідного співробітництва з компанією Trives - однієї з лідерів Східної Європи з виробництва механічних тонометрів та ортопедичної продукції для здоров'я і реабілітації.

2005 Дистрибуція ортопедичних устілок, засобів для корекції стопи TM Pedag, Німеччина, Königs Wusterhausen.

Успішний початок співпраці з німецькою компанією Schelchen GmbH – лідером європейського виробника ортопедичних устілок, засобів для корекції стопи і догляду за взуттям торгової марки Pedag.

2010 Дистрибуція медичного компресійного трикотажу і бандажної продукції TM Pani Teresa, Польща, Wrzesnia.

Підписання ексклюзивного контракту, з одним із найбільших виробників компресійного трикотажу, компанією Pani Teresa Medica S.A. що входить до складу міжнародної швейцарської групи SIGVARIS GROUP - найбільшого в світі концерну з виробництва медичних трикотажних тканин з більш ніж 150-літніми традиціями в даній галузі.

2012 Дистрибуція засобів реабілітації - ходунки, милиці, палиці, ролери, інвалідні коляски TM Nova, Тайвань, TAICHUNG CITY.

Підписання ексклюзивного контракту та успішне довгострокове співробітництво з компанією Nova Ortopedic & Rehabilitation Appliance Inc - провідним виробником ортопедичних виробів та засобів реабілітації міжнародного рівня, який використовує інноваційні технології, якісний матеріал і надають рішення в вигляді легкої і надійної продукції.

2014

Дистрибуція дитячого та дорослого ортопедичного взуття, ортопедичного взуття для медичного персоналу TM Grubin, Сербія, Stara Pazova.

Підписання ексклюзивного контракту і успішне довгострокове співробітництво з компанією Grubin - лідером в південно-східній Європі з виробництва якісного, надійного і привабливого ортопедичного взуття з унікальною анатомічної викладкою підошви з кори середземноморського дуба.

Дистрибуція дорослого анатомічного взуття TM LEDI Anatomic, Сербія, Uzvese. Підписання ексклюзивного контракту і успішне довгострокове співробітництво з компанією LEDI Anatomic - найбільшим брендом в Сербії з виробництва високоякісного, анатомічного і медичного взуття.

2015

Розвиток дистрибуції і розширення асортименту ортопедичних товарів TM Trives і представлення в Україні унікальної серії корсетів і бандажів Evolution преміум класу, з оновленою конструкцією, що враховує анатомічні особливості чоловіків і жінок для максимальної зручності в застосуванні.

2018

Дистрибуція дорослого ортопедичного взуття преміум класу TM Ganter, Австрія, Taufkirchen.

Підписання ексклюзивного контракту і успішне довгострокове співробітництво з компанією Ganter - провідним виробником ортопедичного та комфортного взуття з особливою підошвою GANTER AKTIV, оснащеною антибактеріальною підкладкою GANTER SENSITIV і анатомічною викладкою з коркового дуба.

2019

Дистрибуція дитячого та дорослого ортопедичного взуття fashion тренду TM BIRKENSTOCK, Німеччина, Frankfurt am Main.

Підписання контракту і успішний початок активної співпраці з компанією BIRKENSTOCK - одним з п'яти провідних світових брендів взуття та найвідомішим у всьому світі німецьким виробником комфортного, якісного, високофункціонального, модного ортопедичного взуття.

Дистрибуція масажерів TM OrtoMed, виробництво Azuni, Тайвань.

Реєстрація власної торгової марки OrtoMed і успішне підписання контракту з компанією Azuni на виробництво масажерів за найсучаснішими технологіями з гіпоалергенних матеріалів.

2020

Дистрибуція преміальної лінійки ортопедичних устілок TM OrtoMed, Німеччина, Sömmerda.

Підписання ексклюзивного довгострокового контракту з виробництва ортопедичних устілок преміум класу з компанією Нема - лідером німецького ринку з виробництва преміальних ортопедичних устілок.

Реєстрація ТОВ «Твоя стопа» і відкриття власного виробництва Індивідуальних ортопедичних устілок преміальної якості під TM Orto-Line, що виготовляються за німецькою технологією CAD / CAM.

Підписання ексклюзивного контракту і початок довгострокової співпраці з компанією Evathink, Іспанія, бездоганного лідера в даній галузі.

Партнери OrtoMed Holding



Компанія «NOVA Orthopedic & Rehabilitation Appliance Inc.» (Тайвань) - провідний виробник ортопедичних виробів та засобів реабілітації міжнародного рівня. Компанія приділяє велику увагу впровадженню інновацій в технологію виробництва виробів для реабілітації – тростин, милиць, ходунків, пристосувань для ванни та туалету у широкому асортименті під різні потреби. Продукція виготовляється з високоякісних матеріалів, має надлегку міцну конструкцію. Вироби оснащені надійними кріпленнями та безпечні у використанні. Висока якість продукції підтверджена міжнародними сертифікатами CE, ISO 13485 та GMP.



«OrtoMed» (Тайвань) – це власна торгова марка масажерів та преміальних ортопедичних устілок. Продукція відповідає всім світовим нормам та стандартам медичної ефективності, якості та безпеки у використанні, при цьому є доступною за ціною для широкого споживача.

Ортопедичні устілки преміальної якості, виготовлені на підприємстві НЕМА (Німеччина) за унікальною технологією з високоякісних матеріалів для профілактики та лікування проблем стоп. Продукція відповідає вимогам Закону про регулювання європейських медичних виробів.

Компанія НЕМА Orthopädische Systeme GmbH – провідний виробник ортопедичних устілок в Європейському Союзі. Покликання компанії – піклування про здоров'я майбутніх поколінь та відповідальне ставлення до природних ресурсів та екологічне виробництво.



TRIVES - один з лідерів у виробництві бандажно-корсетної ортопедичної продукції, ортопедичних устілок, подушок, ортезів, коректорів постави, дитячого ортопедичного взуття у Східній Європі. Має широкий асортимент високоякісної продукції з оптимальним співвідношенням «ефективність-якість-ціна». Співпрацює з медичним суспільством. Сучасна серія Evolution виготовлена за технологією плоского в'язання є найбільш ефективною для комфортної реабілітації.



Pani Teresa (Польща) – підрозділ світового лідера у виробництві компресійного трикотажу Sigvaris Group.

Асортимент Pani Teresa складають компресійні вироби та ортопедичні вироби для хребта та суглобів. Продукція відповідає всім світовим нормам та стандартам медичної ефективності, якості та безпеки у використанні, при цьому є доступною за ціною для широкого споживача.



GRUBIN (Сербія) - провідний сербський виробник ортопедичного взуття, устілок та інших виробів для корекції стоп. Продукція має широкий асортиментний ряд, правильну ортопедичну викладку устілки, яка сформована на основі відбитку здорової стопи людини. Підошва виготовляється з пробки кори середземноморського дуба з додаванням натурального латексу або гуми. Ортопедичне взуття ТМ GRUBIN розроблене за участі лікарів-ортопедів та поєднує в собі якість, надійність та сучасний дизайн. Компанія виготовляє продукцію для чоловіків, жінок та дітей, має сертифікат якості ISO 9001: 2008.



Pedag (Німеччина) – відома торгова марка німецької компанії Schelchen GmbH – виробника засобів для корекції стопи за догляду за взуттям, яка була заснована у 1955 році. Більш ніж у 50-ти країнах Світу продукція ТМ «Pedag» користується попитом та популярністю у покупців. До асортименту входять: устілки ортопедичні та гелеві, засоби захисту пальців, подушечки та тримачі для п'ят, накладки з клапанами, підошви та устілки для дітей. Вироби Pedag вирізняються високою якістю, функціональністю, зносостійкістю та довговічністю. Контроль якості регулюється сертифікатами DIN EN та ISO 13485.



LEDI (Сербія) – європейський виробник жіночого, чоловічого та дитячого комфортного анатомічного взуття. Початок виробництва - 1982 р. Моделі виробів мають багату кольорову лінійку та сучасний дизайн. Професійні сабо популярні у представників медичних професій, поварів, перукарів, продавців – як комфортне профілактичне взуття, яке знижує навантаження на хребет.



Ganter (Австрія) - провідний європейський виробник комфортного ортопедичного взуття преміум-класу. Виготовляється з високоякісних натуральних матеріалів та має запатентовану технологію 4-точкової системи амортизації стопи. Відрізняється практичністю та комфортом, елегантністю та сучасним дизайном. Розробляється за участю лікарів-ортопедів. Має сертифікат AGR e.V. "Aktion Gesunder Rücken e.V." ("Рух за здорову спину").



BIRKENSTOCK (Німеччина)- яскравий fashion виробник ортопедичного взуття для чоловіків, жінок та дітей. Досконале поєднання здоров'я, якості, екологічності та стилю «унісекс». Виготовляється з високоякісних натуральних матеріалів - шкіри, пробки, джуту та латексу. Має власні запатентовані високо технологічні матеріали Birko-flor®, Birko-felt® та мікрофібра. Відмічені англійською премією за «Унікальний дизайн, непідвладний часу та віку». Має оптимальне поєднання ефективності та німецької якості вже більше 245 років.



Evathik (Іспанія) - світовий лідер з Іспанії, який спеціалізується на виробництві вспінених листів EVA.

Компанія Evathink більше 25 років розробляє та втілює у життя новітні технології, як результат ми маємо широкий асортимент Eva матеріалів які, майже, кожна людини використовує в повсякденному житті. Спінений EVA матеріал має мікропористу структуру. Головна перевага матеріалу це гігієнічність та гіпоалергенність, він не схильний до впливу бактерій, завдяки чому матеріал має широкий спектр застосування. Eva матеріали від Evathink відрізняються високою зносостійкістю, хорошою амортизацією, високою еластичністю.

ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ NOVA

SINCE 1981
Nova 光星

Ортопедичні засоби реабілітації
міжнародного рівня

Сучасні надлегкі інноваційні
матеріали

Високотехнологічне виробництво –
гарантія безпеки

Сертифікати



ТРОСТИНИ

Тростини NOVA – це інноваційні ортопедичні вироби для додаткової опори, що виготовляються з надлегкого та міцного алюмінієвого сплаву. Тростини NOVA одночасно є елегантним та стильним аксесуаром в повсякденному житті.

Переваги тростин NOVA:

- Інноваційний міцний та легкий алюмінієвий сплав
- Збільшена товщина трубки до 22,2 мм для підвищення безпеки
- Максимальне навантаження – до 120 кг
- Регулювання висоти тростини під зріст пацієнта за рахунок телескопічної конструкції та тонкої обробки внутрішньої поверхні трубки
- Надійне кріплення рукоятки до основи тростини, що виключає її зміщення навколо своєї осі
- Збільшений переріз стержня ППК (пристрою проти ковзання) для покращення контакту зі слизькою поверхнею
- Широкий вибір анатомічних зносостійких ручок з ефектом протиковзання




З Т-ПОДІБНОЮ РУЧКОЮ

B2012 - A





- легкий, міцний алюмінієвий сплав;
- анатомічна ручка, з ефектом антиковзання;
- регульована висота- від **69 до 92 см** з кроком 2,5 см;
- ширина рукоятки- 12,8 см;
- колір: бронза.



B2010 - AD





- легкий, міцний алюмінієвий сплав;
- анатомічна ручка, з ефектом антиковзання;
- регульована висота- від **76 до 99 см** з кроком 2,5 см;
- ширина рукоятки- 12,8 см;
- з малюнком.



B2010



- легкий, міцний алюмінієвий сплав;
- анатомічна ручка, з ефектом антиковзання;
- регульована висота- від **76 до 99 см** з кроком 2,5 см;
- ширина рукоятки- 12,8 см;
- колір: чорний, бронза.



ТРОСТИНИ

З Т-ПОДІБНОЮ РУЧКОЮ


B2010 + ice



- легкий, міцний алюмінієвий сплав;
- ручка з м'якого зносостійкого полімеру;
- регульована висота - від **76 до 99 см** з кроком 2,5 см;
- ширина рукоятки - 12,8 см;
- колір: бронза.



максимальне навантаження




B1060



- легкий, міцний алюмінієвий сплав;
- ручка з м'якого зносостійкого полімеру;
- регульована висота - від **76 до 99 см**;
- колір: бронза.



максимальне навантаження




B1080



- легкий, міцний алюмінієвий сплав;
- ручка з м'якого зносостійкого полімеру;
- регульована висота - від **76 до 99 см** з кроком 2,5 см;
- колір: срібний



максимальне навантаження



B061



- легкий, міцний алюмінієвий сплав;
- анатомічна ручка, з ефектом антиковзання;
- регульована висота - від **69 до 92 см** з кроком 2,5 см;
- колір: зелений.



максимальне навантаження



B062



- легкий, міцний алюмінієвий сплав;
- анатомічна ручка, з ефектом антиковзання;
- регульована висота - від **76 до 99 см** з кроком 2,5 см;
- колір: чорний.



максимальне навантаження

ТРОСТИНИ

З Т-ПОДІБНОЮ РУЧКОЮ

B3020AA

B2050AA



5 рівнів
регулювання
висоти


змінні гумові
нековзаючі
насадки




- легкий, міцний алюмінієвий сплав;
- анатомічна ручка, з ефектом антиковзання;
- регульована висота - від **84 до 94 см** з кроком 2,5 см;
- ширина рукояті - 12,8 см
- колір: в асортименті.




асортимент
кольорів



- легкий, міцний алюмінієвий сплав;
- анатомічна ручка, з TPR-матеріалу: м'якого матеріалу з ефектом антиковзання та вентиляційними отворами;
- регульована висота - від **72 до 95 см** з кроком 2,5 см;
- колір: в асортименті.



асортимент
кольорів



ремінець

10 рівнів
регулювання
висоти

змінні гумові
нековзаючі
насадки

ТРОСТИНИ 4x ОПОРНІ

Тростини чотирьохопорні NOVA – це високотехнологічні вироби для реабілітації, які виготовлені на основі клінічних досліджень пацієнтів після перенесеного інсульту. Максимальна безпека та комфорт у користуванні – головні принципи при розробці кожної моделі.

Переваги 4x опорних тростин NOVA:

- Інноваційний міцний та легкий алюмінієвий сплав
- Всі зварювальні роботи проводяться на автоматизованій лінії, що гарантує високу якість кожному виробу
- Збільшена товщина трубки до 22,2 мм для підвищення безпеки
- Різні модифікації рамної конструкції та 4x опор для всіх етапів реабілітації пацієнта
- Максимальне навантаження – до 100 кг
- Регулювання висоти тростини під зріст пацієнта за рахунок телескопічної конструкції та тонкої обробки внутрішньої поверхні трубки
- Різновид анатомічних зносостійких ручок з ефектом протиковзання



ЧОТИРЬОХОПОРНІ


B5610



- рекомендована для хворих після перенесеного інсульту;
- легкий, міцний алюмінієвий сплав;
- ручка з м'якого зносостійкого полімеру;
- регульована висота - від **74 до 97 см** з кроком 2,5 см;
- розміри опори - 18x28 см;
- колір: сріблястий.

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ:

- ніжки симетричні по висоті;
- міцний зварювальний шов;
- всі зварювальні роботи по випуску даної моделі виконуються на автоматизованій лінії.




B5730-A



- рекомендована для хворих після перенесеного інсульту;
- легкий, міцний алюмінієвий сплав;
- ручка з м'якого зносостійкого полімеру;
- регульована висота - від **72 до 99 см** з кроком 2,5 см;
- розміри опори - 26x13 см;
- колір: сріблястий.

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ:

- ніжки симетричні по висоті;
- міцний зварювальний шов;
- всі зварювальні роботи по випуску даної моделі виконуються на автоматизованій лінії.




B5620



- рекомендована для хворих після перенесеного інсульту;
- легкий, міцний алюмінієвий сплав;
- ручка з м'якого зносостійкого полімеру;
- регульована висота - від **74 до 97 см** з кроком 2,5 см;
- ширина рукоятки - 12,8 см;
- розміри опори - 15x20 см;
- колір: чорний.

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ:

- ніжки симетричні по висоті;
- міцний зварювальний шов;
- всі зварювальні роботи по випуску даної моделі виконуються на автоматизованій лінії.



C5650-K



- рекомендована для хворих після перенесеного інсульту;
- легкий, міцний алюмінієвий сплав;
- ручка з м'якого зносостійкого полімеру;
- регульована висота - від **72 до 99 см** з кроком 2,5 см;
- розміри опори - 27x23 см.
- колір: бронзовий.

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ:

- ніжки симетричні по висоті;
- міцний зварювальний шов;
- всі зварювальні роботи по випуску даної моделі виконуються на автоматизованій лінії.



C5660-D



- рекомендована для хворих після перенесеного інсульту;
- легкий, міцний алюмінієвий сплав;
- ручка з м'якого зносостійкого полімеру;
- регульована висота - від **74 до 89 см**;
- розміри опори - 27x23 см;
- колір: бронзовий.

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ:

- ніжки симетричні по висоті;
- міцний зварювальний шов;
- всі зварювальні роботи по випуску даної моделі виконуються на автоматизованій лінії.



МИЛИЦІ

Милиці NOVA – інноваційні допоміжні засоби високої якості для підтримки пацієнтів з порушенням опорно-рухового апарату. Представлені у двох видах: пахові та милиці з опорою на передпліччя. Основа милиць виготовлена з надлегкого та міцного алюмінієвого сплаву, має ергономічну конструкцію, оснащена гумовими змінними накінецьниками для безпечного пересування за будь-якого дорожнього покриття.

Переваги милиць NOVA:

- Інноваційний міцний та легкий алюмінієвий сплав
- Максимальне навантаження на пару – до 150 кг
- Надійні зварювальні та гвинтові з'єднання
- Широкий асортимент анатомічних ручок з ефектом протиковзання
- Не ковзкі гумові накінецьники
- Амортизуючі протектори на ручках виготовлені зі спеціального м'якого матеріалу - спіненої гуми, яка виключає формування радіальної нейропатії при тривалому тиску на одні і ті самі ділянки тіла.




7201AB

- легкий, міцний алюмінієвий сплав;
- ручки і пахові опори вкриті м'яким полімерним матеріалом
- змінюваний рівень ручок
- регульована висота - від **112 до 132 см** (зріст 160- 180 см)
- колір: срібло, колір накладок: беж

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ:

- амортизуючі протектори на ручки виготовлені з спіненої гуми - більш міцного матеріалу, порівняно з поліуретаном
- відсутні сторонні шуми при використанні




7202AB

- легкий, міцний алюмінієвий сплав;
- ручки і пахові опори вкриті м'яким полімерним матеріалом
- змінюваний рівень ручок
- регульована висота - від **96 до 116 см** (зріст 140- 160 см)
- колір: срібло, колір накладок: беж

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ:

- амортизуючі протектори на ручки виготовлені з спіненої гуми - більш міцного матеріалу, порівняно з поліуретаном
- відсутні сторонні шуми при використанні




7203AB

- легкий, міцний алюмінієвий сплав;
- ручки і пахові опори вкриті м'яким полімерним матеріалом
- змінюваний рівень ручок
- регульована висота - від **132 до 152 см** (зріст 180- 200 см)
- колір: срібло, колір накладок: беж

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ:

- амортизуючі протектори на ручки виготовлені з спіненої гуми - більш міцного матеріалу, порівняно з поліуретаном
- відсутні сторонні шуми при використанні




B7760



- легкий, міцний алюмінієвий сплав;
- підлокітник і рукоятка з міцного нековзного зносостійкого пластику
- регульована висота - від **89 до 112 см**
- колір: срібло

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ:

- міцна фіксація гумового накінецьника
- анатомічна рукоятка з нековзного матеріалу з опорою для великого пальця і стопором, що запобігає зісковзуванню вперед




B7761дитячі



- легкий, міцний алюмінієвий сплав;
- підлокітник і рукоятка з міцного нековзного зносостійкого пластику
- регульована висота - від **68 до 91 см**
- колір: срібло

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ:

- міцна фіксація гумового накінецьника
- анатомічна рукоятка з нековзного матеріалу з опорою для великого пальця і стопором, що запобігає зісковзуванню вперед




B7751+ice



- легкий, міцний алюмінієвий сплав;
- підлокітник і рукоятка з міцного нековзного зносостійкого пластику
- регульована висота - від **89 до 112 см**
- колір: срібло

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ:

- міцна фіксація гумового накінецьника
- анатомічна рукоятка з нековзного матеріалу з опорою для великого пальця і стопором, що запобігає зісковзуванню вперед



B7773-A



- легкий, міцний алюмінієвий сплав
- подвійне регулювання висоти - від підлоги до ручки і від ручки до опори під лікоть
- опора під лікоть встановлена на міцному рухомому шарнірі
- регульована висота - від **94 до 125 см**
- висота від манжети до ручки - від 26 до 33 см
- висота від насадки до ручки - від 68 до 92 см
- колір: срібло

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ:


- міцна фіксація гумового накінецьника
- анатомічна рукоятка з нековзного матеріалу



B7801PA



- легкий, міцний алюмінієвий сплав
- подвійне регулювання висоти - від підлоги до ручки і від ручки до опори під лікоть
- опора під лікоть встановлена на міцному рухомому шарнірі
- анатомічна рукоятка з ефектом антиковзання
- міцна фіксація гумового накінецьника
- регульована висота - від **82 до 113 см**
- висота від манжети до ручки - від 24 до 32 см
- висота від насадки до ручки - від 58 до 81 см
- колір: синій




МИЛИЦІ

В7815РС



- легкий, міцний алюмінієвий сплав
- подвійне регулювання висоти - від підлоги до ручки і від ручки до опори під лікоть
- опора під лікоть встановлена на міцному рухомому шарнірі
- регульована висота - від **97 до 127 см**
висота від манжети до ручки - від 22 до 27 см
висота від насадки до ручки - від 75 до 100 см
- колір: темносірий




7815PJ



- легкий, міцний алюмінієвий сплав
- подвійне регулювання висоти - від підлоги до ручки і від ручки до опори під лікоть
- опора під лікоть встановлена на міцному рухомому шарнірі
- регульована висота - від **97 до 127 см**
висота від манжети до ручки - від 24 до 29 см
висота від насадки до ручки - від 73 до 98 см
- купується окремо для лівої і правої руки

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ:

- міцна фіксація гумового накінецьника
- анатомічна рукоятка з нековзного матеріалу
- металевий фіксатор регулювання висоти




7802РА



- легкий, міцний алюмінієвий сплав
- подвійне регулювання висоти - від підлоги до ручки і від ручки до опори під лікоть
- опора під лікоть встановлена на міцному рухомому шарнірі
- регульована висота - від **90 до 121 см**
висота від манжети до ручки - від 24 до 32 см
висота від насадки до ручки - від 66 до 89 см
- купується окремо для лівої і правої руки

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ:

- міцна фіксація гумового накінецьника
- анатомічна рукоятка з нековзного матеріалу
- металевий фіксатор регулювання висоти




7804РА



- легкий, міцний алюмінієвий сплав
- подвійне регулювання висоти - від підлоги до ручки і від ручки до опори під лікоть
- опора під лікоть встановлена на міцному рухомому шарнірі
- регульована висота - від **100 до 131 см**
висота від манжети до ручки - від 24 до 32 см
висота від насадки до ручки - від 76 до 99 см
- купується окремо для лівої і правої руки

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ:

- міцна фіксація гумового накінецьника
- анатомічна рукоятка з нековзного матеріалу
- металевий фіксатор регулювання висоти



Ходунки

Ходунки NOVA — високотехнологічні засоби, розроблені на основі 40-річного клінічного досвіду роботи з хворими в реабілітаційному військовому центрі США та Тайвані. Рамна конструкція витримує посилений тиск та виготовлена з міцного алюмінієвого сплаву. При цьому, вага виробу не перевищує 2,5-3 кг. Ходунки NOVA — це наукова розробка, яка найкращим чином відповідає потребам пацієнта та гарантує їх безпечну та комфортну реабілітацію.

Переваги ходунків NOVA:

- Інноваційний міцний та легкий алюмінієвий сплав
- Максимальне навантаження – до 150 кг
- Надійні зварювальні та гвинтові з'єднання
- Всі зварювальні роботи проводяться на автоматизованій лінії, що гарантує точність виготовлення та безпеку кожної конструкції
- Ручки-опори вкриті м'яким полімерним матеріалом, який не натирає та виключає ковзання
- Широкий асортимент для різних етапів реабілітації: 2х рівневі, «крокуючі», на колесах
- Регулювання висоти телескопічним способом
- Зручність у користуванні - складаються за допомогою однієї кнопки.



B4070




- легкий, міцний алюмінієвий сплав
- складаються за допомогою однієї кнопки
- ручки вкриті м'яким полімерним матеріалом з ефектом антиковзання
- регульована висота - від **81 до 97 см**
- відстань між поручнями - 42 см
- ширина ходунка - 56,5 см
- глибина ходунка - 40 см
- колір: срібло



B4030 №2

- легкий, міцний алюмінієвий сплав
- складна «крокуюча» конструкція
- складаються за допомогою однієї кнопки
- ручки вкриті м'яким полімерним матеріалом з ефектом антиковзання
- регульована висота - від **81 до 91 см**
- відстань між поручнями - 46 см
- ширина ходунка - 53,5 см
- глибина ходунка - 47,5 см
- колір: бронза



ХОДУНКИ

B4030 №1 підліткові



змінні гумові нековзаючі насадки


5 рівнів регулювання висоти

- легкий, міцний алюмінієвий сплав
- складна «крокуюча» конструкція
- складаються за допомогою однієї кнопки
- ручки вкриті м'яким полімерним матеріалом з ефектом антиковзання
- регульована висота - від **73 до 84 см**
- відстань між поручнями - 46 см
- ширина ходунка - 53,5 см
- глибина ходунка - 47,5 см
- колір: бронза



150 кг

максимальне навантаження




B4081



передні колеса


5 рівнів регулювання висоти

- легкий, міцний алюмінієвий сплав
- складаються за допомогою однієї кнопки
- ручки вкриті м'яким полімерним матеріалом з ефектом антиковзання
- регульована висота - від **83 до 94 см**
- відстань між поручнями - 42 см
- діаметр передніх коліс - 12,7 см
- ширина ходунка - 65,5 см
- глибина ходунка - 42 см
- колір: срібло



150 кг

максимальне навантаження




B4092AA



змінні гумові нековзаючі насадки


8 рівнів регулювання висоти

- легкий, міцний алюмінієвий сплав
- два рівні для полегшення вставання з положення сидіння
- складаються за допомогою однієї кнопки
- ручки вкриті м'яким полімерним матеріалом з ефектом антиковзання
- регульована висота - від **79 до 96 см**
- відстань між поручнями - 45,5 см
- ширина ходунка - 65 см
- глибина ходунка - 44 см
- колір: срібло



130 кг

максимальне навантаження



B4090




5 рівнів регулювання висоти

змінні гумові нековзаючі насадки

- легкий, міцний алюмінієвий сплав
- складаються за допомогою однієї кнопки
- регулювання ширини задніх ніжок
- ручки вкриті м'яким полімерним матеріалом з ефектом антиковзання
- регульована висота - від **79 до 89 см**
- регульована ширина - від 45 до 74 см
- діаметр трубки - 25,4 см
- колір: бронза

150 кг

максимальне навантаження



B4072 дитячі



4 рівні регулювання висоти


змінні гумові нековзаючі насадки

- легкий, міцний алюмінієвий сплав
- складаються за допомогою однієї кнопки
- ручки вкриті м'яким полімерним матеріалом з ефектом антиковзання
- регульована висота - від **61 до 68 см**
- ширина ходунка - 41,5 см
- глибина ходунка - 34 см
- відстань між поручнями - 31 см
- колір: жовтий



150 кг

максимальне навантаження



КРІСЛА-ТУАЛЕТИ

Крісло-туалет NOVA — це високоякісний переносний санітарний пристрій, який відповідає міжнародним санітарно-гігієнічним нормам контролю якості виробництва. Розроблений доктором Брюсом Ченом, провідним реабілітологом та засновником компанії NOVA.

Переваги крісла-туалету NOVA:


- Інноваційний міцний, легкий алюмінієвий або сталевий сплав рамної конструкції
- Максимальне навантаження – до 150 кг
- Надійні зварювальні та гвинтові з'єднання
- Регулювання висоти ніжок телескопічним способом
- Поручні покриті м'яким полімерним матеріалом з ефектом протиковзання
- Легкий догляд завдяки з'ємним елементам
- Міцний не ковзкий пластик сидіння



A8500CA



- міцна, легка алюмінієва конструкція
- з'ємні кришка, сидіння і відро з кришкою виготовленні з міцного пластику, який легко миється
- поручні покриті м'яким полімерним матеріалом з ефектом антиковзання
- габаритні розміри: ширина - 52,5 см, довжина - 49,5 см, висота - від 72 до 82 см, 5 рівнів регулювання
- регульована висота сидіння - від 38 до 48 см
- ширина сидіння - 37,5 см
- глибина сидіння - 40,5 см
- колір: білий




A8700AA



- стійка сталевая конструкція
- з'ємні кришка, сидіння і відро з кришкою виготовленні з міцного пластику, який легко миється
- поручні покриті м'яким полімерним матеріалом з ефектом антиковзання
- габаритні розміри: ширина - 52 см, довжина - 50,5 см, висота - від 65,5 до 75,5 см, 5 рівнів регулювання
- регульована висота сидіння - від 41 до 51 см
- ширина сидіння - 37,5 см
- глибина сидіння - 40,5 см
- колір: білий

ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ:


- розкладна конструкція - зручне транспортування



A8900AD



- стійка сталевая конструкція
- підлокітники опускаються для зручності пересаджування
- з'ємні кришка, сидіння і відро з кришкою виготовленні з міцного пластику, який легко миється
- поручні покриті м'яким полімерним матеріалом з ефектом антиковзання
- габаритні розміри: ширина - 55 см, довжина - 48,5 см, висота - від 58 до 68 см, 5 рівнів регулювання
- регульована висота сидіння - від 36 до 46 см
- ширина сидіння - 37,5 см
- глибина сидіння - 40,5 см
- колір: білий



ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ВАНН ТА ДУШУ

Лавки та стільці для душу NOVA – це максимально безпечні та комфортні санітарні вироби, виготовлені з провідних сучасних вологостійких матеріалів, що забезпечують максимально допустиме навантаження при тривалому використанні.

Переваги пристосувань для ванн та душу NOVA:

- Максимальне навантаження – до 150 кг
- Високоміцний нетоксичний пластик з ефектом протиковзання
- Рама виконана з анодованого алюмінію з полімерним покриттям для захисту від корозії
- Дренажні отвори для стоку води та легкого очищення поверхні
- Регулювання висоти ніжок у стільцях
- Гумові змінні насадки з ефектом протиковзання мають надійне щеплення з поверхнею
- Оснащені спеціальними отворами/ ручками для полегшення підйому



ЛАВКИ ДЛЯ ДУШУ

9201



- ширина лавки - 78 см
- глибина - 38,7 см
- максимальне навантаження - 150 кг
- гумова накладка з ефектом антиковзання покращує безпеку і захищає поверхню ванни від подряпин
- має поручень
- колір: білий



максимальне навантаження

9202-A



- ширина лавки - 69 см, глибина - 34,5 см
- регулювання ширини кріплення - від 39 до 64 см
- максимальне навантаження - 150 кг
- має захисне полімерне покриття
- встановлюється на краю ванни і фіксується зажимами
- виготовлена з нековзкого і нетоксичного пластика
- дренажні отвори для стоку води дозволяють легко очищати поверхню лави
- колір: білий





максимальне навантаження

СТІЛЬЦІ ДЛЯ ДУШУ

B9121BC




- легкий, зручний стілець
- має захисне полімерне покриття
- виготовлений з нетоксичного пластику з ефектом антиковзання
- дренажні отвори для стоку води дозволяють легко очищати поверхню лави
- габаритні розміри:
ширина сидіння - 49,5 см
глибина сидіння - 38 см
регульована висота - від 35 до 45 см
- колір: білий



B9010





- рама виконана з анодованого алюмінію з полімерним покриттям, що захищає від корозії
- гумові наконечники на ніжках перешкоджають ковзанню
- сидіння виконане з високоміцного поліетилену
- з боків сидіння є отвори для рук для полегшення підйому зі стільця і його перенесення
- габаритні розміри:
ширина сидіння - 49 см
глибина сидіння - 30 см
регульована висота - від 33 до 43 см
- колір: білий



C9020



- рама виконана з анодованого алюмінію з полімерним покриттям, що захищає від корозії
- гумові наконечники на ніжках перешкоджають ковзанню
- сидіння і спинка виконані з високоміцного поліетилену
- з боків сидіння є отвори для рук для полегшення підйому зі стільця і його перенесення
- габаритні розміри:
ширина сидіння - 49 см
глибина сидіння - 30 см
регульована висота - від 35 до 51 см
висота спинки - 35 см
- колір: білий




ПОРУЧНІ

C8222



- кронштейн виготовлений з металевих труб з пристосуванням для кріплення на край ванни
- має додаткову поперечну ручку
- висота - **29 см**
- ширина - **18 см**
- регульована ширина кріплення - від 8 до 17 см
- колір: білий



B8200

- забезпечують стійкість при переході у вертикальне положення з положення сидіння
- застосовуються в побуті і стаціонарах
- рама виготовлена з алюмінію, підлокітники - з пластику
- забезпечені гумовими насадками з ефектом антиковзання
- ширина між поручнями - 50/54/61 см
- регульована висота - від **64 до 74 см**
- колір: білий



ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ УНІТАЗІВ

Насадки на унітаз NOVA – це високоякісні допоміжні санітарні вироби, які розроблені для збільшення висоти сидіння унітазу для пацієнтів з порушенням опорно-рухового апарату.

Переваги насадок на унітаз NOVA:

- Виготовлені з надміцного нетоксичного пластику з максимальним навантаженням – до 150 кг
- Кронштейни для кріплення на унітаз виготовлені зі спеціального алюмінієвого сплаву, який гарантує стійку фіксацію виробу
- Всі елементи мають спеціальне покриття для захисту від вологи
- Має 5 рівнів регулювання висоти за допомогою отворів на кронштейнах
- Підходить для будь яких моделей унітазів
- Оснащений відкидною кришкою та легкі в догляді



C8300

- кріпиться зверху на стандартний унітаз (на 5 кронштейнах з вініловими накінецьниками, які перешкоджають ковзанню)
- підходить для унітазу будь-якої форми
- легко миється
- збільшення висоти унітазу від **8 до 15 см**
- колір: білий



максимальне навантаження



N8320

- насадка підходить для будь-якої форми унітазу
- легко миється і не вбирає запах
- встановлюється без використання інструменту (2 кріплення на зовнішню сторону унітазу)
- має відкидну кришку
- ширина- 36,5 см
- глибина- 41 см
- збільшення висоти унітазу **10 см**
- колір: білий



максимальне навантаження

КОМПЛЕКТУЮЧІ

N6001

Пристрій проти ковзання
для пальців, милиць, ходунків



NTA19-001

Насадка на палицю



- матеріал - гума
- діаметр - **19,1 мм**
- колір - сірий

NTA22-002

Насадка на милицю



- матеріал - гума
- діаметр - **22,2 мм**
- колір - сірий

28-002

Насадка на милицю



- матеріал - гума
- діаметр - **28 мм**
- колір - сірий

N7200AA10-1

Гумова пахвова насадка для милиць



NTA16-001:

Насадка на милицю



- матеріал - гума
- діаметр - **15,8 мм** та **16 мм**
- колір - коричневий

16-003

Насадка на тростину чотирьох опорну
B5610, C5650-K



- матеріал - гума
- діаметр - **16 мм**
- колір - чорний

28-002

Насадка на тростину чотирьох опорну
B5610, C5650-K



- матеріал - гума
- діаметр - **28 мм**
- колір - чорний

N7200AA09-1

Гумова пахвова насадка для милиць



NTA18-001

Гумова пахвова насадка для милиць



- матеріал - гума
- діаметр - **19,1 мм**
- колір - коричневий

25-001

Насадка для ходунків



- матеріал - гума
- діаметр - **25 мм**
- колір - сірий

БРЕНДОВАНА СТІЙКА NOVA

Пропонуємо Вам покращити презентацію продукції ТМ NOVA в торговому залі шляхом розміщення її у брендovanій стійці NOVA.

Стійка NOVA:

- приверне увагу покупців до продукції NOVA
- забезпечить більш раціональне використання торгової площі
- покращить естетичний вигляд та презентацію продукції

Технічні характеристики стійки:

- Матеріал: деревноволокниста плита середньої щільності (ДДФ)
- Форма: еліптична
- Висота 70 см, ширина 47 см, глибина 35 см
- Кількість круглих отворів для палиць: 6 шт, діаметром 6 см
- К-сть овальних отворів для милиць: 2 шт., розміром 15*6 см



ОРТОПЕДИЧНІ УСТІЛКИ ORTOMED

Легкою ходою – ТІЛЬКИ ВПЕРЕД!



Преміальна якість

Ортопедичні елементи розроблені
в кожному розмірі окремо

Забезпечують фізіологічно правильне
положення стопи при лікуванні та
профілактиці

Сертифікати



ОРТОПЕДИЧНІ УСТІЛКИ ORTOMED

ОРТОПЕДИЧНІ УСТІЛКИ. СУПІНАТОРИ. СЕРІЯ STANDART

Функціональність серії **STANDART**: жорсткі, лікувально-профілактичні, без п'яtkового бортика, тоненькі (2мм), тільки для нефіксованих деформацій стопи

OMS-806



- Розміри: **38-48**
- Стать: Унісекс
- Жорсткість за Шором: 25-30 од.
- Каркас: НЕМА-Plex
- Верх: Натуральна перфорована шкіра
- Основа: Білий Thermosoft 2 мм, гладкий
- Валик Зейца: так

ПОКАЗАННЯ:

- Нефіксована поздовжня, поперечна, комбінована плоскостопість II ступеня
- Hallux Valgus («кісточка»)
- Вальгус стопи
- Метатарзалгії
- Плантарний фасциїт, початкові болі в п'ятці
- Молоткоподібні деформації пальців
- Деформація Тейлора (5го пальця стопи)
- Неврома Мортонна
- Захворювання хребта
- Реабілітація після травм та оперативних втручань на нижніх кінцівках
- Для людей молодшого та середнього віку (30-50 років)

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- підтримку поперечного та поздовжнього склепінь стопи в анатомічно правильному положенні
- розвантаження м'язів гомілки і ахіллового сухожилля
- зниження ударного навантаження на суглоби нижніх кінцівок та хребет
- поліпшення біомеханіки стопи і підвищення комфортності взуття
- додаткове розвантаження п'яти

ОСОБЛИВОСТІ:

- основа устілок виготовлена з EVA-матеріалу товщиною 2 мм для амортизації та зменшення навантаження на суглоби ніг і хребет
- метатарзальний валик надає виражену підтримку поперечного склепіння стопи, знімає навантаження з переднього відділу стопи
- анатомічний каркас для оптимальної підтримки поздовжніх склепінь стопи при щоденних навантаженнях
- нижня частина покрита матеріалом Paraskin на всю довжину, який адаптується під стопу, не промокає, має високу зносостійкість
- додаткове розвантаження п'яти

OMS-805



- Розміри: **35-46**
- Стать: Унісекс
- Жорсткість за Шором: 20 од.
- Каркас: НЕМА-Plex без п'яти
- Верх: Перфорований мікрофазер чорного кольору, антибактеріальний
- Основа: Світло-зелений Thermosoft 2 мм
- Валик Зейца: так

ПОКАЗАННЯ:

- Hallux Valgus («кісточка»)
- Вальгус стопи
- Метатарзалгії
- Плантарний фасциїт, початкові болі в п'ятці
- Молоткоподібні деформації пальців
- Деформація Тейлора (5го пальця стопи)
- Неврома Мортонна
- Захворювання хребта
- Реабілітація після травм та оперативних втручань на нижніх кінцівках
- Для людей молодшого та середнього віку (30-50 років)

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- підтримку поперечного та поздовжнього склепінь стопи в анатомічно правильному положенні
- розвантаження м'язів гомілки і ахіллового сухожилля
- зниження ударного навантаження на суглоби нижніх кінцівок та хребет
- поліпшення біомеханіки стопи і підвищення комфортності взуття

ОСОБЛИВОСТІ:

- основа устілок виготовлена з матеріалу Thermosoft 2 мм для зменшення навантаження на суглоби ніг і хребет
- метатарзальний валик надає виражену підтримку поперечного склепіння стопи, знімає навантаження з переднього відділу стопи
- анатомічний каркас для оптимальної підтримки поздовжніх склепінь стопи при щоденних навантаженнях
- покриття - «мікрофайзер» з перфорацією, повітропроникний матеріал, який добре відводить вологу, має протиковзкий ефект
- додаткове розвантаження п'яти
- має протиковзкий ефект, нижня частина покрита матеріалом, що виконує функцію термо ефекту, має високу зносостійкість

OMS-125/126



- Розміри: **35-42 / 38-47**
- Стать: Жіноча / Чоловіча
- Жорсткість за Шором: 30-35 од.
- Каркас: НЕМА-Plex
- Верх: Перфорована замша
- Основа: Білий Thermosoft 2 мм
- Валик Зейца: так

ПОКАЗАННЯ:

- Нефіксована поздовжня, поперечна, комбінована плоскостопість II ступеня
- Hallux Valgus («кісточка»)
- Вальгус стопи
- Метатарзалгії
- Деформація Тейлора (5го пальця стопи)
- Неврома Мортонна
- Захворювання хребта
- Реабілітація після травм та оперативних втручань на нижніх кінцівках

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- розвантаження м'язів гомілки і ахіллового сухожилля
- зниження ударного навантаження на суглоби нижніх кінцівок та хребет
- покращення біомеханіки стопи та підвищення комфортності під час ходьби
- усунення дискомфорту та болі в спині
- підтримку поперечного та поздовжнього склепінь стопи в анатомічно правильному положенні
- розвантаження та усунення больових відчуттів в опорних суглобах та хребті
- покращення кровообігу стоп та загального самопочуття
- підвищення стійкості в положенні стоячи та під час ходьби

ОСОБЛИВОСТІ:

- зворотня нижня частина устілок в зоні п'яти та середньої частини стопи покрита пробковим екологічним матеріалом
- мають анатомічний каркас для оптимальної підтримки стопи при щоденних навантаженнях
- призначені для всіх видів закритого взуття
- поглинають надлишкову вологу
- мають високу зносостійкість
- оптимально розподіляють тиск на ногу
- виготовлені повністю з натуральних матеріалів, екологічна дихаюча основа, без розвантаження п'яти
- для людей 25-40 років

ОРТОПЕДИЧНІ УСТІЛКИ ORTOMED

УСТІЛКИ ОРТОПЕДИЧНІ КАРКАСИ
З П'ЯТКОВИМ АМОРТИЗАТОРОМ. СЕРІЯ STANDART

OMS-102



- Розміри: **36-46**
- Стать: Унісекс
- Каркас: Синій пластик
- Верх: Натуральна перфорована шкіра
- Основа: Чорний латекс
- Валик Зейца: Так, з м'якої піни

ПОКАЗАННЯ:

- Статичні нефіксовані деформації стопи (поздовжня, поперечна і комбінована плоскостопість I-II ступеня)
- Плантарний фасциїт легкого ступеня
- Метатарзалгії різної етіології
- Центральна та бокова п'ятова шпора
- Артрозо-артрити суглобів стоп
- П'ятова шпора
- Надмірна вага, вагітність, варикозна хвороба, тривале перебування на ногах

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- підтримку склепінь стопи
- розвантаження м'язів, зв'язок і сухожил'я стопи
- зменшення ударного навантаження на п'яти, суглоби нижніх кінцівок і хребет
- зменшення втоми стопи і створення комфортних умов при ходьбі

ОСОБЛИВОСТІ:

- не виражений валик Зейца
- тонкий, анатомічний каркас призначений для оптимальної підтримки поздовжніх склепінь стопи при щоденних навантаженнях
- п'ятковий амортизатор краплеподібної форми зі збільшеною площею контакту ефективно знижує ударне навантаження на п'яти
- метатарзальний пелот знімає навантаження з переднього відділу стопи
- міжустілковий прошарок - спінений матеріал з додаванням вугілля, що нейтралізує запах і зменшує вологість у взутті, має антибактеріальну та протигрибкову дію
- пружно-амортизаційний каркас для людей вагою до 85 кг

OMS-103



- Розміри: **36-46**
- Стать: Унісекс
- Каркас: Синій пластик
- Верх: On Steam- «дихаючий» матеріал, який має властивості натуральної шкіри і мікрофібри
- Основа: Чорний латекс
- Валик Зейца: Так, з м'якої піни

ПОКАЗАННЯ:

- Статичні нефіксовані деформації стопи (поздовжня, поперечна і комбінована плоскостопість I-II ступеня)
- Плантарний фасциїт легкого ступеня
- Метатарзалгії різної етіології
- Центральна та бокова п'ятова шпора
- Артрозо-артрити суглобів стоп
- П'ятова шпора
- Вальгус стопи
- Надмірна вага, вагітність, варикозна хвороба

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- підтримку склепінь стопи
- розвантаження м'язів, зв'язок і сухожил'я стопи
- зменшення ударного навантаження на п'яти, суглоби нижніх кінцівок і хребет
- зменшення втоми стопи і створення комфортних умов при ходьбі

ОСОБЛИВОСТІ:

- не виражений валик Зейца
- тонкий, анатомічний каркас призначений для оптимальної підтримки поздовжніх склепінь стопи при щоденних навантаженнях
- п'ятковий амортизатор краплеподібної форми зі збільшеною площею контакту ефективно знижує ударне навантаження на п'яти
- метатарзальний пелот знімає навантаження з переднього відділу стопи
- покриття- «On Steam»- «дихаючий» матеріал, який має властивості натуральної шкіри і мікрофібри. Його тепло-регулюючі характеристики забезпечують максимальний комфорт і абсолютну сухість всередині взуття, а також допомагають уникати неприємного запаху
- пружно-амортизаційний каркас для людей вагою до 85 кг

ОРТОПЕДИЧНІ УСТІЛКИ ORTOMED

УСТІЛКИ ОРТОПЕДИЧНІ АМОРТИЗУЮЧІ ПРЕМІУМ. СЕРІЯ PRO

Функціональність **серії PRO**: М'які, лікувальні, тільки для фіксованих деформацій стопи, вирішують найбільший спектр проблем стопи

OMP-269/262



- Розміри: **34-40 / 40-48**
- Стать: Жіноча / Чоловіча
- Жорсткість за Шором: 20 од.
- Каркас: Synchro flex білий 2 мм
- Верх: Перфорований мікрофазер чорного кольору, антибактеріальний
- Основа: Жовтий Thermosoft 2 мм
- Валик Зейца: так

ПОКАЗАННЯ:

- Нефіксована поздовжня, поперечна, комбінована плоскостопість II ступеня
- Фіксована поздовжня, поперечна, комбінована плоскостопість I ступеня
- Hallux Valgus («кісточка»)
- Вальгус стопи
- Метатарзалгії
- Плантарний фасцит
- П'ятова шпора
- Молоткоподібні деформації пальців
- Ахілобурсит
- Артрит
- Деформація Тейлора (5го пальця стопи)
- Неврома Мортон
- Хвороба Хагlund
- Артрози
- Захворювання хребта
- Цукровий діабет
- Реабілітація після травм та оперативних втручань на нижніх кінцівках
- Центральна та бокова п'ятова шпора

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- підтримку поперечного та поздовжнього склепіння стопи в анатомічно правильному положенні
- розвантаження суглобів і м'язово-зв'язкового апарату стопи
- розвантаження кістки п'яти, п'якової шпори
- корекцію порушень опорно-рухового апарату
- амортизацію ударного навантаження на нижні кінцівки і хребет

ОСОБЛИВОСТІ:

- без п'ятового бортика, жорсткий каркас, максимально відтворює амортизаційні властивості стопи
- додатковий п'ятковий амортизатор 6 мм максимально краплеподібної форми зі збільшеною площею контакту ефективно знижує ударне навантаження на п'яти
- посилювач каркасу антрацит 2 мм – додає додаткову пружність та зносостійкість
- анатомічна форма ефективно підтримує поздовжнє склепіння стопи і запобігає симптомам втоми ніг
- метатарзальний пелот (подушка) - спеціальне підвищення в центральній частині устілки, піднімає і підтримує поперечне склепіння стопи, запобігає утворенню плоскостопості, полегшує її симптоми
- функціональне мікрофіброве покриття «мікрофазер» приємне до шкіри, вбирає зайву вологу

OMP-961



- Розміри: **38-48**
- Стать: Унісекс
- Жорсткість за Шором: Білий 20-25 од. Синій 55-60 од.
- Каркас: -
- Верх: Перфороване вологе поглинаюче покриття сірого кольору, антибактеріальне
- Основа: 2-х компонентна підошва з поліуретану
- Валик Зейца: так

ПОКАЗАННЯ:

- Нефіксована поздовжня, поперечна, комбінована плоскостопість I та II ступеня
- Фіксована поздовжня, поперечна, комбінована плоскостопість I ступеня
- Hallux Valgus («кісточка»)
- Вальгус стопи
- Варус стопи
- Метатарзалгії
- Плантарний фасцит
- Центральна п'ятова шпора
- Молоткоподібні деформації пальців
- Ахілобурсит
- Артрит
- Деформація Тейлора (5го пальця стопи)
- Неврома Мортон
- Хвороба Хагlund
- Артрози
- Захворювання хребта
- Цукровий діабет
- Реабілітація після травм та оперативних втручань на нижніх кінцівках

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- підтримку поздовжніх і поперечного склепіння стопи в анатомічно правильному положенні
- фіксацію п'яти в правильному положенні
- зниження ударного навантаження на п'яту, суглоби нижніх кінцівок і хребет
- розвантаження м'язів гомілки і ахіллового сухожилля
- відновлення амортизаційної та балансувальної функції стопи
- корекцію статичної недостатності стоп
- розворот і фіксація п'ятової області при нефіксованих деформаціях

ОСОБЛИВОСТІ:

- безкаркасна, 2х-компонентна основа, з п'ятковим бортиком та пронататором стопи. М'яка, має менш виражений валик Зейца та плавний перехід всіх ортопедичних елементів
- забезпечені п'ятковим амортизатором
- метатарзальний валик надає виражену підтримку поперечному склепінню стопи, знімає навантаження з переднього відділу стопи
- двокомпонентна пінополіуретанова основа: жорстка частина фіксує стопу в фізіологічно правильному положенні м'яка частина розвантажує п'яту і передній відділ стопи
- покриття on Steam® - запатентований матеріал, який має властивості натуральної шкіри та мікрофібри. 100% дишаюче мікрволокно, яке вбирає вологу
- має теплорегулюючі характеристики, які забезпечують максимальний комфорт та сухість всередині взуття, допомагає уникнути появу неприємного запаху

OMP-974



- Розміри: **35-48**
- Стать: Унісекс
- Жорсткість за Шором: Білий 30-35
- Каркас: наявність металевий стрижня
- Верх: Мікрофазер бежевого кольору
- Основа: 1-компонентна підошва з ПУ
- Валик Зейца: так

ПОКАЗАННЯ:

- Нефіксована поздовжня, поперечна, комбінована плоскостопість II ступеня
- Фіксована поздовжня, поперечна, комбінована плоскостопість I ступеня
- Hallux Valgus («кісточка»)
- Вальгус стопи
- Варус стопи
- Метатарзалгії
- Молоткоподібні деформації пальців
- Артрит
- Деформація Тейлора (5го пальця стопи)
- Неврома Мортон
- Захворювання хребта
- Реабілітація після травм та оперативних втручань на нижніх кінцівках
- Варикозне розширення вен
- Центральна п'ятова шпора

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- підтримку поперечного та поздовжнього склепіння стопи в анатомічно правильному положенні
- розвантаження м'язів гомілки і ахіллового сухожилля
- фізіологічно правильне розташування п'яти
- зниження ударного навантаження на суглоби нижніх кінцівок і хребет
- скорочення біомеханіки стопи і підвищення комфортності взуття
- розвантаження п'яти та великого пальця

ОСОБЛИВОСТІ:

- мають п'яточні бортики для встановлення п'яти в нейтральну позицію
- основа устілок виготовлена з поліуретанової піни з внутрішнім пластиковим каркасом для зменшення навантаження на суглоби ніг і хребет
- в ділянці носка устілки забезпечені масажними елементами, які стимулюють м'язи стопи
- покриття «мікрофазер» - матеріал, який відводить вологу, пропускає повітря, має протиковзкий ефект
- каркасна 1-компонентна основа м'яка, з п'ятковим бортиком та пронататором стопи. М'яка, менш виражений валик Зейца, має плавний перехід всіх ортопедичних елементів

УСТІЛКИ ОРТОПЕДИЧНІ ПРЕМІУМ

Функціональність **серії SPORT**: М'які, лікувально-профілактичні, з додатковими зонами розвантаження, для значних навантажень, занять спортом

OMP-975

- Розміри: **35-48**
- Стать: Унісекс
- Жорсткість за Шором: Синій 40-45 од. Фіолетовий 13-19 од.
- Каркас: -
- Верх: Спорт текстиль
- Основа: 2-х компонентна підошва з ПУ
- Валик Зейца: так

ПОКАЗАННЯ:

- Нефіксована поздовжня, поперечна, комбінована плоскостопість II ступеня
- Фіксована поздовжня, поперечна, комбінована плоскостопість I ступеня
- Hallux Valgus («кісточка»)
- Вальгус стопи
- Варус стопи
- Метатарзалгії
- Плантарний фасциїт
- П'ятова шпора
- Молоткоподібні деформації пальців
- Ахілобурсит
- Артрит
- Деформація Тейлора (5го пальця стопи)
- Неврома Мортона
- Хвороба Хаглунда
- Подагра
- Артрози
- Захворювання хребта
- Реабілітація після травм та оперативних втручань на нижніх кінцівках
- Вагітність, варикозне розширення вен, для занять спортом

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- підтримку поздовжнього і поперечного склепінь стопи в анатомічно правильному положенні
- розвантаження великого пальця
- розвантаження плюсни
- розвантаження п'яти та забезпечення її фізіологічно правильного положення
- корекцію статичної недостатності стоп і п'ятової шпори
- розворот і фіксацію п'ятової області при нефіксованих деформаціях
- розвантаження м'язів гомілки та ахіллового сухожилля
- зниження ударного навантаження на суглоби нижніх кінцівок і хребет
- поліпшення біомеханіки стопи і підвищення комфортності взуття

ОСОБЛИВОСТІ:

- мають п'яткові бортики для встановлення п'яти в нейтральну позицію
- основа устілок виготовлена з 2-х компонентного поліуретану
- метатарзальний валик надає виражену підтримку поперечному склепінню стопи, знімає навантаження з переднього відділу стопи
- в ділянці носка устілки мають спеціальний елемент для розвантаження великого пальця
- мають 4 зони розвантаження: п'яти, великого пальця та 2 зони розвантаження переднього відділу стопи
- покриття спорт текстиль - матеріал, що відводить вологу та дихає, має протиковзкий ефект
- менш виражений валик Зейца, повноцінна ортопедична викладка
- при великих навантаженнях при ходьбі, спорті – зменшує ризик вивихів та травм

Функціональність **серії KIDS**: Жорсткі, лікувальні

OMP-5538**дитячі ортопедичні з бортиком**

- Розміри: **22-39**
- Стать: Унісекс
- Жорсткість за Шором: Білий 2 мм 25-30° Жовтий, рожевий, синій 2 мм 25°
- Каркас: посилені супінатори 1 мм та 1,3 мм
- Верх: текстиль, м'який, гіпоалергенний
- Основа: EVA білий 2 мм 25-30°
- Пружна каркасна основа з високими бортиками, подовженими на 2/3 устілки
- Валик Зейца: -

ПОКАЗАННЯ:

- Вальгусні та плоско-вальгусні нефіксовані деформації стопи, в тому числі в поєднанні з вальгусом або варусом заднього та середнього відділів стопи
- Реабілітація після травм та оперативних втручань на стопі
- Одноразова корекція нефіксованих деформацій стопи

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- Підтримку поперечного та поздовжнього склепінь стопи в анатомічно правильному положенні
- Розвантажують п'ятки, суглоби нижніх кінцівок, хребет, м'язи, зв'язки та сухожилля стоп
- Амортизують та зменшують навантаження на суглоби ніг і хребет

ОСОБЛИВОСТІ:

- Жорстка, з п'ятковим бортиком, глибока чаша п'яти для відмінної підтримки п'яти
- Високі пронатори для щільної фіксації стопи
- Підтримка поздовжніх склепінь стопи дитини
- Поглинають вологу
- Покриття - повітрепроникний матеріал, що дихає
- Має протиковзкий ефект



ОРТОПЕДИЧНІ УСТІЛКИ, НАПІВУСТІЛКИ, ПЕЛОТИ PEDAG



Екологічне виробництво та висока
німецька якість

Природна та здорова ходьба

Інновації, висока зносостійкість,
довговічність

Товари, сертифіковані Американською
медичною асоціацією педіатрів

Безпека і якість виробів «Pedag»
підтверджено TÜV Rheinland

Система менеджменту якості
відповідає стандарту DIN EN ISO 13485

УСТІЛКИ-СУПІНАТОРИ ОРТОПЕДИЧНІ

**КАРКАСНІ ДЛЯ ЗАКРИТОГО ВЗУТТЯ ЗІ
ЗБІЛЬШЕНИМ ПОДОВЖНИМ СКЛЕПІННЯМ
PEDAG 187. VIVA**



- Розміри: **35-48**

ПОКАЗАННЯ:

- фіксована комбінована плоскостопість
- захворювання хребта і суглобів нижніх кінцівок
- варикозна хвороба, набряки
- похилий вік
- для всіх типів закритого взуття з підбором до 4 см

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- дбайливу підтримку склепіння стопи
- захист від втоми, бактерій та грибків
- зменшення ударного навантаження на область плюснефалангових суглобів
- створення комфортних умов при ходьбі

ОСОБЛИВОСТІ:

- шар активованого вугілля
- антибактеріальне просочення
- має амортизуючу подушечку під п'яту

PEDAG 189. VIVA HIGH



- Розміри: **36-46**

ПОКАЗАННЯ:

- фіксована комбінована плоскостопість
- захворювання хребта і суглобів нижніх кінцівок
- варикозна хвороба, набряки
- похилий вік

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- дбайливу підтримку склепіння стопи
- захист від втоми, бактерій та грибків
- зменшення ударного навантаження на область плюснефалангових суглобів
- створення комфортних умов при ходьбі

ОСОБЛИВОСТІ:

- шар активованого вугілля
- антибактеріальне просочення
- ультрависокий каркас подовжнього зводу стопи
- ідеально підходить для «порожньої стопи»

**М'ЯКІ
PEDAG 154. SIESTA**



- Розміри: **35-46**

ПОКАЗАННЯ:

- фіксована комбінована плоскостопість
- захворювання хребта і суглобів нижніх кінцівок
- варикозна хвороба, набряки
- для всіх типів закритого взуття з підбором до 4 см
- похилий вік

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- дбайливу підтримку склепіння стопи
- захист від втоми, бактерій та грибків
- зменшення ударного навантаження на область плюснефалангових суглобів

ОСОБЛИВОСТІ:

- шар активованого вугілля
- антибактеріальне просочення
- покриття – перфорована шкіра

УСТІЛКИ КАРКАСНІ
ДЛЯ СПОРТИВНОГО ВЗУТТЯ

PEDAG 181. VIVA SPORT



- Розміри: **36-48**

ПОКАЗАННЯ:

- подовжня та комбінована нефіксована плоскостопість I-III ступеня
- захворювання хребта і суглобів нижніх кінцівок
- при заняттях спортом, для закритого літнього та спортивного взуття

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- підтримку склепіння стопи
- зняття ударного навантаження під час занять спортом

ОСОБЛИВОСТІ:

- амортизатор п'яти ідеальний для занять спортом - біг, аеробіка, шейпінг тощо
- вологопоглинаюче та повітропроникне м'яке покриття з мікрофібри
- перфорація забезпечує циркуляцію повітря, тому нога не потіє
- основний матеріал устілки виготовлений з високотехнологічної піни з мільйонами крихітних заповнених повітрям бульбашок, яка поглинає ударне навантаження та ізолює від холоду

ДЛЯ ЗАКРИТОГО
ЛІТНЬОГО ВЗУТТЯ

PEDAG 183. VIVA SUMMER



- Розміри: **35-48**

ПОКАЗАННЯ:

- подовжня та комбінована нефіксована плоскостопість
- захворювання хребта і суглобів нижніх кінцівок
- вагітність
- варикозна хвороба, набряки
- для закритого літнього та спортивного взуття

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- надійну підтримку нормальної анатомічної форми зводів стопи
- оптимальну підтримку склепіння стопи з урахуванням анатомічної будови стопи
- зниження ударного навантаження на п'яти, суглоби нижніх кінцівок і хребет
- правильну біомеханіку стопи при ходьбі
- нормалізацію тонусу м'язів стопи

ОСОБЛИВОСТІ:

- натуральна бавовна, волокна агави
- антибактеріальне просочення

ОРТОПЕДИЧНІ УСТІЛКИ PEDAG

УСТІЛКИ-СУПІНАТОРИ ОРТОПЕДИЧНІ

КАРКАСИ ДЛЯ
ЗАКРИТОГО
ЗИМОВОГО ВЗУТТЯ
PEDAG 198.
VIVA WINTER

- Розміри: **35-46**

ПОКАЗАННЯ:

- поздовжня та комбінована нефіксована плоскостопість
- захворювання хребта і суглобів нижніх кінцівок
- вагітність, варикозна хвороба, набряки
- для зимового взуття

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- рівномірний розподіл навантаження на стопи
- напівжорстку підтримку внутрішнього поздовжнього і поперечного склепіння стопи
- зменшення ударного навантаження на п'яту, суглоби нижніх кінцівок і хребет

ОСОБЛИВОСТІ:

- натуральна вовна та підкладка з тепловідбивної ламінованої фольги зігрівають ноги

PEDAG 180.
SNEAKER MAGIC STEP

- Розміри: **35-46**

ПОКАЗАННЯ:

- комбінована плоскостопість I-II ступеня
- профілактика утворення мозолів і натоптишів
- захворювання хребта і суглобів нижніх кінцівок
- зниження ударного навантаження на п'яту
- в комплексній терапії при варикозному розширенні вен
- набряки

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- м'який шар з ефектом пам'яті створений для амортизації
- п'ятковий амортизатор пом'якшує удар на п'яту, полегшує навантаження на суглоби і весь опорно-руховий апарат
- подушечка під плюсну запобігає розвитку плоскостопості та полегшує її симптоми
- каркас анатомічної форми підтримує поздовжнє склепіння і запобігає появі симптомів втоми

ОСОБЛИВОСТІ:

- покриття устілки шовковисто-м'яке і виготовлено з бамбукових волокон, що дихають і поглинають вологу
- поглинає на 60% більше вологи, ніж звичайна бавовна та сушить на 20% швидше, ніж звичайна бавовна

З НИЗЬКИМ
ПОЗДОВЖНІМ
СКЛЕПІННЯМ
PEDAG 188. VIVA®
LOW

- Розміри: **35-48**

ПОКАЗАННЯ:

- збільшений звід стопи
- низький поздовжній звід стопи
- профілактика або корекція плоскостопості I-III ступеня, полегшення супутніх хвороб та болей
- при великих навантаженнях на ноги (надмірна вага, вагітність)
- варикозне розширення вен
- болі в стопі та метатарзалгії різної етіології
- тривале перебування на ногах, втома ніг

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- встановлення стопи в фізіологічно правильне положення
- полегшення болю пов'язаного з плоскостопістю
- підтримку поздовжнього і поперечного склепіння стопи
- зменшує ударне навантаження на стопу, суглоби і хребет
- підтримка і розвантаження переднього відділу стопи, запобігання деформації суглобів
- зниження напруги і перевтоми в ногах

ОСОБЛИВОСТІ:

- устілка PEDAG VIVA® Low- це додаткова м'яка і гнучка підтримка для чутливої ступні ніг з низьким поздовжнім склепінням для закритого повсякденного і модельного взуття з метою зменшення втоми ніг, профілактики та корекції плоскостопості;
- супінатор для внутрішньої і зовнішньої підтримки ефективно підтримує поздовжнє склепіння і запобігає симптомам втоми
- покриття з тонкої натуральної високоякісної шкіри дозволяє носі «дихати», забезпечує комфорт і довговічність використання, забезпечує приємний та гігієнічний мікроклімат всередині взуття

УСТІЛКИ ДЛЯ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ

УЛЬТРАЛЕГКА ТА НАДТОНКА УСТІЛКА PEDAG 210. POWER

**ВЛАСТИВОСТІ:**

- ультралегка (~ 38 г) і надтонка (~ 2,9 мм)
- високотехнологічна тканина з особливими гігієнічними та водовідштовхувальними властивостями
- забезпечує природний рух стопи
- ідеально підходить для спортивного взуття

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ:

щоб ідеально адаптувати устілку Pedag під стопу, потрібно нагріти її до 55 С (наприклад, феном), встановити у взуття, одягнути взуття з устілкою та походити.



1. гнучка область великого пальця
2. запобігає появленню натоптишів
3. підтримка поздовжнього склепіння
4. підтримка щиколотки
5. підтримка п'яти п'ятковим вкладишем (середня жорсткість)
6. підтримка природнього руху
7. підтримка основи п'ятої плюсневої кістки, запобігає появі натоптишів
8. підтримка поздовжнього склепіння
9. фіксатор п'яти
10. багатофункціональне протиковзке покриття
 - відмінне зчеплення у взутті
 - висока вологостійкість

УДАРОПОГЛИНАЮЧА УСТІЛКА PEDAG 213. ENERGY MID

**ВЛАСТИВОСТІ:**

- ударопоглинаюча
- захист стопи від пошкоджень, болі в колінах і суглобах
- ідеально підходить для спортивного взуття
- забезпечує більшу стійкість і витривалість
- високотехнологічна тканина з особливими гігієнічними та водовідштовхувальними властивостями

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ:

щоб ідеально адаптувати устілку Pedag під стопу, потрібно нагріти її до 55 С (наприклад, феном), встановити у взуття, одягнути взуття з устілкою та походити.



1. гнучка область великого пальця
2. запобігає появленню натоптишів
3. підтримка поздовжнього склепіння
4. підтримка щиколотки
5. підтримка п'яти п'ятковим вкладишем (середня жорсткість)
6. підтримка природнього руху
7. підтримка основи п'ятої плюсневої кістки, запобігає появі натоптишів
8. підтримка поздовжнього склепіння
9. фіксатор п'яти
10. багатофункціональне протиковзке покриття
 - амортизація
 - вологостійкість

ОРТОПЕДИЧНІ НАПІВУСТІЛКИ PEDAG

НАПІВУСТІЛКИ-СУПІНАТОРИ ОРТОПЕДИЧНІ

АМОРТИЗУЮЧІ
PEDAG 127.
RELAX

- Розміри: **36-46**

ПОКАЗАННЯ:

- комбінована нефіксована плоскостопість II-III ступеня
- остеохондроз поперекового відділу хребта
- захворювання хребта і суглобів нижніх кінцівок
- варикозна хвороба, набряки
- надлишкова вага
- для закритого взуття з підбором до 4 см

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- рівномірний розподіл навантаження на стопи
- зняття ударного навантаження з п'яти
- розвантаження м'язів гомілки та ахіллового сухожилля

ОСОБЛИВОСТІ:

- покриття - високоякісна натуральна перфорована шкіра
- основа устілки - вулканізована латексна піна

КАРКАСНІ
PEDAG 179.
VIVA MINI

- Розміри: **35-48**

ПОКАЗАННЯ:

- статична плоскостопість I-II ступеня
- вагітність
- остеохондроз поперекового відділу хребта
- захворювання хребта і суглобів нижніх кінцівок
- варикозна хвороба, набряки
- біль і відчуття втоми в стопі, пов'язані з надмірною вагою, вагітністю, тривалим перебуванням на ногах
- для всіх типів взуття з підбором до 4 см

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- рівномірний розподіл навантаження на стопи
- напівжорстку підтримку внутрішнього поздовжнього і поперечного склепіння стопи
- зменшення ударного навантаження на п'яту, суглоби нижніх кінцівок і хребет

ОСОБЛИВОСТІ:

- мають пластиковий каркас для підтримки поздовжнього склепіння стопи
- мають клейовий фіксатор в області п'яти
- покриття - перфорована шкіра
- забезпечені п'ятковим амортизатором і пелотом для переднього відділу стопи

З Т-ПОДІБНИМ ПЕЛОТОМ
PEDAG 142.
COMFORT

- Розміри: **36-46**

ПОКАЗАННЯ:

- поперечна плоскостопість I-II ступеня, в тому числі з Hallux Valgus
- профілактика утворення мозолів і натоптишів в передньому відділі стопи
- розпластаність переднього відділу стопи (поперечна плоскостопість)

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- підтримку переднього відділу стопи
- зменшення ударного навантаження на область плюснефалангових суглобів

ОСОБЛИВОСТІ:

- підходить для будь-якого взуття на підборах не вище 5 см
- амортизуюча подушечка під п'яту
- має Т-подібний пелот під передній відділ стопи, що значно знижує больові відчуття
- антибактеріальне просочення
- покриття - високоякісна натуральна шкіра

ДЛЯ ВІДКРИТОГО МОДЕЛЬНОГО
ВЗУТТЯ З ПІДБОРОМ 5-7 CM
PEDAG 124. QUEEN

ПОКАЗАННЯ:

- розпластаність переднього відділу стоп (поперечна плоскостопість)
- профілактика утворення мозолів і натоптишів в передньому відділі стопи
- забезпечує стійкість при ходьбі на підборах і відчутну легкість
- для відкритого модельного взуття і сандалів з підбором 5-7 см

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- захист від ударного навантаження на область плюснефалангових суглобів
- зменшення хворобливих відчуттів при багатьох захворюваннях хребта, нижніх кінцівок і суглобів

ОСОБЛИВОСТІ:

- тонка та непомітна
- покриття - високоякісна натуральна шкіра

- Розміри: **35/36-41/42**

ДЛЯ ВЗУТТЯ З ПІДБОРАМИ
ВИЩЕ 7 CM
PEDAG 121. LADY

ПОКАЗАННЯ:

- розпластаність переднього відділу стоп (поперечна плоскостопість)
- взуття з підборами вище 7 см
- профілактика утворення мозолів і натоптишів в передньому відділі стопи
- для відкритого та закритого модельного взуття

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- підтримку переднього відділу стопи
- зменшення ударного навантаження на область плюснефалангових суглобів

ОСОБЛИВОСТІ:

- забезпечені м'яким латексним пелотом для підтримки поперечного зводу стопи
- мають клейовий фіксатор в області п'яти
- покриття - високоякісна натуральна шкіра

- Розміри: **35-42**

ОРТОПЕДИЧНІ УСТІЛКИ PEDAG

НАПІВУСТІЛКИ-СУПІНАТОРИ ОРТОПЕДИЧНІ

ДЛЯ ВСІХ ТИПІВ ВЗУТТЯ З ПІДБОРАМИ ДО 4 CM PEDAG 123 DELUXE



- Розміри: **36-42**

ПОКАЗАННЯ:

- фіксована плоскостопість II-III ступеня
- деформації стоп, болі при ходьбі будь-якої етіології, артрози, набряки
- профілактика утворення мозолів і натоптишів в передньому відділі стопи і збільшення розпластаності переднього відділу стопи
- для всіх типів взуття з підборами до 4 см

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- зменшення ударного навантаження на область плюснефалангових суглобів
- створення комфортних умов при ходьбі

ОСОБЛИВОСТІ:

- забезпечені м'яким пелотом для підтримки склепіння стопи
- мають клейовий фіксатор в області п'яти
- покриття- високоякісна натуральна перфорована шкіра

УСТІЛКИ ГЕЛЕВІ PEDAG 182. LADY GEL



- Розміри: **35-37 38-40 41-43**
- Розмір виробу **S M L**

ПОКАЗАННЯ:

- для м'якості і відчуття комфорту на підборах, в балетках і відкритому взутті

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- підтримку і пом'якшення ударів поперечного зводу, переднього відділу стопи і п'яти
- запобігання метатарзальних невралгій
- полегшення болю, пов'язаного з уже існуючою поперечною плоскостопістю

ОСОБЛИВОСТІ:

- поверхня устілки виготовлена з мікрофібрового велюру
- миється, прилипає сама, змінна
- оксамитова поверхня з мікрофібри не дозволяє нозі ковзати
- допомагає уникнути проблем з плоскостопістю і добре полегшує біль, пов'язану з уже існуючою поперечною плоскостопістю

МІЖПАЛЬЦЕВІ ГЕЛЕВІ РОЗДІЛЬНИКИ PEDAG 270



- Розмір: **універсальний**

ПОКАЗАННЯ:

- Quintus varus (варусна деформація мизинця)
- мозолі та потертості між пальцями стопи
- молоткоподібні пальці
- болі при бурситі

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- захист пальців стопи від натирання
- зменшення больових відчуттів
- ідеально підходить для післяопераційної реабілітації

ОСОБЛИВОСТІ:

- 100% медичний силікон
- в упаковці: 2 шт

МІЖПАЛЬЦЕВІ ГЕЛЕВІ РОЗДІЛЬНИКИ PEDAG 271



ПОКАЗАННЯ:

- виправлення установки 1-го пальця стопи при Hallux valgus
- мозолі та потертості між 1-м і 2-м пальцями стопи
- зменшення болю при бурситі 1-го плеснофалангового суглобу

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- розділення притиснутих один до одного пальців стопи
- зменшення тиску між 1-м і 2-м пальцями стопи

ОСОБЛИВОСТІ:

- 100% медичний силікон
- в упаковці: 2 шт.

- Розмір: **універсальний**

ЧОХОЛ НА ПАЛЕЦЬ PEDAG 272



ПОКАЗАННЯ:

- мозолі міжфалангових суглобів
- молоткоподібні пальці
- пальці, що перехрещуються
- кігтеподібні пальці
- профілактика утворення мозолів і травмування пальців

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- захист і одночасно зняття навантаження при натираннях
- зменшення больових відчуттів
- зволоження старих мозолів і затвердіння

ОСОБЛИВОСТІ:

- 100% медичний силікон
- в упаковці: 2 шт.

- Розмір: **універсальний**

ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ СТОП

ЗАХИСНА ГЕЛЕВА
ПОДУШЕЧКА – ФІКСАТОР
ВІД НАТОПТИШВ
PEDAG 273

- Розміри: **універсальний правий та лівий**

ПОКАЗАННЯ:


- деформовані молоткоподібні та кігтеподібні пальці стоп
- підвищене навантаження на плеснефалангові суглоби, поперечна плоскостопість
- мозолі, натоптиші, тріщини та інші пошкодження на шкірі переднього відділу стопи

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- розділення притиснутих один до одного пальців ніг
- запобігання тертя, потертостей і мозолів

ОСОБЛИВОСТІ:

- 100% медичний силікон
- мінеральне масло пом'якшує шкіру
- в упаковці: 1 подушечка

ГЕЛЕВА
ПОДУШЕЧКА
НА ПАЛЬЦІ НІГ
PEDAG 274

- Розмір: **універсальний**

ПОКАЗАННЯ:

- мозолі, натирання та інші пошкодження на шкірі пальців ніг
- бородавки та папіломи

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- зменшення больових відчуттів при натиранні
- зняття навантаження
- захист пальців стоп

ОСОБЛИВОСТІ:

- для людей, в яких занадто ніжна шкіра ніг, через що відбуваються постійні травмування пальців і верхніх шарів шкіри ніг
- кільце оптимальної форми забезпечить комфорт і захист шкіри ніг, зменшивши тиск і тертя на пошкоджену ділянку
- ідеально підходять для вузького модельного взуття
- виріб гіпоалергенний
- колір білий
- 100% медичний силікон
- в упаковці: 4 шт

ЗАХИСНИЙ ЧОХОЛ
НА ПАЛЕЦЬ
PEDAG 275

- Розмір: **універсальний**

ПОКАЗАННЯ:

- мозолі міжфалангових суглобів
- молоткоподібні пальці
- пальці, що перехрещуються
- кігтеподібні пальці
- профілактика утворення мозолів і травмування пальців

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- захист і одночасно зняття навантаження при натиранні
- зменшення больових відчуттів
- прискорення загоєння в післяопераційний період

ОСОБЛИВОСТІ:

- створений спеціально для людей, у яких занадто ніжна шкіра ніг, через що відбуваються постійні травмування пальців і верхніх шарів шкіри ніг
- забезпечить комфорт і захист шкіри ніг, зменшивши тиск і тертя на пошкоджену ділянку
- виріб гіпоалергенний
- колір білий
- 100% медичний силікон
- в упаковці: 2 шт

РЕД ЗАХИСНА ГЕЛЕВА ПОДУШЕЧКА
ДЛЯ ВЕЛИКОГО ПАЛЬЦЯ СТОПИ
PEDAG 276**ПОКАЗАННЯ:**

- больові відчуття в області великого пальця
- деформація великого пальця в суглобі та плоскому поперечному зводі стопи
- артрозо-артрити та бурсити суглобів першого пальця
- подагра

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- захист суглобів великого пальця стопи від тиску, тертя та утворення потертостей

ОСОБЛИВОСТІ:

- підходить для будь-яких видів взуття
- 100% медичний силікон

- Розмір: **універсальний**

ГЕЛЕВИЙ ПІДП'ЯТОЧНИК
З БОРТИКАМИ
PEDAG 174 ULTRA HEEL**ПОКАЗАННЯ:**

- п'яткові шпори
- в реабілітаційний період після пошкодження суглобів або кістки п'яти
- для розвантаження п'яти під час занять спортом, або тривалому перебуванні у взутті на підборах

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- зменшення болю при п'яткових шпорах
- зниження ударного навантаження на кістку п'яти, суглоби та хребет

ОСОБЛИВОСТІ:

- для взуття на підборах для чутливих ніг
- знімають ударне навантаження при ходьбі, захищаючи п'яту
- 100% медичний силікон

- Розмір: **універсальний**

ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ СТОП

ГЕЛЕВІ ВКЛАДИШІ ПРОТИ КОВЗАННЯ

PEDAG 171 HIGH LIFE



- Розмір: **універсальний**

ПОКАЗАННЯ:

- при мозолях і натоптишах в області переднього відділу стопи
- для взуття з високими підборами
- ідеальний для використання з нейлоновим трикотажем

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- перешкоджання прослизанню стопи в модельному взутті
- зниження ударного навантаження при ходьбі
- убезпечення підошви стоп від мозолів і натертостей
- зменшення навантаження на передню частину стопи

ОСОБЛИВОСТІ:

- 100% медичний силікон
- самоклеючий

PEDAG 173 FEELGOOD



- Розмір: **універсальний**

ПОКАЗАННЯ:

- при мозолях і натоптишах в області переднього відділу стопи
- для взуття з високими підборами
- ідеальний для використання з нейлоновим трикотажем

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- перешкоджання прослизанню стопи в модельному взутті
- зниження ударного навантаження при ходьбі
- убезпечення підошви стоп від мозолів і натертостей
- зменшення навантаження на передню частину стопи

ОСОБЛИВОСТІ:

- абсолютно гладенький
- відновлює клейкі властивості після миття
- 100% медичний силікон

PEDAG 138 GEL-ANTISLIP



- Розмір: **універсальний**

ПОКАЗАННЯ:

- профілактика натирання мозолів на п'ятковій області

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- комфорт ніг у взутті
- запобігання виникненню пошкоджень шкіри та мозолів
- захист п'яти від натирань
- зниження тиску взуття на задню частину стопи

ОСОБЛИВОСТІ:

- 100% медичний силікон
- практично не відчуваються і не зменшують розмір взуття

ПІДП'ЯТОЧНИКИ АМОРТИЗУЮЧІ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ РІЗНИЦІ ДОВЖИНИ НІГ ДО 6 MM

PEDAG 144. GALANT



ПОКАЗАННЯ:

- розпластаність переднього відділу стопи поперечна плоскостопість
- профілактика утворення натоптишів
- для всіх типів взуття з закритим носком

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- зменшення навантаження на передній відділ стопи у всіх типах взуття
- м'яку підтримку поперечного склепіння стопи

ОСОБЛИВОСТІ:

- забезпечені пелотом з м'якої піни
- мають клейовий фіксатор
- покриття – високоякісна натуральна шкіра

- Розміри: **35/36 – 41/42**

PEDAG 133. PERFECT



ПОКАЗАННЯ:

- різна довжина (вкорочення) нижніх кінцівок на 3-6 мм
- функціональний перекис тазу
- амортизація ударного навантаження при захворюваннях хребта і суглобів
- для всіх типів взуття з жорстким задником

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- зниження ударного навантаження на кістку п'яти, суглоби нижніх кінцівок і хребет

ОСОБЛИВОСТІ:

- покриття – високоякісна натуральна перфорована шкіра
- основа – вулканізована латексна піна

- Розміри: **35-37 38-40 41-43 44-46**
- Розмір виробу: **S M L XL**

ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ СТОП

ПІДП'ЯТОЧНИКИ
ДЛЯ КОРЕКЦІЇ
ДОВЖИНИ НІГ
ДО 12 MM PEDAG
169. STABIL

- Розміри: 35-37 38-40 41-43 44-46
- Розмір виробу: S M L XL

ПОКАЗАННЯ:

- корекція довжини ніг при різниці від 8-12 мм
- деформація, патологічна установка стопи, перекіс таза і викривлення хребта при різній довжині ніг
- амортизація п'яtkової зони стопи

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- амортизацію ударного навантаження при захворюваннях хребта і суглобів
- ліквідацію нерівномірного навантаження на суглоби таза і хребет

ОСОБЛИВОСТІ:

- висота 12 мм
- покриття з високоякісної натуральної шкіри
- основа - вулканізована латексна піна

ПІДП'ЯТОЧНИКИ
АМОРТИЗУЮЧІ ПРИ
ЦЕНТРАЛЬНІЙ
П'ЯТКОВІЙ ШПОРІ
PEDAG 190. POINT

- Розміри: 35-37 38-40 41-43 44-46
- Розмір виробу: S M L XL

ПОКАЗАННЯ:

- п'яtkова шпора
- травми п'ят і суглобів ніг
- реабілітація після травм п'яти і нижніх кінцівок

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- зниження ударного навантаження на кістку п'яти, суглоби нижніх кінцівок і хребет

ОСОБЛИВОСТІ:

- покриття - високоякісна натуральна шкіра
- основа - вулканізована латексна піна
- мають клейовий фіксатор

ВКЛАДИШІ ДЛЯ
ПІДТРИМКИ
ПОЗДОВЖНЬОГО
СКЛЕПІННЯ СТОПИ
PEDAG 165. BALANCE
ПЕЛОТИ
ПОЗДОВЖНЬОГО
СКЛЕПІННЯ СТОПИ ДЛЯ
ВСІХ ТИПІВ ВЗУТТЯ
PEDAG 166. STEP

- Розміри: S M L XL

ПОКАЗАННЯ:

- нефіксована поздовжня плоскостопість I-III ступеня
- плоско-вальгусна установка стоп
- для всіх типів взуття

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- напівжорстку підтримку внутрішнього поздовжнього склепіння стопи
- створення комфортних умов при ходьбі у всіх типах взуття

ОСОБЛИВОСТІ:

- мають латексний каркас для підтримки внутрішнього поздовжнього склепіння стопи
- забезпечені клейовим фіксатором
- покриття - високоякісна натуральна перфорована шкіра

ВКЛАДИШ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ
ПОПЕРЕЧНОГО СКЛЕПІННЯ
СТОПИ PEDAG 134. DROP

ПОКАЗАННЯ:

- розпластаність переднього відділу стоп (поперечна плоскостопість)

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- підтримку кістки плюсни в анатомічно правильному положенні
- перешкоджання виникненню больових відчуттів в області поперечного склепіння стопи
- зменшення відчуття дискомфорту, втоми при ходьбі

ОСОБЛИВОСТІ:

- покриття: високоякісна шкіра, наповнювач: вулканізована піна

- Розмір: універсальний

Т-ПОДІБНИЙ ПЕЛОТ
ПОПЕРЕЧНОГО СКЛЕПІННЯ СТОПИ
PEDAG 160. T-FORM

ПОКАЗАННЯ:

- профілактика розпластаності переднього відділу стопи у взутті на високих підборах
- поперечна плоскостопість III-IV ступеня
- Hallux Valgus

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- допомогу поперечному склепінню прийняти правильне положення
- коригування положення поперечного склепіння, покращення амортизаційних властивостей взуття
- усунення больових відчуттів при поперечній плоскостопості
- зменшення відчуття дискомфорту при ходьбі

ОСОБЛИВОСТІ:

- покриття: натуральна шкіра

- Розміри: 35-37 38-40 41-43 44-46
- Розмір виробу: S M L XL

ОРТОПЕДИЧНЕ ВЗУТТЯ

GRUBIN



Анатомічна легка підошва ,що
розвантажує увесь опорно-
руховий апарат

Натуральні та зносостійкі
матеріали

Різноманіття моделей та кольорів
для різних сезонів та потреб

ОРТОПЕДИЧНЕ ВЗУТТЯ GRUBIN

ПРОФЕСІЙНЕ ВЗУТТЯ (САБО)
САБО ОРТОПЕДИЧНІ GRUBIN

ПОКАЗАННЯ:

- для медичних працівників, лаборантів, кухарів, перукарів, працівників харчової промисловості та всіх тих, кому доводиться довго знаходитись «на ногах»
- слабкість в ногах, підвищена втомлюваність та набряки
- різного ступеня та виду плоскостопість та її профілактика
- варикозне розширення вен та хвороби стоп
- плоскостопість та варикоз при вагітності
- для носіння в приміщенні та на вулиці

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- тверду опору та стабілізацію п'яти
- перерозподіл тиску з середини стопи на всю її поверхню
- абсорбування потовиділення завдяки покриттю устілки з велюрової шкіри
- захист стопи та пальців за рахунок високих країв підошви
- помітна легкість в ногах під час носіння увесь день

ОСОБЛИВОСТІ:

- протиковзка підошва виготовляється з кори середземноморського коркового дуба та натурального латексу
- верх – натуральна перфорована шкіра, пофарбована нетоксичними реагентами
- відповідність найвищим вимогам міжнародних сертифікатів якості ISO 9001:2000



- 1 Глибоке чашоподібне поглиблення під п'яту забезпечує стопі тверду опору та стабілізує п'яту
- 2 Підошва з пробки та ПВХ виключно гнучка, забезпечує природний м'який захист стопи під час ходьби
- 3 Внутрішня та зовнішня подовжня опори забезпечують рівномірний розподіл навантаження на стопу
- 4 Покриття з велюрової шкіри абсорбує потовиділення та значно покращує комфорт під час носіння
- 5 Поперечна опора з плюсневим підвищенням допомагає перерозподілити тиск з середини стопи на всю її поверхню
- 6 Фіксатор пальців тренує та стимулює природний перекидальний рух пальців ніг
- 7 Високі края підошви захоплюють всю стопу та захищають пальці

ОСОБЛИВОСТІ ОРТОПЕДИЧНОГО ВЗУТТЯ:



Висока якість, міжнародний сертифікат ISO 9001:2000



Гнучка, легка та дуже міцна підошва – натуральний латекс, кора середземноморського дуба, поліуретан



М'яка та міцна натуральна шкіра, пофарбована нетоксичними реагентами



Різноманітня кольорів та італійський дизайн



Максимальна міцність – клеєпрошивний метод



Анатомічна підошва, що повторює вигини стопи та покращує кровообіг



Особлива безпека – протиковзке покриття

ПОВСЯКДЕННЕ ВЗУТТЯ GRUBIN

САНДАЛИ ОРТОПЕДИЧНІ GRUBIN



Tobago



Arena



Lucca



Pisa



Ilirija



Rio



Botero



Tacoma



Nicole



Merilyn



Milano



Muscat



Kairo



Palermo



Verona

ШЛЬОПАНЦІ ОРТОПЕДИЧНІ GRUBIN



Edith



Sayonara



Malta



Arizona



Malta



Kairo



Borsallino

ПОКАЗАННЯ:

- слабкість в ногах, підвищена втомлюваність та набряки
- усі види плоскостопості різного ступеня та їх профілактика
- варикозне розширення вен та хвороби стоп
- плоскостопість та варикоз під час вагітності
- підходить для носіння на вулиці та дома

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- досягнення максимального комфорту під час ведення активного способу життя
- покращення кровообігу, зниження набряків та профілактику варикозного розширення вен
- зниження навантаження на суглоби та хребет, точне повторення вигину стопи
- абсорбування потовиділення завдяки покриттю устілки з велюрової шкіри
- полегшення ходіння з надлишковою вагою та під час вагітності
- помітну легкість в ногах під час носіння увесь день

ОСОБЛИВОСТІ:

- протиковзка підошва виготовляється з кори середземноморського коркового дуба та натурального латексу
- верх – натуральна перфорована шкіра, пофарбована нетоксичними матеріалами
- відповідність найвищим вимогам міжнародних сертифікатів якості ISO 9001:2000

ОРТОПЕДИЧНЕ ВЗУТТЯ GRUBIN

ДОМАШНЄ ВЗУТТЯ
КАПЦІ ДОМАШНІ ОРТОПЕДИЧНІ GRUBIN

Rabbit



Oregon



СКЛАД: натуральна щільна вовняна тканина.



Caki



Oregon



СКЛАД: велюр та бавовна.

ПРОФЕСІЙНЕ ВЗУТТЯ (САБО)



САБО АНАТОМІЧНІ LEDI ANATOMIC

ПОКАЗАННЯ:

- для медичних працівників, лаборантів, кухарів, перукарів, працівників харчової промисловості та всіх, кому доводиться довго знаходитись «на ногах»
- слабкість в ногах, підвищена втомлюваність та набряки
- усі види плоскостопості та їх профілактика
- варикозне розширення вен та хвороби стоп
- плоскостопість та варикоз під час вагітності
- для носіння в приміщенні та на вулиці

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- досягнення максимального комфорту при активному пересуванні протягом всього дня
- покращення кровообігу, зниження набряків та профілактика варикозного розширення вен
- зниження навантаження на суглоби та хребет, точне повторення вигину стопи
- помітна легкість в ногах під час носіння увесь день

ОСОБЛИВОСТІ:

- безпека – протиковзке покриття підошви
- чистота та екологічність за міжнародними стандартами
- натуральна шкіра, пофарбована нетоксичними реагентами



100



552



710



802



500



726



Особлива безпека-протиковзке покриття

ПОВСЯКДЕННЕ ВЗУТТЯ

САНДАЛИ ОРТОПЕДИЧНІ LEDI ANATOMIC



107



729



408



406



724



103



410



Анатомічна підошва, що повторює вигини стопи та покращує кровообіг.

ПОКАЗАННЯ:

- поздовжня та поперечна плоскостопість
- викривлення ніг
- надлишкова вага
- варикозне розширення вен
- профілактика хвороб стоп
- профілактика плоскостопості та варикозу під час вагітності
- викривлення хребта
- підходить для носіння на вулиці та в приміщенні

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- правильний розподіл навантаження на стопи
- підтримку та стабілізацію правильної постави та ходи
- профілактику хвороб стоп
- профілактику поздовжньої та поперечної плоскостопості
- покращення кровообігу, зниження набряків та профілактику варикозного розширення вен
- зниження навантаження на суглоби та хребет, точне повторення вигину стопи
- комфортне пересування з надлишковою вагою
- помітна легкість в ногах під час носіння увесь день

ОСОБЛИВОСТІ:

- мають анатомічну масажну підошву та покриття з натуральної замші
- замша забезпечує волого- та повітряний обмін, зменшує потовиділення
- різноманіття кольорів та італійський дизайн
- натуральна шкіра та високоякісний поліуретан
- матеріали, з яких виготовлене взуття, відповідає всім екологічним стандартам та цілковито безпечні для людини
- міцний клейопршивний метод

САБО ОРТОПЕДИЧНІ LEDI ANATOMIC



311



311



Особлива безпека – протиковзне покриття



431



717



402



318



318



321



ОРТОПЕДИЧНЕ ВЗУТТЯ LEDI ANATOMIC

ШЛЬОПАНЦІ ОРТОПЕДИЧНІ LEDI ANATOMIC



434



412



404



801



Анатомічна підошва,
що повторює вигини
стопи та покращує
кровообіг.



- 1 Гнучка підошва та підкладка повторює природні вигини стопи.
- 2 Верхня частина виготовлена з міцної натуральної шкіри.
- 3 До складу підошви входить тільки високоякісний поліуретан.
- 4 Анатомічна форма підошви сприяє профілактиці плоскостопості, викривлення хребта та варикозного розширення вен.
- 5 Дихаюча підкладка, волого- та повітрообмін.
- 6 Підошва та верхня частина сабо відповідає всім екологічним стандартам та цілковито безпечні.

КОМПРЕСІЙНИЙ ТРИКОТАЖ

**Pani
TERESA®**
MEDICA

Світовий лідер компресійного
трикотажу

Найкращі рішення для
максимального комфорту

Запатентовані антибактеріальні
матеріали на основі срібла
sanitized silver freshness для
збільшення зносостійкості

Сертифікати:
ISO 9001: 2008, Oeko-Tex Standard 100

КОМПРЕСІЙНИЙ ТРИКОТАЖ PANI TERESA

PANI TERESA® PREMIUM DELICATE



- КОЛГОТИ
- ПАНЧОХИ
- ГОЛЬФИ

Компресійний трикотаж **PANI TERESA PREMIUM® DELICATE** - це професійна профілактика багатьох проблем для ваших ніг в делікатному виконанні! З виробами серії DELICATE споживачеві не доведеться вибирати між здоров'ям і красою. Продукція об'єднує в собі і елегантність, і медичний ефект.

Легкий, прозорий трикотаж I класу компресії представлений асортиментом колгот, панчох і гольфів. DELICATE підходять для будь-якої вікової категорії. Основна цільова аудиторія - жінки, вимогливі до якості, з першими ознаками варикозу, втомою в ногах, після операцій.

№ ВИРОБУ	ВИРІБ	ДОСТУПНІ РОЗМІРИ
0431	Колготи PREMIUM® DELICATE	S, M, L
0432	Панчохи PREMIUM® DELICATE	S, M, L
0433	Гольфи PREMIUM® DELICATE	S, M, L

ПЕРЕВАГИ СЕРІЇ PREMIUM DELICATE:

- Легкі, дихаючі, прозорі вироби
- Елегантний зовнішній вигляд
- Зручні і зносостійкі, з ущільненням у носковій і п'ятковій частині
- Забезпечують професійну антитромботичну терапію і профілактику варикозу
- Високі результати в лікуванні варикозної хвороби завдяки використанню передових технологій.

ПОКАЗАННЯ:


- Порушення венозного відтоку, синдром «важких ніг» (набряки ніг до вечора, тяжкість і втома стоп та гомілок, відчуття розпирання)
- Лікування початкових проявів і запобігання розвитку варикозної хвороби, поліпшення плацентарного кровообігу під час вагітності
- Функціональні флебопатії (початкові форми варикозної хвороби за відсутності зовнішніх ознак)
- Хронічна венозна недостатність
- Судинні зірочки, поодинокі варикозно розширені вени (довжиною до 5 см)
- Після будь-яких операцій на венах після 3-х місяців
- Венозний тромбоемболізм

ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- Виразний дерматоз з виділеннями
- Трофічні виразки кінцівок
- Цукровий діабет
- Алергія на матеріал

АБСОЛЮТНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- Непрохідність поверхневих вен
- Серцева недостатність
- Септичне запалення вен
- Болісний набряк кінцівок



МІСЦЕ ВИМІРУ	ВИМІР, CM	S	M	L
g	Окружність стегна на 5 см нижче промежини	43-58	52-70	52-70
f	Окружність середини стегна	40-52	46-61	49-62
d	Окружність під коліном	27-34	32-40	36-43
c	Окружність гомілки в найширшому місці	29-35	34-41	37-45
b	Окружність щиколотки у найвужчому місці	19-21	22-24	25-27

КОМПРЕСІЙНИЙ ТРИКОТАЖ PANI TERESA

PANI TERESA® PREMIUM DELICATE

КОЛГОТИ 0431

ВИД: короткі, довгі.

Носок: з відкритим носком;
з закритим носком

Розподіл тиску:

40% (верхня третина стегна)
70% (верхня третина гомілки)
100% (кісточка)

СКЛАД: 60% еластан
40% поліамід

ПАНЧОХИ 0432

ВИД: короткі, довгі.

Легкі, елегантні та міцні.
З мереживним верхом
і силіконовою стрічкою
для фіксації.

Носок: з відкритим
носом; з закритим
носом

СКЛАД: 40% поліамід
55% еластан
5% силікон

ГОЛЬФИ 0433

ВИД: короткі, довгі.

Щільна фіксація на
ногах, легкі та
комфортні.

Носок: з відкритим
носом; з закритим
носом

СКЛАД: 60% еластан
40% поліамід

delicate
Premium
Premium

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ПРОДУКТУ

Колготи, панчохи, гольфи PANI TERESA®
PREMIUM DELICATE пропонуються в двох
розмірах по довжині. Для того, щоб підібрати
правильну довжину, необхідно виміряти
вказану частину (A-G, A-D):

ВИРІБ	РОЗМІР	КОРОТКІ	ДОВГІ
Колготи	A-G	60-70 см	71-83 см
Панчохи	A-G	60-70 см	71-83 см
Гольфи	A-D	34-37 см	38-44 см

КОЛЬОРИ:

СВІТЛО-
БЕЖЕВИЙ

БЕЖЕВИЙ

ЧОРНИЙ



КОМПРЕСІЙНИЙ ТРИКОТАЖ PANI TERESA

PANI TERESA® CLASSIC CCL1, CCL2

CLASSIC CCL1

Компресійні антиварикозні вироби PANI TERESA® CLASSIC I КЛАС КОМПРЕСІЇ характеризуються змінним тиском **15-21 mmHg**



CLASSIC CCL2

Компресійні антиварикозні вироби PANI TERESA® CLASSIC 2 КЛАС КОМПРЕСІЇ характеризуються змінним тиском **23-32 mmHg**



- КОЛГОТИ ЖІНОЧІ, ЧОЛОВІЧІ, ДЛЯ ВАГІТНИХ ЖІНОК
- ГОЛЬФИ
- ПАНЧОХИ

Лінія професійних компресійних продуктів PANI TERESA® I і II КЛАСУ КОМПРЕСІЇ створена на основі європейських медичних норм і багаторічного досвіду PANI TERESA MEDICA S.A. Вироби відрізняються високою якістю і прийнятним ціновим діапазоном.

Компресійні противарикозні вироби PANI TERESA® I і II КЛАСУ КОМПРЕСІЇ характеризуються змінним тиском, вимірюваним у мм рт. ст. (mmHg). Розподіл тиску підтверджений міжнародними сертифікатами.

№ ВИРОБУ	ВИРІБ	КЛАС КОМПРЕСІЇ	ДОСТУПНІ РОЗМІРИ	НОСОК	СКЛАД
PT 0407	 Колготи	1	S, M, L XL	відкритий, закритий	78% - поліамід 22% - еластан
PT 0401		2	XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL		79% - поліамід 21% - еластан
PT 0406	 Панчохи	1	S, M, L XL	відкритий, закритий	75% - поліамід 20% - еластан 5% - силікон
PT 0403		2	XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL		76% - поліамід 19% - еластан 5% - силікон
PT 0408	 Гольфи	1	S, M, L XL	відкритий, закритий	78% - поліамід 22% - еластан
PT 0405		2	XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL		79% - поліамід 21% - еластан
PT 0411	 Колготи для вагітних	1	S, M, L XL	відкритий, закритий	78% - поліамід 22% - еластан
PT 0402		2	XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL		79% - поліамід 21% - еластан
PT 0415	 Панчоха на поясі права та ліва	1	S, M, L XL	відкритий, закритий	78% - поліамід 22% - еластан
PT 0414		2	XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL		79% - поліамід 21% - еластан
PT 0412	 Колготи чоловічі	1	S, M, L XL	відкритий, закритий	78% - поліамід 22% - еластан
PT 0410		2	XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL		79% - поліамід 21% - еластан

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ:

СВІТЛО-БЕЖЕВИЙ

БЕЖЕВИЙ

ТЕМНО-БЕЖЕВИЙ


ЧОРНИЙ

КОМПРЕСІЙНИЙ ТРИКОТАЖ PANI TERESA

PANI TERESA® PREMIUM DELICATE


Для того, щоб правильно підібрати розмір, необхідно виміряти окружність ніг (лівої і правої) в місцях, зазначених в розмірній таблиці.

РОЗМІРНА ТАБЛИЦЯ PANI TERESA® CLASSIC CCL1 (І КЛАС КОМПРЕСІЇ)



МІСЦЕ ВИМІРУ	ВИМІР, СМ	S	M	L	XL
g	Окружність верхньої частини стегна	43-58	52-70	52-74	64-80
f	Окружність середини стегна	40-52	46-61	49-62	56-69
d	Окружність ноги під колінною чашечкою	27-34	32-40	36-43	40-49
c	Окружність гомілки в найширшому місці	29-35	34-41	37-45	42-48
b	Окружність щиколотки у найвужчому місці	19-21	22-24	25-27	28-31

РОЗМІРНА ТАБЛИЦЯ PANI TERESA® CLASSIC CCL2 (ІІ КЛАС КОМПРЕСІЇ)



МІСЦЕ ВИМІРУ	ВИМІР, СМ	S	M	L	XL	XL	XXL	XXXL
g	Окружність верхньої частини стегна	43-51	50-53	53-58	57-63	62-69	63-72	64-78
f	Окружність середини стегна	39-46	44-49	49-54	53-56	56-65	64-70	67-75
d	Окружність ноги під колінною чашечкою	28-31	30-33	32-36	35-38	37-41	39-44	43-47
c	Окружність гомілки в найширшому місці	29-32	31-34	33-37	36-39	38-43	40-45	44-49
b	Окружність щиколотки у найвужчому місці	18-20	20-21	21-23	23-25	25-27	27-30	30-32

ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ПРОДУКТУ


Колготи, гольфи та панчохи доступні в двох варіантах:

- з відкритим носком (вільні пальці);
- з закритим носком.

Колготи, панчохи, гольфи PANI TERESA® CLASSIC CCL1 і CCL 2 пропонуються в двох розмірах по довжині.

Для того, щоб підібрати вірну довжину, необхідно виміряти вказану частину (A-G, A-D):

ВИРІБ	РОЗМІР	КОРОТКІ	ДОВГІ
Колготи	A-G	60-70 см	71-83 см
Панчохи	A-G	60-70 см	71-83 см
Гольфи	A-D	34-37 см	38-44 см



КОМПРЕСІЙНИЙ ТРИКОТАЖ PANI TERESA

PANI TERESA® PREMIUM CCL1, CCL2

PREMIUM CCL1

Компресійні антиварикозні вироби PANI TERESA® PREMIUM I КЛАС КОМПРЕСІЇ характеризуються змінним тиском **15-21 mmHg**.



PREMIUM CCL2

Компресійні антиварикозні вироби PANI TERESA® PREMIUM II КЛАС КОМПРЕСІЇ характеризуються змінним тиском **23-32 mmHg**.



- КОЛГОТИ ЖІНОЧІ, ЧОЛОВІЧІ, ДЛЯ ВАГІТНИХ ЖІНОК
- ГОЛЬФИ
- ПАНЧОХИ

Лінія ексклюзивних професійних компресійних продуктів PANI TERESA® PREMIUM є більш м'якою на дотик і забезпечує максимальний комфорт при носінні.

Компресійні антиварикозні вироби PANI TERESA® PREMIUM характеризуються змінним тиском. Розподіл тиску підтверджено міжнародними сертифікатами.

№ ВИРОБУ	ВИРІБ	КЛАС КОМПРЕСІЇ	ДОСТУПНІ РОЗМІРИ	НОСОК	СКЛАД
PT 0471	 Колготи	1	I, II, III, IV, V, VI	відкритий, закритий	69% - поліамід 31% - еластан
PT 0461		2			61% - поліамід 39% - еластан
PT 0472	 Панчохи	1	I, II, III, IV, V, VI	відкритий, закритий	66% - поліамід 29% - еластан 5% - силікон
PT 0462		2			58% - поліамід 37% - еластан 5% - силікон
PT 0473	 Гольфи	1	I, II, III, IV, V, VI	відкритий, закритий	69% - поліамід 31% - еластан
PT 0463		2			61% - поліамід 39% - еластан
PT 0474	 Колготи для вагітних	1	I, II, III, IV, V, VI	відкритий, закритий	69% - поліамід 31% - еластан
PT 0464		2			61% - поліамід 39% - еластан
PT 0475	 Панчоха на поясі права та ліва	1	I, II, III, IV, V, VI	відкритий, закритий	69% - поліамід 31% - еластан
PT 0465		2			61% - поліамід 39% - еластан
PT 0476	 Колготи чоловічі	1	I, II, III, IV, V, VI	відкритий, закритий	69% - поліамід 31% - еластан
PT 0466		2			61% - поліамід 39% - еластан

КОМПРЕСІЙНИЙ ТРИКОТАЖ PANI TERESA

PANI TERESA® PREMIUM DELICATE

Для того, щоб правильно підібрати розмір, необхідно виміряти окружність ніг (лівої і правої) в місцях, зазначених в розмірній таблиці.

МІСЦЕ ВИМІРУ	ВИМІР, СМ	I	II	III	IV	V	VI
cG	Окружність стегна на 5 см нижче промежини	43-48	45-52	49-56	53-60	56-64	60-68
cF	Окружність середини стегна	39-42	41-46	44-50	47-55	50-59	53-63
cE	Окружність середини колінної чашечки, над задньою частиною коліна	30-37	33-40	35-43	37-45	39-48	41-51
cD	Окружність під горбистістю великої гомілкової кістки	27-33	29-36	32-39	34-42	36-45	38-48
cC	Окружність гомілки в найширшому місці	28-34	30-37	33-40	35-43	37-46	39-49
cB1	Окружність в місці, де Ахіллове сухожилля переходить в м'яз гомілки	23-27	24-29	26-32	29-35	31-37	33-39
cB	Окружність щиколотки у найвужчому місці	18-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ:

СВІТЛО-
БЕЖЕВИЙ

БЕЖЕВИЙ

ТЕМНО-
БЕЖЕВИЙ

ЧОРНИЙ


ДОСТУПНІ ВАРІАНТИ ПРОДУКТУ

Колготи, гольфи та панчохи доступні в двох варіантах:

- з відкритим носком (вільні пальці);
- з закритим носком.

Колготи, панчохи, гольфи PANI TERESA® PREMIUM CCL1 і CCL2 пропонуються в двох розмірах по довжині. Для того, щоб підібрати правильну довжину, необхідно виміряти вказану частину (A-G, A-D):

ВИРІБ	РОЗМІР	ДОВГІ	КОРОТКІ
Колготи	A-G	72-83 см	62-71 см
Панчохи	A-G	72-83 см	62-71 см
Гольфи	A-D	39-44 см	34-38 см



КОМПРЕСІЙНИЙ ТРИКОТАЖ PANI TERESA

TRAVEL ЧОЛОВІЧІ



PANI TERESA® TRAVEL

TRAVEL ЖІНОЧІ



ДОРОЖНІ ГОЛЬФИ

Серія гольфів PANI TERESA® TRAVEL SOCKS спеціально розроблені для людей, які багато подорожують.

Гольфи підтримують правильну циркуляцію крові та допомагають уникнути відчуття «важких ніг», набряків під час тривалого сидіння або перебування на ногах.

Зовні медичні гольфи PANI TERESA® TRAVEL SOCKS нагадують звичайний виріб, але мають особливу структуру у вигляді смужок, а також виділену частину п'яти і пальців для зручності в носінні.

Широка резинка попереджає скочування, гольфи приємні на дотик і легко одягаються.

СКЛАД: 82% еластан
18% поліамід

№ ВИРОБУ	ВИРІБ	ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ	ДОСТУПНІ РОЗМІРИ	РОЗМІР ВЗУТТЯ
PT 0418	 Медичні дорожні гольфи чоловічі «Travel Socks»	чорний, бежевий	S	38-40
			M	41-43
			L	44-46
PT 0419	 Медичні дорожні гольфи жіночі «Travel Socks»	чорний, бежевий	S	36-37
			M	38-40
			L	41-43

ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ:

БЕЖЕВИЙ


ЧОРНИЙ



КОМПРЕСІЙНИЙ ТРИКОТАЖ PANI TERESA

PANI TERESA® HOSPITAL

ПАНЧОХИ ДО- ТА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНІ




PANI TERESA® HOSPITAL - панчохи використовуються при операціях, під час пологів, а також у період тривалої іммобілізації в лежачому положенні для ефективної профілактики утворення тромбів і варикозного розширення вен.

Операційні панчохи PANI TERESA® HOSPITAL, білого кольору, з відкритим носком і силіконовою стрічкою. Змінний тиск у виробі становить **15-21 mmHg**.

СКЛАД: 75% поліамід
20% еластан
5% силікон

№ ВИРОБУ	ВИРІБ	ДОСТУПНІ КОЛЬОРИ	ДОСТУПНІ РОЗМІРИ
PT 0404	 До- та післяопераційні панчохи з відкритим носком	білий	XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Для того, щоб правильно підібрати розмір, необхідно виміряти окружність ніг (лівої і правої) в місцях, зазначених в розмірній таблиці.



МІСЦЕ ВИМІРУ	ВИМІР, СМ	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
g	Окружність верхньої частини стегна	43-51	50-53	53-58	57-63	62-69	68-72	64-78
f	Окружність середини стегна	39-46	44-49	49-54	53-56	56-65	64-70	67-75
d	Окружність ноги під колінною чашечкою	28-31	30-33	32-36	35-38	37-41	39-44	43-47
c	Окружність гомілки в найширшому місці	29-32	31-34	33-37	36-39	38-43	40-45	44-49
b	Окружність щиколотки у найвужчому місці	18-20	20-21	21-23	23-25	25-27	27-30	30-32



ОРТОПЕДИЧНІ ВИРОБИ TRIVES

The logo for Trives, featuring a stylized white arch above the brand name "Trives" in a bold, sans-serif font.

Сучасний підхід в лікуванні
ортопедичних патологій

Інноваційні матеріали та
максимальна анатомічність

Ефект «другої шкіри» серії
evolution за рахунок технології
плаского в'язання

ОРТОПЕДИЧНІ ВИРОБИ EVOLUTION

БАНДАЖ ГРИЖОВИЙ ПАХОВИЙ


FORTIS
LS-Tex

TRIVES T-1401 (1440)

ОПИС:

- забезпечений двома знімними пелотами в паховій області
- виготовлений з повітря-та вологопроникного еластичного матеріалу з високим ступенем компресії, з нерозтягуваною начервеною частиною
- має додаткові стяжки для регулювання ступеня фіксації пахової області та посилення прилягання пелотів

РОЗМІР ВИРОБУ	3 (S)	4 (M)	5 (L)	6 (XL)
Окружність стегон, см	76-88	88-98	98-110	110-124

КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧНИЙ (ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ)


FORTIS
LS-Tex

FORTIS
S-Tex

TRIVES T-1501

ОПИС:

- конструкція корсета розроблена з урахуванням анатомічних особливостей чоловічої фігури
- дві висоти корсетів - 29 см і 35 см
- знімна потрійна стяжка регулює ступінь фіксації поперек
- забезпечення максимального прилягання до тіла
- 4 металевих знімних модельованих ребра жорсткості

РОЗМІР ВИРОБУ	3 (S)	4 (M)	5 (L)	6 (XL)	7 (XXL)
Окружність стегон, см	65-80	80-95	95-110	110-125	125-140

КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧНИЙ (ДЛЯ ЖІНОК)


FORTIS
LS-Tex

FORTIS
S-Tex

TRIVES T-1502

ОПИС:

- конструкція корсета розроблена з урахуванням анатомічних особливостей жіночої фігури
- три висоти корсетів – 25 см, 29 см і 35 см
- можливість регулювання ступеню фіксації поперек
- забезпечення максимального прилягання до тіла
- 4 металевих знімних модельованих ребра жорсткості

РОЗМІР ВИРОБУ	3 (S)	4 (M)	5 (L)	6 (XL)	7 (XXL)
Окружність стегон, см	65-80	80-95	95-110	110-125	125-140

КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧНИЙ


FORTIS
LS-Tex

FORTIS
S-Tex

TRIVES T-1503, T-1503П

ОПИС:

- висота корсетів - 25 см
- система додаткових знімних стяжок
- можливість регулювання ступеня фіксації поперек
- T-1503П забезпечений знімним масажним пелотом
- 4 металевих знімних модельованих ребра жорсткості
- додатковий комплект знімних ребер жорсткості

РОЗМІР ВИРОБУ	3 (S)	4 (M)	5 (L)	6 (XL)	7 (XXL)
Окружність стегон, см	65-80	80-95	95-110	110-125	125-140

ОРТОПЕДИЧНІ ВИРОБИ EVOLUTION

ОРТОПЕДИЧНИЙ КОРСЕТ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ EVOLUTION
(ТЕХНОЛОГІЯ ПЛАСКОГО В'ЯЗАННЯ)

T-1581



ПОКАЗАННЯ:

- болі у поперековій області різної етіології
- радикуліти, міозити, перенапруження м'язів поперекової області
- остеохондроз, спондилоартроз, фасеточний синдром, спондильоз і остеоартрит в попереково-крижовому відділі хребта
- консервативне та післяопераційне лікування при грижах міжхребцевих дисків
- відновний період після травм і операцій в попереково-крижовому відділі хребта
- профілактика травм і захворювань поперекового відділу хребта при динамічних навантаженнях

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- напівжорстку фіксацію і розвантаження поперекової області
- нормалізацію м'язового тонусу і формування фізіологічно правильного положення хребта
- поліпшення пропріоцепції та стабілізація хребта за рахунок зменшення рухливості хребців

ОСОБЛИВОСТІ:

- висота - 25 см
- виготовлений за унікальною технологією плаского в'язання
- розроблений з урахуванням особливостей чоловічої фігури
- еластично-пружний трикотаж тривимірної структури стійкий до розтягування, довговічний, м'який і прийнятний для шкіри
- анатомічний крій і зони змінної компресії забезпечують щільне облягання попереково-крижового відділу хребта, правильно розподіляючи тиск, без стискання судин
- комфортний при тривалому використанні, виключає натирання шкіри і порушення мікроциркуляції
- міцні зносостійкі застібки зі спеціальними петлями під пальці для полегшення одягання
- забезпечений 4-ма анатомічно вигнутими ребрами жорсткості з додатковим пом'якшувальним шаром для комфортного та тривалого використання
- м'який, еластичний і комфортний край полотна виключає травматизацію шкіри

РОЗМІР ВИРОБУ	S	M	L	XL	XXL
Окружність талії, см	66-76	76-88	88-101	101-115	115-130

ОРТОПЕДИЧНИЙ КОРСЕТ ДЛЯ ЖІНОК EVOLUTION
(ТЕХНОЛОГІЯ ПЛАСКОГО В'ЯЗАННЯ)

T-1582



ПОКАЗАННЯ:

- біль в поперековій області різної етіології
- радикуліти, міозити, перенапруження м'язів поперекової області
- остеохондроз, спондилоартроз, фасеточний синдром, спондильоз і остеоартрит в попереково-крижовому відділі хребта
- консервативне та післяопераційне лікування при грижах міжхребцевих дисків
- відновний період після травм і операцій в попереково-крижовому відділі хребта
- профілактика травм і захворювань поперекового відділу хребта при динамічних навантаженнях

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- напівжорстку фіксацію та розвантаження поперекової області
- нормалізацію м'язового тонусу та формування фізіологічно правильного положення хребта
- поліпшення пропріоцепції та стабілізація хребта за рахунок зменшення рухливості хребців

ОСОБЛИВОСТІ:

- висота - 25 см
- виготовлений за унікальною технологією плаского в'язання
- розроблений з урахуванням особливостей жіночої фігури
- еластично-пружний трикотаж тривимірної структури стійкий до розтягування, довговічний, м'який і прийнятний для шкіри
- анатомічний крій і зони змінної компресії забезпечують щільне облягання попереково-крижового відділу хребта, правильно розподіляючи тиск, без стискання судин
- комфортний при тривалому використанні, виключає натирання шкіри і порушення мікроциркуляції
- міцні зносостійкі застібки зі спеціальними петлями під пальці для полегшення надягання
- забезпечений 4-ма анатомічно вигнутими ребрами жорсткості з додатковим пом'якшувальним шаром для комфортного та тривалого використання
- м'який, еластичний і комфортний край полотна виключає травматизацію шкіри

РОЗМІР ВИРОБУ	S	M	L	XL	XXL
Окружність талії, см	76-86	86-98	98-111	111-125	125-140

ОРТОПЕДИЧНІ ВИРОБИ EVOLUTION

ОРТОПЕДИЧНИЙ КОРСЕТ EVOLUTION

T-1594



ПОКАЗАННЯ:

- помірний больовий синдром в області попереково-крижового відділу, крижово-клубового зчленування
- дисбаланс м'язового тону в попереково-крижовій області, псевдорадикулярна люмбоішіалгія
- помірні прояви дегенеративних захворювань попереково-крижового відділу хребта (остеохондроз, спондилоартроз) і крижово-клубового зчленування
- протрузія (випинання) міжхребцевого диска на рівні L4-S1

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- напівжорстку фіксацію та розвантаження поперекового відділу хребта
- стабілізацію попереково-крижового відділу за рахунок акцентованого підвищення внутрішньочеревного тиску і зменшення мобільності хребців
- нормалізацію м'язового тону
- формування фізіологічно правильного положення хребта
- поліпшення пропріоцепції і координацію роботи м'язів
- при гіперлордозі поліуретановий пелот забезпечує краще прилягання корсета до поперекової області

ОСОБЛИВОСТІ:

- висота корсета - 26 см
- еластичний повітропроникний матеріал зі збільшеним ступенем компресії
- спеціальна конструкція адаптує корсет на чоловічу і жіночу фігури
- система стяжок дозволяє регулювати ступінь підвищення внутрішньочеревного тиску
- посилений 4-ма металевими анатомічно вигнутими ребрами жорсткості
- в поперековій області корсет забезпечений знімним поліуретановим пелотом, який забезпечує високу стабілізацію і оптимально розподілену компресію для зменшення болю і підтримки хребта в правильному положенні
- безшовна технологія приварювання елементів зменшує вагу і товщину виробу, виключає натирання шкіри при використанні
- міцні зносостійкі застібки-липучки high-tech (хай-тек) зі спеціальними петлями під пальці полегшують надягання і регулювання корсета

РОЗМІР ВИРОБУ	XS	S	M	L	XL	XXL
Окружність талії, см	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130

ОРТОПЕДИЧНИЙ КОРСЕТ EVOLUTION

T-1595



ПОКАЗАННЯ:

- помірний больовий синдром в області попереково-крижового відділу, крижово-клубового зчленування
- дисбаланс м'язового тону в попереково-крижовій області, псевдорадикулярна люмбоішіалгія
- помірні прояви дегенеративних захворювань попереково-крижового відділу хребта (остеохондроз, спондилоартроз) і крижово-клубового зчленування
- протрузія (випинання) міжхребцевого диска на рівні L4-S1

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- напівжорстку фіксацію та розвантаження поперекового відділу хребта
- стабілізацію попереково-крижового відділу за рахунок рівномірного підвищення внутрішньочеревного тиску і зменшення мобільності хребців
- нормалізацію м'язового тону
- формування фізіологічно правильного положення хребта
- поліпшення пропріоцепції і координацію роботи м'язів
- при гіперлордозі поліуретановий пелот забезпечує краще прилягання корсета до поперекової області

ОСОБЛИВОСТІ:

- висота корсета - 26 см
- еластичний повітропроникний матеріал зі збільшеним ступенем розтяжності
- додаткова знімна подвійна стяжка дозволяє регулювати ступінь фіксації виробу
- посилений 4-ма металевими анатомічно вигнутими ребрами жорсткості
- в поперековій області корсет забезпечений знімним поліуретановим пелотом, який забезпечує високу стабілізацію і оптимально розподілену компресію для зменшення болю і підтримки хребта в правильному положенні
- безшовна технологія приварювання елементів зменшує вагу і товщину виробу, виключає натирання шкіри при використанні
- міцні зносостійкі застібки-липучки high-tech (хай-тек) зі спеціальними петлями під пальці полегшують надягання і регулювання корсета

РОЗМІР ВИРОБУ	XS	S	M	L	XL	XXL
Окружність талії, см	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130

ОРТОПЕДИЧНІ ВИРОБИ EVOLUTION

БАНДАЖ КОМПРЕСІЙНИЙ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ EVOLUTION
(ТЕХНОЛОГІЯ ПЛАСКОГО В'ЯЗАННЯ)

T-8581

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- напівжорстку фіксацію і розвантаження поперекової області
- середню фіксацію колінного суглобу
- прискорення розсмоктування набряків, гематом, внутрішньосуглобових випотів
- покращення пропріоцепції, стабілізацію колінного суглобу
- зменшення больових відчуттів

ОСОБЛИВОСТІ:

- виготовлений за унікальною технологією плоского в'язання
- еластично-пружний трикотаж тривимірної структури стійкий до розтягування, довговічний, м'який і приємний для шкіри
- відводить надлишкову вологу з поверхні шкіри
- анатомічний крій забезпечує щільне облягання суглобу, правильно розподіляючи тиск, не порушуючи венозний відтік
- спеціальна високо еластична зона з розрядженою щільністю під коліном виключає натирання шкіри і дискомфорт при тривалому використанні
- знімне силіконове кільце анатомічної форми зі спеціальним рельєфом розвантажує і стабілізує надколінок
- 2 бокових пружинних ребра жорсткості перешкоджають зсуву бандажа при русі, розвантажують колінний суглоб
- не обмежує руху в суглобі в фізіологічному обсязі, не ковзає, стійкий до розтягування, довго зберігає свою форму
- комфортний при тривалому використанні, виключає натирання шкіри і порушення мікро циркуляції
- еластичний і м'який край не ріже і не передавляє ногу

ПОКАЗАННЯ:

- запальні явища після травм і операцій, хронічне запалення з набряком періартикулярних тканин
- нестабільність в колінному суглобі легкого ступеня
- гемартроз, випіт в суглобі при артритах, бурситах, синовіті
- больовий синдром при тендоміопатіях, лігаментоз
- початкові прояви гонартрозу
- пателлофеморальний артроз
- в комплексній терапії хвороби Осгуда-Шлаттера



РОЗМІР ВИРОБУ	0 (XXS)	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
Окружність стегон, см	37-40	40-43	43-46	46-49	49-52	52-55	55-58
Окружність гомілки, см	25-28	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46

РЕКЛІНАТОР ОРТОПЕДИЧНИЙ (ПОСИЛЕНИЙ)

TRIVES T -1701

ОПИС:

- індивідуальний підбір виробів за зростом і розміром, виходячи з особливостей чоловічої та жіночої фігури
- наявність додаткової стяжки для посилення підтримки попереку
- підтримка грудного і поперекового відділів хребта
- моделювання ребер жорсткості по спині
- посилений двома довгими, складними модельованими ребрами жорсткості, розташованими в проекції поперечних відростків хребців та двома короткими на поперековій області
- пластикові ребра жорсткості на передній поверхні перешкоджають скручування виробу і посилюють компресійний вплив на передню черевну стінку

FORTIS
LS-TexFORTIS
S-Tex

РОЗМІР ВИРОБУ		1	2	3
Висота корсету, см		48	52	56
Зріст чоловічий, см		-	160-170	170-190
Зріст жіночий, см		160-170	170-190	-
Окружність талії, см	S	65-80	65-80	65-80
	M	80-95	80-95	80-95
	L	95-110	95-110	95-110
	XL	110-125	110-125	110-125
	XXL	125-140	125-140	125-140

РЕКЛІНАТОР ОРТОПЕДИЧНИЙ
TRIVES T -1702FORTIS
LS-TexFORTIS
S-Tex

ОПИС:

- індивідуальний підбір виробів за зростом і розміром, виходячи з особливостей чоловічої та жіночої фігури
- висока терапевтична ефективність і комфортне щоденне використання
- можливість самостійно регулювати розведення плечей
- знімні ребра жорсткості
- посилений двома довгими, складними модельованими ребрами жорсткості, розташованими в проекції поперечних відростків хребців
- пластикові ребра жорсткості на передньобоківних поверхнях перешкоджають скручуванню виробу та посилюють компресійний вплив на передню черевну стінку

ОРТОПЕДИЧНІ ВИРОБИ EVOLUTION

РЕКЛІНАТОР ОРТОПЕДИЧНИЙ

FORTIS
LS-TexFORTIS
S-Tex

TRIVES T-1703

ОПИС:

- легка зручна для носіння конструкція
- точний підбір за розміром
- зручність і комфорт при тривалому щоденному використанні
- забезпечення максимального прилягання до тіла
- можливість використання під одягом
- лікування без додаткових зусиль
- на задній поверхні реклінатора - 4 пластикових ребра жорсткості
- еластичні стрічки на торсовій частині реклінатора фіксують вибір в області грудного відділу хребта
- еластичні стрічки з застібками «Велкро» сприяють розведенню плечового пояса

РОЗМІР ВИРОБУ	2 (XS)	3 (S)	4 (M)	5 (L)	6 (XL)
Окружність грудної клітини, см	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110

БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ ФІКСУЮЧИЙ .ПОВ'ЯЗКА ДЕЗО)



TRIVES T-8193

ОПИС:

- повітропроникний, легкий та міцний матеріал забезпечує стабільну фіксацію верхньої кінцівки
- додатковий знімний елемент підтримує ліктьовий суглоб
- бандаж не перешкоджає диханню шкіри і не порушує температурний баланс при тривалому застосуванні

РОЗМІР ВИРОБУ	1 (S)	2 (M)	3 (L)	4 (XL)
Довжина передпліччя, см	30-33	33-36	36-39	39-42

БАНДАЖ ФІКСУЮЧИЙ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ

FORTIS
V-Tex

TRIVES T-8195

ОПИС:

- анатомічний крій забезпечує щільне облягання плечового суглобу, не обмежуючи звичні рухи
- поліуретановий пелот створює додаткову компресію, чинить масажну дію на м'які тканини
- знімні еластичні стрічки для додаткової фіксації
- універсальний, для лівої та правої руки

РОЗМІР ВИРОБУ	0 (XS)	1 (S)	2 (M)	3 (L)	4 (XL)	5 (XXL)
Окружність плеча, см	24-28	28-32	32-36	36-40	40-44	44-48

БАНДАЖ ФІКСУЮЧИЙ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ

FORTIS
LS-TexFORTIS
H-Tex

TRIVES T-8391

ОПИС:

- напівроз'ємна конструкція з додатковою фіксацією суглобу
- можливість встановлення кисті в функціонально вигідному положенні
- значне обмеження рухів завдяки 3-ом модельованим ребрам жорсткості на тильній поверхні та знімній металевій модельованій пластині на долонній поверхні

РОЗМІР ВИРОБУ	1 (S)	2 (M)	3 (L)	4 (XL)
Окружність променево-зап'ясткового суглобу, см	13-15	15-17	17-19	19-21

ОРТОПЕДИЧНІ ВИРОБИ EVOLUTION

БАНДАЖ КОМПРЕСІЙНИЙ НА ПРОМЕНЕВОЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ (ПОДОВЖЕНИЙ)



TRIVES T-8392

ОПИС:

- здійснює фіксацію до верхньої третини передпліччя
- обмежує рух завдяки 3-ом модельованим ребрам жорсткості на тильній поверхні бандажа та знімній металевій модельованій пластині на долонній поверхні
- забезпечений додатковою еластичною стрічкою із застілками «Велкро» для регулювання ступеня фіксації

FORTIS
LS-TexFORTIS
H-Tex

РОЗМІР ВИРОБУ	1 (S)	2 (M)	3 (L)	4 (XL)
Окружність променево-зап'ясткового суглобу, см	13-15	15-17	17-19	19-21

БАНДАЖ КОМПРЕСІЙНИЙ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ



TRIVES T-8591

ОПИС:

- оптимальне поєднання фіксації та зручності
- розширений розмірний ряд
- еластична вставка в проекції підколінної ямки для додаткового комфорту при носінні
- 4 металевих пружинних ребра для посилення фіксації та обмеження бічних рухів

FORTIS
EI-TexFORTIS
H-Tex

РОЗМІР ВИРОБУ	1 (S)	1 (S+)	2 (M)	2 (M+)	3 (L)	3 (L+)	4 (XL)	4 (XL+)	5 (XXL)	5 (XXL+)
Верхня третина гомілки, см	29-33		33-37		37-41		41-45		45-49	
Нижня третина стегна, см	36-40	40-44		44-48		48-52	52-56	56-60	60-64	64-68

БАНДАЖ КОМПРЕСІЙНИЙ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ (НАПІВРОЗ'ЄМНИЙ)



TRIVES T-8592

ОПИС:

- напівроз'ємна конструкція для самостійного регулювання
- розширений розмірний ряд з використанням додаткових розмірів «+»
- еластична вставка в проекції підколінної ямки
- 4 металевих пружинних ребра для посилення фіксації і обмеження бічних рухів

FORTIS
EI-TexFORTIS
H-Tex

РОЗМІР ВИРОБУ	1 (S)	1 (S+)	2 (M)	2 (M+)	3 (L)	3 (L+)	4 (XL)	4 (XL+)	5 (XXL)	5 (XXL+)
Верхня третина гомілки, см	29-33		33-37		37-41		41-45		45-49	
Нижня третина стегна, см	36-40	40-44		44-48		48-52	52-56	56-60	60-64	64-68

ОРТОПЕДИЧНІ ВИРОБИ EVOLUTION

БАНДАЖ КОМПРЕСІЙНИЙ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ (РОЗ'ЄМНИЙ)

TRIVES T-8593

ОПИС:

- повністю роз'ємна конструкція для зручності надягання
- 4 стрічки з застілками «Велкро» для поліпшення фіксації та максимального прилягання до тіла
- еластична вставка в проекції підколінної ямки
- 2 металевих ребра жорсткості з поліцентричними шарнірами для сильного ступеня фіксації колінного суглобу

FORTIS
EI-Tex

РОЗМІР ВИРОБУ	1 (S)	2 (M)	3 (L)	4 (XL)	5 (XXL)	5 (XXL+)
Верхня третина гомілки, см	29-33	33-37	37-41	41-45	45-49	
Нижня третина стегна, см	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65

БАНДАЖ КОМПРЕСІЙНИЙ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ

TRIVES T-8691

ОПИС:

- роз'ємна конструкція для зручності надягання
- 2 механізми забезпечення фіксації: шнурівка на передній поверхні та еластичні стрічки з застілками «Велкро»
- 4 металевих модельованих ребра жорсткості для обмеження бічних рухів
- розвантаження зв'язок суглобу

FORTIS
LS-TexFORTIS
S-Tex

РОЗМІР ВИРОБУ	1 (S)	2 (M)	3 (L)	4 (XL)	5 (XXL)
Окружність гомілковостопного суглобу, см	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29

БАНДАЖ КОМПРЕСІЙНИЙ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ
ЗІ ЗНІМНОЮ СТЯЖКОЮ, EVOLUTION
(ТЕХНОЛОГІЯ ПЛАСКОГО В'ЯЗАННЯ)

T-8281

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- легку фіксацію і компресію ліктьового суглобу і верхньої третини передпліччя
- поліпшення кровообігу
- зниження набряклості
- нормалізацію обмінних процесів за рахунок компресійного і масажного впливів на область суглобу

ОСОБЛИВОСТІ:

- виготовлений за унікальною технологією плоского в'язання
- еластично-пружний трикотаж тривимірної структури стійкий до розтягування, довговічний, м'який і приємний для шкіри
- відводить надлишкову вологу з поверхні шкіри
- анатомічний крій забезпечує щільне облягання ліктьового суглобу, правильно розподіляючи тиск, без стискання судин
- бічні силіконові пелоти з вирізами для надвиростків прискорюють розсмоктування набряків і забезпечують щільне прилягання бандажа
- рифлена поверхня пелотів надає рефлексогенну та масажну дію
- знімна додаткова стяжка з міцною зносостійкою застібкою регулює ступінь фіксації
- спеціальна високоеластична зона з розрядженою щільністю в місці згинання суглобу
- не обмежує рух в суглобі в фізіологічному обсязі, не ковзає, стійкий до розтягування, довго зберігає свою форму
- комфортний при тривалому використанні, виключає натирання шкіри і порушення мікроциркуляції
- м'який, еластичний і комфортний край полотна
- універсальний, підходить для лівої і правої руки

ПОКАЗАННЯ:

- реабілітація після травм і операцій на ліктьовому суглобі
- зовнішній і внутрішній епіконділіти
- синовіти і набряки при артрозах і артритах ліктьового суглобу
- болі в суглобі при травмах, запальних захворюваннях сухожильно-зв'язкового апарату і тендоміопатія



РОЗМІР ВИРОБУ	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
Окружність ліктьового суглобу, см	17-20	20-23	23-26	26-29	29-32	32-35

ОРТОПЕДИЧНІ ВИРОБИ EVOLUTION

БАНДАЖ КОМПРЕСІЙНИЙ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ ЗІ ЗНІМНОЮ СТЯЖКОЮ, EVOLUTION (ТЕХНОЛОГІЯ ПЛАСКОГО В'ЯЗАННЯ)

T-8381



ПОКАЗАННЯ:

- артралгії, тендовагініти, тендоміопатії
- реабілітація після травм капсульно-зв'язкового апарату променево-зап'ясткового і зап'ястно-п'ясткових суглобів, операцій на променево-зап'ястковому і зап'ястно-п'ястковому суглобах
- артроз променево- і зап'ястно-п'ясткового суглобів
- ревматоїдний артрит
- карпальний тунельний синдром
- нестабільність променево-зап'ясткового суглобу

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- середню фіксацію променево-зап'ясткового суглобу
- обмеження долонного згинання кисті
- покращення пропріоцепції та стабілізації суглобу за рахунок нормалізації м'язового тону
- прискорення розсмоктування набряків, гематом, внутрішньо суглобових випотів
- зменшення болю

ОСОБЛИВОСТІ:

- виготовлений за унікальною технологією плоского в'язання
- еластично-пружний трикотаж тривимірної структури стійкий до розтягування, довговічний, м'який і приємний для шкіри
- відводить надлишкову вологу з поверхні шкіри
- анатомічний край забезпечує щільне облягання променево-зап'ясткового суглобу, правильно розподіляючи тиск, без стискання судин
- знімна анатомічна пластикова шина забезпечує функціонально-вигідне становище
- силіконове кільце зі спеціальним рельєфом захищає шилоподібний відросток ліктьової кістки, забезпечуючи щільне прилягання бандажа, масажує м'язи передпліччя
- додаткова знімна еластична стяжка з міцною зносостійкою застібкою стабілізує суглоб
- спеціальна високоеластична зона з розрядженою щільністю в області великого пальця
- комфортний при тривалому використанні, виключає натирання шкіри і порушення мікроциркуляції
- випускається для лівої і правої руки.
- м'який, еластичний і комфортний край полотна
- універсальний, підходить для лівої і правої руки

РОЗМІР ВИРОБУ	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
Окружність променево-зап'ясткового суглобу, см	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20

БАНДАЖ ФІКСУЮЧИЙ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ, EVOLUTION (ТЕХНОЛОГІЯ ПЛАСКОГО В'ЯЗАННЯ)

T-8181



ПОКАЗАННЯ:

- гіпермобільність плечового суглобу, звичний вивих плеча
- плечовий остеоартроз
- біль у верхній третині плеча
- підвищене навантаження на плечовий суглоб
- ушкодження м'язово-зв'язкового апарату плечового пояса
- реабілітація після травм, операцій і запальних захворювань в області плечового суглобу

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- фіксацію голівки плечової кістки в суглобі
- розвантаження зв'язково-м'язового апарату
- нормалізацію тону, зниження набряклості в області плечового суглобу
- поліпшення кровообігу, стимуляцію відновлювальних процесів в плечовій області
- запобігання надлишковій рухливості плеча

ОСОБЛИВОСТІ:

- виготовлений за унікальною технологією плоского в'язання
- еластично-пружний трикотаж тривимірної структури стійкий до розтягування, довговічний, м'який і приємний для шкіри
- відводить надлишкову вологу з поверхні шкіри
- анатомічний край забезпечує щільне облягання плечового суглобу, не обмежуючи звичний рух і не перетискаючи судини
- зони змінної компресії забезпечують правильний розподіл тиску
- силіконовий пелот анатомічної форми з рельєфною поверхнею створює додаткову компресію, чинить масажну дію на м'які тканини
- еластична знімна стрічка дозволяє відрегулювати фіксацію і стабілізацію плечового суглобу
- комфортний при тривалому використанні, виключає натирання шкіри і порушення мікроциркуляції
- м'який, еластичний і комфортний край полотна виключає травматизацію шкіри
- універсальний для лівої і правої руки

РОЗМІР ВИРОБУ	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
Окружність плеча, см	22-24	24-26	26-29	29-32	32-36	36-40

ОРТОПЕДИЧНІ ВИРОБИ EVOLUTION

БАНДАЖ КОМПРЕСІЙНИЙ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ,
EVOLUTION (ТЕХНОЛОГІЯ ПЛАСКОГО В'ЯЗАННЯ)

T-8681

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- середню фіксацію
- правильну компресію гомілковостопного суглобу
- стимуляцію пропріорецепторів та активацію роботи м'язів
- стабілізацію та підтримку гомілковостопного суглобу
- покращення кровообігу
- зниження набряків та нормалізацію обмінних процесів за рахунок компресійної та масажної дії на ділянку суглобу

ОСОБЛИВОСТІ:

- еластично-пружний трикотаж тривимірної структури
- рельєфна поверхня
- матеріал розтягується в 2х напрямках та закриває пелоти
- максимальне прилягання з врахуванням анатомії людини
- анатомічні силіконові пелоти
- м'який еластичний край
- універсальний, підходить для лівої і правої руки

ПОКАЗАННЯ:

- відчуття нестійкості в гомілковостопному суглобі
- легка нестабільність зв'язкового апарату
- тендоміопатії
- набряк області суглобу, внутрішньосуглобові накопичення рідини при артриті, артрозі
- стан після травм та операцій з набряком періартикулярних тканин

РОЗМІР ВИРОБУ	1 (XS)	2 (S)	3 (M)	4 (L)	5 (XL)	6 (XXL)
Окружність гомілковостопного суглобу, см	17-20	20-22	22-24	24-26	26-28	28-30

ОРТОПЕДИЧНІ ВИРОБИ EVOLUTION

Лінійка ортопедичних виробів **Evolution** виготовлена з сучасних високоякісних матеріалів: **FORTIS S-Tex**, **FORTIS EI-Tex**, **FORTIS H-Tex**, **FORTIS LS-Tex**, **FORTIS V-Tex**, які мають сертифікат Oeko-Tex® Standard 100, що підтверджує їхню безпеку. Ці матеріали не створюють перешкод диханню шкіри, добре пропускають вологу, забезпечують необхідну фіксацію та відмінно прилягають до тіла.

FORTIS S-Tex

FORTIS S-Tex - двошаровий матеріал з обмеженою розтягуністю.

Зовнішній шар - сітчастий матеріал з об'ємною комірковою структурою, забезпечує вільну повітропроникність.

Комірки зовнішнього шару, більші за комірки внутрішнього шару, дозволяють волозі ефективно випаровуватися з поверхні тіла.

Внутрішній шар - мікрофібра, забезпечує найшвидше вологовідведення з поверхні шкіри.

У серії Evolution використовується в елементах і вставках виробів, які не потребують розтягуності. Наприклад - «спинка» корсетів і реклінаторів.

Переваги FORTIS S-Tex: має максимальні фіксуючі властивості, забезпечує вільну повітропроникність, швидко відводить вологу з поверхні тіла, має меншу масу в порівнянні з неопреном, висока механічна міцність, збільшує середній термін служби виробів.

FORTIS LS-Tex

FORTIS LS-Tex - еластичний матеріал, що розтягується в поздовжньому напрямку.

Матеріал аналогічної структури використовують всі ортопедичні компанії. Головна відмінність FORTIS LS-Tex - високий вміст бавовни - до 65%.

Вибір на користь такого співвідношення зроблений з двох причин. Перша: це високі споживчі якості виробів з бавовни. Бавовна вбирає вологу і забезпечує вільне дихання шкіри.

Друга: бавовняна нитка не розтягується і входить до складу волокна у спіралеподібній, скрученій формі. Тим самим гарантується заявлена розтягуність матеріалу на рівні 25-30%. Ортопедичний виріб, виготовлений з такого полотна, не втратить свою функціональність навіть за тривалої експлуатації.

Вироби з такого матеріалу слугують довше, ніж виготовлені за аналогічною технологією, але з синтетичного волокна. Завдяки хорошій еластичності FORTIS LS-Tex активує м'язову тканину, стимулює кровообіг в суглобі.

Переваги FORTIS LS-Tex: високий вміст бавовни, гарантована розтягуність протягом усього терміну експлуатації, забезпечує еластичну компресію сегмента тіла або суглобу, стимулює кровообіг і м'язову тканину, забезпечує вільну повітропроникність, ефективно вбирає вологу.

FORTIS EI-Tex

Фізичні властивості матеріалу FORTIS EI-Tex дозволяють надати ортопедичному виробу абсолютно нових біомеханічних функцій. Матеріал біластичний, розтягується в поздовжньому та поперечному напрямку. За рахунок біластичності активує капілярний кровообіг, забезпечує приплив крові до ушкодженого сегменту тіла. Виріб, виготовлений з цього матеріалу, має не лише ортопедичні функції, а й глибокий лікувальний вплив на суглоби і тканини.

FORTIS EI-Tex запобігає зменшенню м'язової маси, можливою внаслідок використання ортопедичного виробу. Найбільш актуально це питання стоїть для літніх, ослаблених людей, дітей і підлітків.

Наступна властивість матеріалу - здатність приймати будь-яку форму і зберігати її - «пам'ять форми». Реалізується ця функція завдяки шару спіненого поліуретану з максимально можливим вмістом повітря. Ця технологія застосовується при виготовленні подушок з «ефектом пам'яті».

Матеріал ідеально облягає суглоби та сегменти тіла, не викликаючи при цьому порушення кровообігу.

Матеріал з боку тіла є біластичною тканиною з високим вмістом бавовни. Зовнішня частина матеріалу - біластична мембрана, яка обмежує надмірну розтягуність. Всі шари FORTIS EI-Tex мають вільну повітропроникність та здатність швидко відводити вологу з поверхні тіла. Evolution використовується при виготовленні ортезів на колінний суглоб. Переваги FORTIS EI-Tex: стимулює кровообіг, здатний приймати форму сегмента тіла і зберігати її, при використанні в ортопедичному виробі запобігає можливому порушенню кровообігу, в тому числі підшкірних вен; мінімізує ризик ослаблення власного м'язового корсету, вільно пропускає повітря, швидко відводить вологу з поверхні тіла, має меншу масу порівняно з неопреном.

FORTIS H-Tex

FORTIS H-Tex - двошаровий матеріал, має незначну розтягуність в поздовжньому напрямку.

Зовнішній шар має об'ємну структуру, що забезпечує вільну циркуляцію повітря та охолодження поверхні тіла. У структурі зовнішнього шару можна виділити поперечні волокна, які забезпечують відведення вологи з поверхні шкіри.

Внутрішній шар, з боку тіла - трикотажна тканина з високим вмістом бавовни. Завдяки незначній розтягуності, використовується у виробках Evolution, призначених для фіксації сегмента опорно-рухового апарату.

Використовується в ортезах на променезап'ястковий та колінний суглоби.

Переваги FORTIS H-Tex: не викликає погіршення кровообігу в сегменті тіла, має хороші фіксуючі властивості, завдяки малій розтягуності, не травмує кісткові виступи при накладенні на суглоби, вільно пропускає повітря, швидко відводить вологу з поверхні тіла, має меншу масу в порівнянні з неопреном.

FORTIS V-Tex

FORTIS V-Tex - тришаровий еластичний матеріал з ефектом швидкого відновлення, який при цьому створює хорошу компресію.

Зовнішній шар - м'який та дихаючий, представляє собою полотно, що взаємодіє із застілками «Велкро» по всій своїй поверхні.

Середній шар - матеріал з «пам'яттю форми». Основна функція цього шару - захист кісткових виступів при застосуванні матеріалу в області суглобів. Висока щільність цього шару надає додатковий комфорт при використанні виробів.

Внутрішній шар - дихаючий, забезпечує контроль температури і створює відчуття свіжості для шкіри.

Переваги FORTIS V-Tex: здатний приймати форму сегмента тіла та зберігати її, створює хорошу компресію, забезпечує вільну повітропроникність, має функцію терморегулювання і відводить вологу, не травмує кісткові виступи при накладенні на суглоби, стимулює кровообіг у суглобах і тканинах.

БАНДАЖІ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВІ


Trives

Свобода рухів при надійній фіксації

Асортимент при будь якій патології

Повітропроникні матеріали

БАНДАЖІ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВІ TRIVES

КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧНИЙ ПОМІРНОЇ ФІКСАЦІЇ TRIVES



①②③④

T-1551

ПОКАЗАННЯ:

- профілактика пошкодження попереково-крижового відділу хребта при інтенсивних фізичних навантаженнях
- остеохондроз, спондильоз, радикуліт, міозит, травмовані місця попереково-крижового відділу хребта

ОСОБЛИВОСТІ:

- 4 ребра жорсткості, висота 21 см - оптимальний для людей невисокого зросту
- виготовлений з повітропроникної сітчастої еластичної тканини
- передні панелі виконані з тришарового бандажного полотна

РОЗМІР ВИРОБУ	XS	S	M	L	XL	XXL
Окружність талії, см	63-70	70-83	83-96	96-109	109-122	122-140

КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧНИЙ ПОМІРНОЇ ФІКСАЦІЇ

TRIVES T-1554

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- помірну фіксацію попереково-крижового відділу хребта
- розвантаження м'язів спини
- протибольовий ефект

ОСОБЛИВОСТІ:

- 4 ребра жорсткості, висота 25 см - оптимальний для людей середнього зросту
- виготовлений з повітропроникної сітчастої еластичної тканини
- передні панелі виконані з тришарового бандажного полотна



①②③④

РОЗМІР ВИРОБУ	XS	S	M	L	XL	XXL
Окружність талії, см	63-70	70-83	83-96	96-109	109-122	122-140

КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧНИЙ НАПІВЖОРСТКОЇ ФІКСАЦІЇ

TRIVES T-1552

ПОКАЗАННЯ:

- остеохондроз, спондильоз, спондильоз в попереково-крижовому відділі хребта, в тому числі з больовим синдромом
- радикуліт, міозит, забиті місця попереково-крижового відділу хребта
- відновний період після травм і операцій в попереково-крижовому відділі хребта

ОСОБЛИВОСТІ:

- 6 ребер жорсткості, висота 21 см - оптимальний для людей невисокого зросту
- виготовлений з повітропроникної сітчастої еластичної тканини
- передні панелі виконані з тришарового бандажного полотна



①②③④

РОЗМІР ВИРОБУ	XS	S	M	L	XL	XXL
Окружність талії, см	63-70	70-83	83-96	96-109	109-122	122-140

КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧНИЙ НАПІВЖОРСТКОЇ ФІКСАЦІЇ

TRIVES T-1555

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- помірну фіксацію та стабілізацію попереково-крижового відділу хребта
- розвантаження м'язів спини і опорних сегментів хребта
- протибольовий ефект

ОСОБЛИВОСТІ:

- 6 ребер жорсткості, висота 25 см - оптимальний для людей середнього зросту
- виготовлений з повітропроникної сітчастої еластичної тканини
- передні панелі виконані з тришарового бандажного полотна



①②③④

РОЗМІР ВИРОБУ	XS	S	M	L	XL	XXL
Окружність талії, см	63-70	70-83	83-96	96-109	109-122	122-140

БАНДАЖІ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВІ TRIVES

КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧНИЙ ПОМІРНОЇ ФІКСАЦІЇ



TRIVES T-1560

ПОКАЗАННЯ:

- біль в області попереку, радикуліти, міозити
- реабілітація після травм і операцій в області попереку
- консервативна терапія при остеохондрозі, міжхребцевих грижах, остеопорозі, спондилозі, остеоартрозі
- слабкість м'язів спини (гіпотрофія, атрофія)
- порушення структури тіл хребців
- профілактика захворювань хребта при фізичних і спортивних навантаженнях

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- регульовану компресію та сильну фіксацію
- стабілізацію попереково-крижового відділу хребта
- нормалізацію тонуусу і розвантаження м'язів спини
- розвантаження міжхребцевих дисків, зменшення явища запалення та стимуляцію відновних процесів

ОСОБЛИВОСТІ:

- висота корсету - 25 см
- посилений 4 металевими ребрами жорсткості з можливістю індивідуального профілювання
- додаткова подвійна стяжка

①②④

РОЗМІР ВИРОБУ	XS	S	M	L	XL	XXL
Окружність талії, см	63-70	70-83	83-96	96-109	109-122	122-140

КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧНИЙ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИЙ



TRIVES T-1561 (1585)

ПОКАЗАННЯ:

- гострі, підгострі та хронічні болі в області попереку, радикуліти і міозити
- реабілітація після травм і операцій в області попереку
- консервативна терапія при остеохондрозі, міжхребцевих грижах, спондилозі, остеоартрозі в попереково-крижовому відділі хребта

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- ефективну компресію, фіксацію попереково-крижового відділу
- розвантаження міжхребцевих дисків, зменшення явища запалення
- нормалізацію тонуусу і розвантаження м'язів спини

ОСОБЛИВОСТІ:

- висота корсету - 25 см
- повітряно-вологонепроникна еластична тканина з вмістом бавовни 53%, має виражений компресійний вплив
- 2 пластикових ребра по передній поверхні підтримують абдомінальну область і перешкоджають скручуванню бандажа

①②④


РОЗМІР ВИРОБУ	XS	S	M	L	XL	XXL
Окружність талії, см	63-70	70-83	83-96	96-109	109-122	122-140

① Металеві ребра жорсткості



Фіксують та розвантажують попереки

② Подвійна стяжка




Регулює ступінь фіксації

③ Сітчаста еластична тканина



Прозора повітрянопроникна гіпоалергенна

④ Застібка «Велкро»



Гарантовано витримує 1000 прилипань

БАНДАЖІ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВІ TRIVES

КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧНИЙ З ПОТРІЙНОЮ СТЯЖКОЮ



TRIVES T-1586

ПОКАЗАННЯ:

- остеохондроз, спондилоз, спондилолістез, спондилоартроз в попереково-крижовому відділі хребта, в тому числі з больовим синдромом
- консервативне і післяопераційне лікування при грижах міжхребцевих дисків
- радикуліт, міозит, люмбалгія, ішалгія, забої хребта
- відновний період після травм і операцій в попереково-крижовому відділі хребта
- профілактика пошкодження поперекової області при фізичних навантаженнях

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- сильну фіксацію та стабілізацію попереково-крижового відділу хребта
- розвантаження м'язів спини та опорних сегментів хребта
- нормалізацію водно-сольового балансу в міжхребцевих дисках
- протибольовий ефект

ОСОБЛИВОСТІ:

- висота корсету - 24 см
- виготовлений з повітропроникного, перфорованого бандажного матеріалу з вмістом бавовни 54%, не викликає алергічних реакцій та подразнення шкіри
- має 6 металевих модельованих ребра жорсткості
- забезпечений додатковою потрійною стяжкою для максимального впливу на попереково-крижовий відділ хребта

①②④⑦

РОЗМІР ВИРОБУ	XS	S	M	L	XL	XXL
Окружність талії, см	63-70	70-83	83-96	96-109	109-122	122-140

КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧНИЙ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ



TRIVES T-1587

ПОКАЗАННЯ:

- остеохондроз, спондилоз, спондилолістез, спондилоартроз в попереково-крижовому відділі хребта, в тому числі з больовим синдромом
- консервативне і післяопераційне лікування при грижах міжхребцевих дисків
- радикуліт, міозит, люмбалгія, ішалгія, забої хребта
- відновний період після травм і операцій в попереково-крижовому відділі хребта
- профілактика пошкодження поперекової області при фізичних навантаженнях

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- сильну фіксацію та стабілізацію попереково-крижового відділу хребта
- розвантаження м'язів спини та опорних сегментів хребта
- нормалізацію водно-сольового балансу в міжхребцевих дисках
- протибольовий ефект


ОСОБЛИВОСТІ:

- висота корсету - 24 см
- повітряно-вологопроникний перфорований матеріал з вмістом бавовни 8%
- 6 модельованих ребра жорсткості для анатомічно правильної підтримки хребта
- додаткова подвійна стяжка дозволяє оптимально розташувати корсет

①②④⑦

РОЗМІР ВИРОБУ	XS	S	M	L	XL	XXL
Окружність талії, см	63-70	70-83	83-96	96-109	109-122	122-140

⑤ Натуральна овеча шерсть




Висота ворсу 10 мм.
Виразений зігріваючий ефект

⑥ Тканне еластичне полотно «оскар»



80% натуральної шерсті.
Гіпоалергенне, не викликає подразнення шкіри

⑦ Бандажна стрічка



Міцна дозовано розтяжна
в певних напрямках тканина.
Абсолютно гіпоалергенна та повітропроникна

ГРУДОПОПЕРЕКОВІ БАНДАЖІ ТА КОРЕКТОРИ ПОСТАВИ


Trives

Сучасне тришарове повітро- та
вологопроникне бандажне полотно

Лікування зі збереженням
звичного способу життя

Гіпоалергенні матеріали,
потрійна стяжка для регулювання
ступеня компресії

ГРУДОПОПЕРЕКОВІ БАНДАЖІ ТА КОРЕКТОРИ ПОСТАВИ TRIVES

КОРСЕТ ОРТОПЕДИЧНИЙ НАПІВЖОРСТКОЇ ФІКСАЦІЇ
ГРУДОПОПЕРЕКОВИЙ

TRIVES T-1553, 1553/1

ПОКАЗАННЯ:

- остеохондроз, спондилоз, спондилолітез нижньогрудного і попереково-крижового відділів хребта
- грижі і спондилоартроз в груднопоперековому і попереково-крижовому відділах хребта
- радикуліт, люмбалгія, ішалгія, сакроілеїт
- відновний період після травм і операцій в нижньогрудному і попереково-крижовому відділах хребта

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- напівжорстку фіксацію нижньогрудного і попереково-крижового відділів
- збереження мобільності при гострих нападах радикуліту і хронічних болях в попереку

ОСОБЛИВОСТІ:

- чотири модельованих ребра жорсткості
- T-1553: висота- 35 см, призначений для людей зростом до 180 см
- T-1553/1: висота- 42 см, призначений для людей зростом від 180 см та більше

① ② ③ ④

РОЗМІР ВИРОБУ	XS	S	M	L	XL	XXL
Окружність талії, см	63-70	70-83	83-96	96-109	109-122	122-140

КОРЕКТОР ОРТОПЕДИЧНИЙ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ І ДОРОСЛИХ



TRIVES T-1778

ПОКАЗАННЯ:

- порушення постави у підлітків та дорослих
- кіфотична та сколіотична деформації хребта I-II ступеня
- забої, міозити і міжреберні невралгії в грудному відділі хребта

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- формування та підтримку правильної постави
- фіксацію та розвантаження грудного відділу
- нормалізацію м'язового тону

ОСОБЛИВОСТІ:

- 4 пластикових ребра жорсткості на грудний відділ хребта
- виготовлений з повітропроникного гіпоалергенного полотна
- непомітний під одягом, зручний в повсякденному житті, не обмежує звичний розпорядок дня

③

РОЗМІР ВИРОБУ	XS	S	M	L	XL
Окружність талії, см	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110




① Потрійна стяжка



Регулює ступінь фіксації

② Сітчаста еластична тканина




Міцна повітропроникна гіпоалергенна

③ Тришарове бандажне полотно



Повітропроникне. Гіпоалергенне. Внутрішній шар з пінополіуретану для додаткового комфорту

④ Металеві ребра жорсткості



Фіксують та розвантажують попереки.

ГРУДОПОПЕРЕКОВІ БАНДАЖІ ТА КОРЕКТОРИ ПОСТАВИ TRIVES

КОРЕКТОР ОРТОПЕДИЧНИЙ

TRIVES T-1781



⑤

ПОКАЗАННЯ:

- сутулість, різні форми порушення постави
- болі різної етіології в області грудного відділу хребта
- остеохондропатії грудного відділу хребта з больовим синдромом

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- реклінацію та розвантаження грудного відділу хребта
- нормалізацію м'язового тонуусу і активацію роботи м'язів спини

ОСОБЛИВОСТІ:

- повітропроникний матеріал, що відводить вологу, з високим вмістом бавовни (67%)
- еластичні лямки не обмежують рухи
- легкий, непомітний під одягом, комфортний у використанні

РОЗМІР ВИРОБУ	XS	S	M	L
Окружність талії, см	62-70	70-78	78-86	86-94

РЕКЛІНАТОР ОРТОПЕДИЧНИЙ (КІЛЬЦЯ ДЕЛЬБЕ) ДОРΟΣЛИЙ

TRIVES T-1790



ПОКАЗАННЯ:

- консервативне лікування травм ключиці та ключично-акроміального зчленування
- реабілітація після оперативного лікування травм ключиці та ключично-акроміального зчленування
- порушення постави в верхньогрудному відділі хребта
- дегенеративно-дистрофічні захворювання верхньогрудного відділу хребта

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- розведення плечей, реклінацію верхньогрудного відділу хребта
- фіксацію ключично-акроміального зчленування
- розвантаження зв'язкового апарату ключиці

РОЗМІР ВИРОБУ	S	M	L	XL
Окружність талії, см	60-75	75-90	90-105	105-120

РЕКЛІНАТОР ОРТОПЕДИЧНИЙ

TRIVES T-1774



① ③ ⑤

ПОКАЗАННЯ:

- різні види порушення постави: сутула постава, плоска спина, плоско-увігнута спина, кругло-увігнута спина
- кіфотична та сколіотична деформації хребта I-II ступеня
- забої та міозити в області спини (запальний процес), що поєднуються з болями в суглобах
- реабілітація після травм в грудному відділі хребта
- остеохондропатії хребта легкого ступеня

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:


- підтримку правильної постави за рахунок регульованого розведення плечей з одночасною фіксацією груднопоперекового відділу хребта
- формування у пацієнта стереотипу правильної постави
- легке моделювання фізіологічних вигинів хребта
- розвантаження м'язів спини

ОСОБЛИВОСТІ:

- забезпечений 2 металевими ребрами жорсткості, модельованими відповідно до фізіологічних вигинів хребта
- конструкція нерозтягуваних лямок і застібок розводить плечі та дозволяє поетапно формувати правильну поставу

РОЗМІР ВИРОБУ	S	M	L	XL	XXL
Окружність талії, см	70-83	83-96	96-109	109-122	122-140

① Тришарове бандажне полотно




Повітропроникне. Гіпоалергенне.
Внутрішній шар з пінополіуретану
для додаткового комфорту. Повітря

② Медичний еластик



Оптимальна
реклінація хребта

③ Застібка «Велкро»



Гарантовано витримує
1000 прилипань

ГРУДОПОПЕРЕКОВІ БАНДАЖІ ТА КОРЕКТОРИ ПОСТАВИ TRIVES

РЕКЛІНАТОРИ ОРТОПЕДИЧНІ

TRIVES T-1779



② ③ ⑤ ⑥

ПОКАЗАННЯ:

- кіфотична та сколіотична деформації хребта I-II ступеня
- реабілітація після травм і операцій грудного і поперекового відділів хребта
- остеохондроз, остеоартроз в груднопоперековому відділі хребта
- радикуліти, міозити, перенапруження м'язів спини

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- поетапне формування та підтримку правильної постави
- регульовану фіксацію груднопоперекового відділу хребта
- посилення кровообігу, поліпшення метаболізму в груднопоперековій області та прискорення процесу реабілітації

ОСОБЛИВОСТІ:

- виготовлений з повітря- та вологопроникного матеріалу з високим вмістом бавовни, не викликає алергії і подразнення шкіри
- має міцну, зносостійку застібку «Велкро»
- (1779) бавовна- 65%, поліестер- 28%, еластан- 7%, ребра: метал, пластик
- (1780) 43%- поліестер, 26%- бавовна, 21%- гума, 10%- нейлон, ребра жорсткості: метал

РОЗМІР ВИРОБУ	S	M	L	XL
Окружність талії, см	70-83	83-96	96-109	109-122

TRIVES T-1780



⑤ ⑥ ⑦

РОЗМІР ВИРОБУ	S	M	L	XL	XXL
Окружність талії, см	70-83	83-96	96-109	109-122	122-140

РЕКЛІНАТОР ОРТОПЕДИЧНИЙ ЖОРСТКОЇ ФІКСАЦІЇ

TRIVES T-1775



① ④ ⑤

ПОКАЗАННЯ:

- ускладнені форми порушення постави у дітей та дорослих
- кіфотична та сколіотична деформації хребта у дітей та дорослих
- реабілітація після травм і операцій грудного і поперекового відділів хребта
- остеохондроз і остеоартроз груднопоперекового відділу хребта
- порушення структури тіл хребців при остеопорозі, пухлинному і туберкульозному процесах

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- фіксацію грудного і поперекового відділів хребта
- формування і відновлення правильної постави
- розвантаження грудного і поперекового відділів хребта
- нормалізацію м'язового тону

ОСОБЛИВОСТІ:

- T-1775 призначений для людей зростом до 175 см
- T-1775/1 призначений для людей зростом вище 175 см
- в конструкції передбачені 2 довгих модельованих ребра жорсткості, розташованих уздовж всього хребта, і 2 коротких - для додаткової фіксації поперекового відділу хребта
- додаткова потрійна стяжка допомагає правильно розташувати реклінатор та індивідуально відрегулювати ступінь фіксації

РОЗМІР ВИРОБУ	XS	S	M	L	XL
Окружність талії, см	60-70	70-85	85-105	105-120	120-140

TRIVES T-1775/1



① ④ ⑤


РОЗМІР ВИРОБУ	XS	S	M	L	XL
Окружність талії, см	60-70	70-85	85-105	105-120	120-140

④ Карабін




Застібка

⑤ Металеві ребра жорсткості



Фіксують та розвантажують попереки

⑥ Посилена компресія



⑦ Бавовна



ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНІ ТА ГРИЖОВІ БАНДАЖІ


Trives

Спеціальне дихаюче медичне
полотно з масажним ефектом

Тришаровий дихаючий бандаж

Анатомічна конструкція з
локальним тиском та фіксацією



ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНІ ТА ГРИЖОВІ БАНДАЖІ TRIVES

БАНДАЖ ПРИ ОПУЩЕННІ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ

TRIVES T-1361

ПОКАЗАННЯ:

- опущення нирок (нефроптоз), печінки, а також інших органів черевної порожнини
- вроджені чи набуті порушення фіксації внутрішніх органів черевної порожнини та заочеревинного простору

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- обмеження патологічної рухливості внутрішніх органів
- нормалізацію внутрішньочеревного тиску
- покращення тону м'язів черевної стінки

ОСОБЛИВОСТІ:

- виготовлений з еластичного «дихаючого» трикотажного полотна, що не викликає подразнення шкіри
- забезпечений ребрами жорсткості та додатковою стяжкою



③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

РОЗМІР ВИРОБУ	XS	S	M	L	XL	XXL
Окружність талії, см	63-70	70-83	83-96	96-109	109-122	122-140

БАНДАЖ ПРИ ПУПКОВИХ ГРИЖАХ

TRIVES T-1441, 1442

ПОКАЗАННЯ:

- різні вправимі грижі черевної стінки, в тому числі післяопераційні, пупкові, навколупупкові, грижі білої лінії живота, поперекових областей
- розходження м'язів живота
- після операцій на черевній стінці і області нирок з метою профілактики рецидиву грижі

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- фіксацію передньої та бічної черевних стінок, поперекових областей
- локальний тиск на область грижі

ОСОБЛИВОСТІ:

- висота T-1441- 15 см, T-1442- 20 см
- забезпечений ребрами жорсткості, знімним м'яким аплікатором (пелотом) і додатковою стяжкою



② ③ ④ ⑤ ⑦

РОЗМІР ВИРОБУ	XS	S	M	L	XL	XXL
Окружність талії, см	63-70	70-83	83-96	96-109	109-122	122-140

БАНДАЖ ГРИЖОВИЙ ПУПКОВИЙ ДИТЯЧИЙ

T-1430

ПОКАЗАННЯ:

- консервативне лікування пупкової грижі у дітей до 3 років

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- надійну фіксацію грижового вип'ячування
- локальний тиск на область грижі
- попередження пупкової грижі від защемлення


ОСОБЛИВОСТІ:

- м'який, еластичний, прийнятний на дотик матеріал з високим вмістом бавовни
- фіксується за допомогою застібки «Велкро»

- Розмір - **універсальний**



① Медичне полотно



Масажний ефект. Вбирає вологу. 55% бавовни. Гіпоалергенне, не викликає подразнення шкіри

② Аплікатор




Створює локальний тиск. Посилює фіксацію

③ Тришарове бандажне полотно



Повітропроникне. Гіпоалергенне. Внутрішній шар з пінополіуретану для додаткового комфорту

④ Пластикові ребра жорсткості



⑤ Сітчаста еластична тканина



Міцна повітропроникна гіпоалергенна.

⑥ Застібка «Велкро»



Гарантовано витримує 1000 прилипань.

⑦ Додаткова стяжка



Регулює ступінь фіксації.

⑧ Пелот.



Створює локальний тиск. Посилює фіксацію.

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНІ ТА ГРИЖОВІ БАНДАЖІ TRIVES

БАНДАЖ ПРИ ПАХОВИХ ГРИЖАХ

TRIVES T-1443

ПОКАЗАННЯ:

- профілактика збільшення розмірів і обмеження вправимих косих і прямих пахових гриж
- профілактика розвитку пахових гриж у дорослих при значних фізичних навантаженнях, пов'язаних з підняттям важких предметів
- профілактика рецидивів гриж в післяопераційному періоді

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- помірний регульований тиск на пахові області

ОСОБЛИВОСТІ:

- виготовлений зі щільного медичного полотна
- пелоти повністю закривають отвори пахового і стегового каналів, надійно попереджаючи утворення гриж

РОЗМІР ВИРОБУ	S	M	L	XL
Окружність стегон, см	76-88	88-98	98-119	110-124



БАНДАЖ ДВОСТОРОННІЙ ПРИ ПАХОВИХ ГРИЖАХ

TRIVES T-1445

ПОКАЗАННЯ:

- профілактика збільшення розмірів і обмеження вправлюваних пахових і стегових гриж
- профілактика розвитку одно- або двосторонніх гриж при фізичному навантаженні, напруженні та кашлі
- профілактика рецидивів гриж в післяопераційному періоді

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- попередження виходу та фіксацію грижового випинання
- компресію пахового і стегового каналів

ОСОБЛИВОСТІ:

- еластичний пояс з високим ступенем компресії, забезпечений знімним щільним пелотом з пінополіетилену
- бандаж- правобічний або лівобічний
- склад: бавовна- 50%, поліестер- 25%, еластан- 25%, пелоти: пінополіуретан

РОЗМІР ВИРОБУ	XS	S	M	L	XL
Окружність стегон, см	75-85	85-95	95-105	105-115	115-125



БАНДАЖ ОДНОСТОРОННІЙ ПРИ ПАХОВИХ ГРИЖАХ

TRIVES T-1446

ПОКАЗАННЯ:

- профілактика збільшення розмірів і обмеження вправимих пахових і стегових гриж
- профілактика розвитку одно- або двосторонніх гриж при фізичному навантаженні, напруженні і кашлі
- профілактика рецидивів гриж в післяопераційному періоді

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- попередження виходу та фіксацію грижового випинання
- компресію пахового і стегового каналів

ОСОБЛИВОСТІ:

- еластичний пояс з високим ступенем компресії забезпечений знімним щільним пелотом з пінополіетилену
- бандаж- правобічний або лівобічний
- склад: бавовна- 50%, поліестер- 25%, еластан- 25%, пелоти: пінополіуретан.

РОЗМІР ВИРОБУ	XS	S	M	L	XL
Окружність стегон, см	75-85	85-95	95-105	105-115	115-125



ФІКСАТОРИ КОЛІННОГО СУГЛОБУ

Pani
TERESA[®]
MEDICA


Trives

Поліцентричні шарніри для
надійного захисту суглобу

Унікальний матеріал coolmax для
оптимальної терморегуляції

Спеціальна в'язка для
анатомічного прилягання



ФІКСАТОРИ КОЛІННОГО СУГЛОБА TRIVES

БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ РОЗ'ЄМНИЙ
З ПОЛІЦЕНТРИЧНИМИ ШАРНІРАМИ

TRIVES T-8508

ПОКАЗАННЯ:

- розтягнення зв'язок і пошкодження хрестоподібних зв'язок коліна
- запальні та дегенеративні захворювання (артрити, синовіти, періартікулярні набряки і артрози), якщо не протипоказаний тепловий ефект
- захворювання колінної чашечки (хондромалія надколінка)
- реабілітація після травм і операцій на колінному суглобі
- профілактика травм колінної чашечки (надколінка) при заняттях спортом і фізичній праці

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- напівжорстку фіксацію колінного суглобу і надколінка
- бічну стабілізацію і розвантаження колінного суглобу
- виключення перерозгинання

ОСОБЛИВОСТІ:

- виготовлений з «дихаючого» неопрена
- має роз'ємну конструкцію з двома поліцентричними шарнірами
- роз'ємна конструкція забезпечує оптимальне прилягання виробу до ноги



① ②

РОЗМІР ВИРОБУ	S	M	L	XL	XXL
Окружність коліна, см	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55

БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ РОЗ'ЄМНИЙ

TRIVES T-8511

ПОКАЗАННЯ:

- болі в колінному суглобі, обумовлені артритом, синовітами та бурситами
- профілактика травм і захворювань колінного суглобу при фізичних навантаженнях і заняттях спортом

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- легку фіксацію колінного суглобу і надколінка
- термозберігаючий та масажний ефекти

ОСОБЛИВОСТІ:

- виготовлений з неопрена
- внутрішній шар, прилеглий до шкіри Coolmax
- роз'ємна конструкція надколінка ефективна при обмеженій рухливості суглобу, набряку суглобу і при підвищеній масі тіла
- не викликає алергічних реакцій та подразнення шкіри



④ Розмір виробу: універсальний

① ПОЛІЦЕНТРИЧНИЙ ШАРНІР




Надійний захист колінного суглобу від бокових зміщень та перегинання

② ПЕРФОРОВАНИЙ НЕОПРЕН




Повітрепроникний: 1й шар – нейлон, міцний еластичний матеріал, який зберігає потрібну температуру. 2й шар – неопрен. 3й шар – поліестер.

③ СИЛІКОНОВЕ КІЛЬЦЕ



Оптимальний захист та фіксація надколінника

④ МАТЕРІАЛ Coolmax



Підтримує оптимальний температурний баланс шкіри, не викликає алергію та подразнення

ФІКСАТОРИ КОЛІННОГО СУГЛОБА TRIVES

БАНДАЖ КОМПРЕСІЙНИЙ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ

TRIVES T-8520

ПОКАЗАННЯ:

- посттравматична і післяопераційна нестабільність колінного суглобу легкого ступеня
- набряки і внутрішньосуглобовий випіт при артрозі, артриті і остеоартриті
- реабілітація після травм і операцій на колінному суглобі
- профілактика травм і захворювань колінного суглобу при підвищеному фізичному навантаженні і заняттях спортом
- хронічне, післяопераційне і посттравматичне запалення сухожиль
- легкі травми, розтягнення зв'язок колінного суглобу
- хондромалія надколінка
- артроз колінного суглобу

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- середню фіксацію та дозовану компресію колінного суглобу
- стимуляцію пропріорецепторів і активацію роботи м'язів
- стабілізацію і підтримку суглобу
- покращення кровообігу, зниження набрякості і нормалізацію обмінних процесів за рахунок компресійного і масажного впливу на область суглобу

ОСОБЛИВОСТІ:

- надягається безпосередньо на тіло
- розташувати бандаж так, щоб колінна чашечка охоплювалася силіконовим кільцем
- силіконовий пелот овальної форми для фіксації колінної чашечки



①

РОЗМІР ВИРОБУ	S	M	L	XL	XXL
Окружність коліна, см	30-34	33-37	36-40	39-44	43-50

БАНДАЖ ЕЛАСТИЧНИЙ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ З ПІДСИЛЮВАЛЬНИМИ СТІЧКАМИ

TRIVES T-8521

ПОКАЗАННЯ:

- забої, часткові пошкодження зв'язок колінного суглобу
- запальні явища після травм і операцій, внутрішньо- та позасуглобове скупчення рідини
- артрози, артрити та остеоартрити колінного суглобу
- хондромалія надколінка

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- фіксацію і компресію колінного суглобу
- стабілізацію надколінка
- поліпшення кровообігу, зниження набрякості за рахунок компресійного впливу на область суглобу


ОСОБЛИВОСТІ:

- еластичний повітропроникний матеріал
- зменшена компресія в підколінній області забезпечує максимальний комфорт
- посилений тонкими стрічками по типу кінезіо тейпів




РОЗМІР ВИРОБУ	S	M	L	XL
Окружність коліна, см	30-35	36-39	40-44	45-49

① СИЛІКОНОВЕ КІЛЬЦЕ



Оптимальний захист та фіксація надколінника

② МАТЕРІАЛ Coolmax




Підтримує оптимальний температурний баланс шкіри, не викликає алергію та подразнення

③ ТРИКОТАЖНЕ ПОЛОТНО



Повітропроникний, вологовідвідний. Додатковий комфорт для чутливої шкіри. З великим вмістом шерсті

④ СПЕЦІАЛЬНЕ В'ЯЗАННЯ



Для максимального прилягання до тіла. До складу входить 67% високоякісної єгипетської бавовни, яка чудово пропускає повітря

ФІКСАТОРИ КОЛІННОГО СУГЛОБА TRIVES

БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ ЗІ СПІРАЛЬНИМИ РЕБРАМИ

TRIVES T-8512

ПОКАЗАННЯ:

- забої, часткові пошкодження бічних зв'язок і власної зв'язки надколінка
- артрози, артрити, бурсити та остеоартрити
- реабілітація після травм, операцій та гіпсової іммобілізації колінного суглобу
- остеохондропатії горбистості великогомілкової кістки
- профілактика при підвищеному фізичному навантаженні та заняттях спортом

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- помірну фіксацію колінного суглобу, фіксацію надколінка
- легку стабілізацію суглобу
- термозберігаючий та масажний ефекти
- зниження ударного навантаження на колінні суглоби при ходьбі і бігу

ОСОБЛИВОСТІ:

- матеріал Coolmax®
- кільце для фіксації надколінка
- 4 бічних спіральних ребра
- застібка на стегні забезпечує оптимальне прилягання виробу до тіла при збільшеній окружності нижньої третини стегна

②

РОЗМІР ВИРОБУ	S	M	L	XL	XXL
Окружність коліна, см	33-38	38-43	43-48	48-53	53-58

ТУТОР ДЛЯ ПОВНОЇ ІММОБІЛІЗАЦІЇ КОЛІННОГО СУГЛОБА

TRIVES T-8506

ПОКАЗАННЯ:

- гострі травми колінного суглобу та надколінка
- іммобілізація колінного суглобу після операцій та гіпсової пов'язки
- гемартроз
- пошкодження м'язово-зв'язкового апарату колінного суглобу
- в якості шини при транспортній іммобілізації
- в якості альтернативи гіпсовій пов'язці (за призначенням лікаря)

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- повну фіксацію колінного суглобу, замінює гіпсові лангетти та пов'язки

ОСОБЛИВОСТІ:

- виготовлений з багатошарового м'якого нерозтяжного матеріалу товщиною 10 мм; внутрішній шар - махрова тканина
- 3 модельовані шини по задній і 2 по бокових поверхнях
- 6 підсилювальних стрічок із застілками «Велкро»

РОЗМІР ВИРОБУ	ВИСОТА ВИРОБУ
Універсальний	50 см (для 4 стрічок) 60 см (для 6 стрічок)

БАНДАЖ ЕЛАСТИЧНИЙ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ

PANI TERESA 0307

ПОКАЗАННЯ:

- ревматизм колінного суглобу
- лікування та профілактика запальних захворювань колінного суглобу
- реабілітація після травм та іммобілізації колінного суглобу
- збільшене навантаження на колінний суглоб у літніх людей і у людей з надмірною вагою
- до- і післяопераційний період при пошкодженні менісків

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- запобігання набряку, зменшення болю
- зміцнення колінних суглобів
- підтримка при фізичному навантаженні

ОСОБЛИВОСТІ:

- виготовлений за безшовною технологією кругової в'язки
- оптимально облягає суглоб, правильно розподіляючи тиск
- повітря- та вологопроникна тканина забезпечує додатковий комфорт при тривалому використанні
- не обмежує рухи в суглобі в фізіологічному обсязі, не ковзає, стійкий до розтягування, довго зберігає свою форму

④

РОЗМІР ВИРОБУ	S	M	L	XL
Окружність коліна, см	30-38	39-47	48-54	55-63

ФІКСАТОРИ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБУ




Високоєфективна підтримка
суглобу для безпечного руху

Максимальна натуральність - 67%
бавовни у складі

Трикотажне гіпоалергенне та
повітропроникне полотно

Анатомічна будова для
оптимального прилягання



ФІКСАТОРИ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА TRIVES

БАНДАЖ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ З РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ



① ③

TRIVES T-8608, 8608/1

ПОКАЗАННЯ:

- пошкодження зв'язок гомілковостопного суглобу і травми щиколоток
- реабілітація після травм і операцій на гомілковостопному суглобі
- запальні та дегенеративні захворювання гомілковостопного суглобу (артрози, артрити, артрозо-артрити, синовіти та ін.)
- профілактика травм і захворювань гомілковостопного суглобу при тривалих фізичних навантаженнях
- спортивні травми

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- напівжорстку фіксацію та стабілізацію гомілковостопного суглобу
- фіксацію надколінника в фізіологічно правильному положенні
- обмеження пронації і супінації при збереженні згинання та розгинання в суглобі

ОСОБЛИВОСТІ:

- виготовлений зі щільного, нерозтяжного повітропроникного матеріалу
- система шнурівки адаптує бандаж по нозі і дозволяє використовувати бандаж як з взуттям, так і без
- 8608- з пружинами, 8608/1- з пластинами

РОЗМІР ВИРОБУ	S	M	L	XL
Окружність гомілки, см	15-20	20-25	25-30	30-35

БАНДАЖ ВІДВІДНИЙ ДЛЯ ВЕЛИКОГО ПАЛЬЦЯ СТОПИ



③

TRIVES T-8702

ПОКАЗАННЯ:

- нефіксована вальгусна деформація 1-го пальця стопи

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- відведення 1-го пальця стопи
- зменшення болювого синдрому в області 1-го плеснофалангового суглобу
- уповільнення деформації в області 1-го плеснофалангового суглобу

ОСОБЛИВОСТІ:

- оснащений модельованою шиною
- має м'яку подушку в проекції 1-го плеснофалангового суглобу
- закріпити застібкою «Велкро» навколо 1-го пальця, потім зафіксувати бандаж навколо стопи
- моделювання шини і режим використання здійснюються лікарем

Розмір: **універсальний**

БАНДАЖ КОМПРЕСІЙНИЙ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ



② ④

TRIVES T-8611

ПОКАЗАННЯ:

- реабілітація після травм гомілковостопного суглобу
- запальні та дегенеративні захворювання суглобу (артрити, артрозо-артрити, синовіти та ін.)

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- фіксацію і дозовану компресію гомілковостопного суглобу
- поліпшення кровообігу, зниження набряклості та нормалізацію обмінних процесів

ОСОБЛИВОСТІ:

- плоска в'язка з повітро- та вологопроникного трикотажу
- захисні силіконові вкладиші


РОЗМІР ВИРОБУ	S	M	L	XL	XXL
Окружність гомілковостопного суглобу, см	17-18	19-24	24-29	29-34	34-39

① ТРИКОТАЖНЕ ПОЛОТНО



Повітропроникний, вологовідвідний. Додатковий комфорт для чутливої шкіри

② СПЕЦІАЛЬНЕ В'ЯЗАННЯ




Для максимального прилягання до тіла. До складу входить 67% високоякісної єгипетської бавовни, яка чудово пропускає повітря

③ МЕТАЛЕВА ШИНА



④ СИЛІКОНОВА ВСТАВКА



Забезпечує захист та компресійний вплив

ФІКСАТОРИ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА TRIVES

БАНДАЖ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ (ПРИ СТОПІ, ЩО ВІДВИСАЄ)

TRIVES T-8615



ПОКАЗАННЯ:

- синдром стопи, що відвисає, після перенесених невритів, травм, інсультів, уражень малогомілкового та сідничного нервів, парезів і паралічів м'язів гомілки
- інсульти, травми спинного мозку
- дитячий церебральний параліч
- нейроінфекції та пухлини спинного мозку

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- правильну біомеханіку ходьби, стабілізацію гомілковостопного суглобу та запобігання ротації
- підтримку стопи у функціонально вигідному положенні- під кутом 90 градусів

ОСОБЛИВОСТІ:

- бандаж виготовлений з тонкого, легкого, міцного пластику, що дозволяє використовувати його в звичайному взутті
- фіксується на рівні верхньої третини гомілки та гомілковостопного суглобу за допомогою застібок «Велкро»;
- випускається для лівої та правої стопи

РОЗМІР ВИРОБУ	S	M	L
Висота виробу, см	27	29	34
Розмір ноги, см	34-37	38-41	42-45

ОРТЕЗ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ З ПЛАСТИНАМИ

T-8609



ПОКАЗАННЯ:

- реабілітація після травм гомілковостопного суглобу (неускладнені переломи кісточки, пошкодження дельтовидної та малогомілкової зв'язки гомілковостопного суглобу, часткові пошкодження міжгомілкового синдесмоза)
- нестабільність в гомілковостопному суглобі
- запальні та дегенеративні захворювання суглобів (артрити, артрозоартрити, синовіти та ін.)

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- сильну фіксацію та стабілізацію гомілковостопного суглобу

ОСОБЛИВОСТІ:

- виготовлений з перфорованого, волопоглинаючого, гіпоалергенного матеріалу, надійно фіксується на гомілковостопному суглобі
- внутрішній шар з бавовни створює додатковий комфорт під час носіння бандажа
- посилений 4 моделюючими анатомічними шинами для бокової стабілізації гомілковостопного суглобу
- система застібок «Велкро» забезпечує оптимальну підтримку суглобу

РОЗМІР ВИРОБУ	S	M	L	XL
Окружність гомілковостопного суглобу, см	18-23	21-25	24-29	29-33

БАНДАЖ ВІДВІДНИЙ ДЛЯ ВЕЛИКОГО ПАЛЬЦЯ СТОПИ (ПЛАСТИК)



T-8701

ПОКАЗАННЯ:

- вальгусна деформація 1-го пальця стопи (Hallux valgus) різного ступеня тяжкості, в тому числі з больовим синдромом

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- відведення 1-го пальця стопи
- профілактику збільшення вальгусної деформації 1-го пальця стопи

ОСОБЛИВОСТІ:

- складається з жорсткої поліетиленової пластини, зігнутої по формі пальця
- забезпечений м'якою шкіряною пряжкою, що фіксує 1-й палець стопи і застіркою «Велкро» випускається для лівої і правої стопи

ФІКСАТОРИ ДЛЯ РУК ТА ПЛЕЧОВОГО ПОЯСУ

The logo for Trives, featuring a stylized white arch above the brand name "Trives" in a bold, sans-serif font.

Сучасний еластичний матеріал
air tech з тривимірною структурою

Повітропроникний аеропрен
з шаром бавовни

Максимальне анатомічне
прилягання завдяки спеціальній
в'язці

ФІКСАТОРИ ДЛЯ РУК ТА ПЛЕЧОВОГО ПОЯСУ

БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ З АНАТОМІЧНИМИ ШИНАМИ

ПОКАЗАННЯ:

- удари і пошкодження зв'язок променево-зап'ясткового суглобу
- період реабілітації після гіпсової пов'язки при переломах кісток передпліччя в нижній третині та оперативних втручаннях
- карпальний та ульнарний синдроми, синдром Зудека
- артрозо-артрити, тендовагініти, бурсити
- парези м'язів-розгиначів кисті
- остеохондропатії (хвороба Кінбека)
- в комплексному лікуванні контрактур променево-зап'ясткового суглобу
- в якості шини при транспортній іммобілізації

TRIVES T-8308



ОСОБЛИВОСТІ:

- виконаний з м'якого нерозтягнутого матеріалу
- знімна модельована анатомічна шина по долонній поверхні та 2 вузькі шини по тильній поверхні передпліччя

① ③

РОЗМІР ВИРОБУ	XS	S	M	L	XL
Окружність зап'ястя, см	9,0-12,5	11,5-14,0	14,0-16,5	16,5-19,0	19,0-22,5

TRIVES T-8311



ОСОБЛИВОСТІ:

- матеріал Air tech
- знімна анатомічна шина по долонній поверхні
- випускається в двох варіантах: для лівої та правої руки

② ③

РОЗМІР ВИРОБУ	S	M	L
Окружність зап'ястя, см	14-18	19-23	24-28

БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ З АНАТОМІЧНИМИ ШИНАМИ

TRIVES T-8309



ПОКАЗАННЯ:

- реабілітація після травм зап'ястя, вивихів або підвивихів в променево-зап'ястковому, зап'ястково-п'ясткових і першому п'ястково-фаланговому суглобах
- реабілітація після гіпсової іммобілізації та оперативних втручань
- карпальний та ульнарний синдроми, синдром Зудека, синдром де Кервена


ОСОБЛИВОСТІ:

- м'який, нерозтягуваний матеріал
- модельована шина і система застібок фіксують 1-й палець в функціонально вигідному положенні
- випускається в двох варіантах: для лівої та правої руки

① ③

РОЗМІР ВИРОБУ	S	M	L	XL
Окружність зап'ястя, см	11,5-14,0	14,0-16,5	16,5-19,0	19,0-22,5

① НЕОПРЕН




Повітротропроникний 1й шар – нейлон, міцний еластичний матеріал, що зберігає потрібну температуру. 2й шар – неопрен. 3й шар – поліестер

② AIR TECH

Це сучасний еластичний матеріал тривимірної структури з вираженими компресійними властивостями. Має високу пружність та здатність до збереження форми. Завдяки осередкам різного розміру та вертикально розташованим волокнам Air Tech забезпечує відмінне відведення вологи з поверхні тіла та чудову циркуляцію повітря.

③ МЕТАЛЕВА ПЛАСТИНА



Фіксує променево-зап'ястковий суглоб

④ АЕРОПРЕН



Повітротропроникний тришаровий матеріал: 1й шар – нейлон, 2й шар – 3-міліметровий перфорований неопрен, 3й шар – бавовна

ФІКСАТОРИ ДЛЯ РУК ТА ПЛЕЧОВОГО ПОЯСУ

БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ

TRIVES T-8312



ПОКАЗАННЯ:

- забої, пошкодження зв'язок першого зап'ястково-п'ясткового та п'ястково-фалангового суглобів
- артрози, артрити та артралгії першого зап'ястково-п'ясткового та п'ястково-фалангового суглобів
- реабілітація після травм, гіпсової іммобілізації та оперативних втручань в області 1-го пальця і першої п'ясткової кістки

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- фіксацію першого зап'ястково-п'ясткового та п'ястково-фалангового суглобів у функціонально вигідному положенні
- іммобілізацію 1-го пальця кисті

ОСОБЛИВОСТІ:

- матеріал Air tech
- модельована шина забезпечує оптимальну стабілізацію першого зап'ястково-п'ясткового і першого плюснофалангового суглобу

② ③

• Розмір: **універсальний**

БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ

TRIVES T-8205



ПОКАЗАННЯ:

- реабілітація після травм і операцій на ліктьовому суглобі
- зовнішній та внутрішній епіконділіти, синовіти та набряки при артрозах і артритах ліктьового суглобу
- болі в суглобі при травмах, запальних захворюваннях сухожильно-зв'язкового апарату
- профілактика запалення сухожиль м'язів передпліччя при тривалому фізичному навантаженні

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- фіксацію та компресію ліктьового суглобу і верхньої третини передпліччя

ОСОБЛИВОСТІ:

- бічні силіконові вставки з вирізами для надвиростків здійснюють компресійний вплив на м'язи передпліччя

② ③

РОЗМІР ВИРОБУ	S	M	L	XL
Окружність лікта, см	23-25	25-28	28-31	31-34

БАНДАЖ ФІКСУЮЧИЙ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ
(ПОВ'ЯЗКА ДЕЗО)

TRIVES T-8101



ПОКАЗАННЯ:

- забої, вивихи та переломи плеча та ліктьового суглобу, неускладнені переломи ключиці
- реабілітація після травм і операцій на верхній кінцівці
- артрози та артрити верхньої кінцівки
- парези та паралічі верхньої кінцівки

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- фіксацію верхньої кінцівки у функціонально вигідному положенні
- розвантаження суглобів верхньої кінцівки

ОСОБЛИВОСТІ:

- виготовлений з тришарового повітропроникного трикотажного матеріалу

РОЗМІР ВИРОБУ	S	M	L	XL
Окружність лікта, см	28-33	33-38	38-43	від 43

ФІКСАТОРИ ДЛЯ РУК ТА ПЛЕЧОВОГО ПОЯСУ

БАНДАЖ ПЛЕЧОВИЙ ПІДТРИМУЮЧИЙ (КОСИНКА)



TRIVES T-8102

ПОКАЗАННЯ:

- іммобілізація плечового суглобу та верхньої кінцівки після операцій і гіпсових пов'язок
- часткові пошкодження сумково-зв'язкового апарату ключично-акроміального з'єднання, плечового і ліктьового суглобів
- підвивири та вивири плеча, забиття верхньої кінцівки
- артрози, артрити великих суглобів руки, плечолопаткові періартрити

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- фіксацію верхньої кінцівки
- розвантаження м'язово-зв'язкового апарату і суглобів верхньої кінцівки

ОСОБЛИВОСТІ:

- виготовлений з тришарового повітропроникного трикотажного матеріалу

РОЗМІР ВИРОБУ	S	M	L	XL
Розмір одягу, см	40-42	44-46	48-50	52-54

БАНДАЖ ПІДТРИМУЮЧИЙ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ (КОСИНКА)



TRIVES T-8191 EVOLUTION

ПОКАЗАННЯ:

- іммобілізація плечового суглобу і верхньої кінцівки після операцій та гіпсових пов'язок
- часткові пошкодження сумково-зв'язкового апарату ключично-акроміального з'єднання, плечового і ліктьового суглобів, підвивири плеча, забиття верхньої кінцівки
- артрози, артрити суглобів верхньої кінцівки, плечолопатковий періартрит
- парези і паралічі верхньої кінцівки
- вивири, в тому числі звичні вивири плечової кістки
- реабілітація після переломів лопатки

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- фіксацію верхньої кінцівки у функціонально вигідному положенні
- розвантаження м'язово-зв'язкового апарату і суглобів верхньої кінцівки

ОСОБЛИВОСТІ:

- виготовлений зі щільного сітчастого матеріалу з високою волого- та повітропроникністю
- м'яка накладка попереджає натирання шкіри при тривалому використанні
- підходить для лівої і правої руки

РОЗМІР ВИРОБУ	S	M	L	XL
Довжина передпліччя, см	30-33	33-36	36-39	39-42

БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ ФІКСУЮЧИЙ З АБДУКЦІЙНОЮ ПОДУШКОЮ



TRIVES T-8106

ПОКАЗАННЯ:

- іммобілізація верхньої кінцівки після вправлення вивиху плечової кістки, при пошкодженні зв'язкового апарату плечового суглобу
- стан після оперативних втручань на обертальній манжеті плеча
- запальні та дегенеративні захворювання в області плечового суглобу

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- фіксацію верхньої кінцівки в положенні внутрішньої ротації та відведення на 30°
- розвантаження верхньої кінцівки

ОСОБЛИВОСТІ:

- оснащений абдукційною подушкою для відведення кінцівки на 30°
- регульована довжина наплічного ремня і ремня, що фіксує бандаж до поясу
- має фіксуючий ремінець для кисті

РОЗМІР ВИРОБУ	S	M	L
Окружність від ліктя до середини кисті, см	29-34	35-37	38-41

ФІКСАТОРИ ДЛЯ РУК ТА ПЛЕЧОВОГО ПОЯСУ

БАНДАЖ НА ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ ФІКСУЮЧИЙ

TRIVES T-8107

ПОКАЗАННЯ:

- гострі та хронічні захворювання області плечового суглобу (артрити, артрози, плечолопатковий періартрит, плексити, міозити та ін.)
- пошкодження м'язово-зв'язкового апарату плечового суглобу, в тому числі звичні вивихи плечової кістки
- реабілітація після гіпсової іммобілізації через травми плеча

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- легку фіксацію плечового суглобу
- розвантаження зв'язкового апарату, зниження напруги м'язів, зменшення набряку

ОСОБЛИВОСТІ:

- виготовлений з трикотажного 3D-матеріалу, що забезпечує диференційовану компресію плечового суглобу
- бандаж універсальний, підходить для лівої і правої руки
- легкий та тонкий, не помітний під одягом



③

РОЗМІР ВИРОБУ	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Окружність плеча, см	22-24	24-26	26-29	29-32	32-36	36-40

БАНДАЖ КОМПРЕСІЙНИЙ
НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ НЕОПРЕНОВИЙ

TRIVES T-8301

ПОКАЗАННЯ:

- часткові пошкодження зв'язок та удари променево-зап'ясткового суглобу
- запальні захворювання суглобу
- профілактика травм променево-зап'ясткового суглобу при заняттях спортом та інтенсивних фізичних навантаженнях

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- помірну фіксацію і компресію променево-зап'ясткового суглобу
- легку фіксацію великого пальця і першого плеснофалангового суглобу
- мікромасажний та тепловий вплив

ОСОБЛИВОСТІ:

- виготовлений з перфорованого неопрена
- забезпечений контактною стрічкою (застібка «Велкро»)
- бандаж універсальний: підходить для лівої та правої руки
- петля надягається на 1-й палець кисті



①

Розмір: **універсальний**

БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ

T-8302

ПОКАЗАННЯ:

- часткові пошкодження зв'язок та удари променево-зап'ясткового суглобу
- профілактика травм променево-зап'ясткового суглобу при заняттях спортом і інтенсивних фізичних навантаженнях
- в комплексному лікуванні запальних і дегенеративних захворювань променево-зап'ясткового суглобу

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:


- легку фіксацію і компресію променево-зап'ясткового суглобу

ОСОБЛИВОСТІ:

- виготовлений з трикотажного матеріалу, що містить 90% бавовни
- не викликає алергічних реакцій та подразнення шкіри
- добре відводить вологу з поверхні шкіри
- підходить для лівої і правої руки


Розмір: **універсальний**

① НЕОПРЕН




Повітрепроникний 1й шар – нейлон, міцний еластичний матеріал, що зберігає потрібну температуру. 2й шар – неопрен. 3й шар – поліестер.

② СИЛІКОНОВА ВСТАВКА



Забезпечує захист та компресійний вплив.

③ СПЕЦІАЛЬНЕ В'ЯЗАННЯ



Для максимального прилягання виробу до тіла. До складу входить 67% високоякісної египетської бавовни, яка чудово пропускає повітря.

ФІКСАТОРИ ДЛЯ РУК ТА ПЛЕЧОВОГО ПОЯСУ

БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ

T-8303



ПОКАЗАННЯ:

- часткові пошкодження зв'язок та удари променево-зап'ясткового суглобу
- профілактика травм променево-зап'ясткового суглобу при заняттях спортом і інтенсивних фізичних навантаженнях
- запальні захворювання суглобу

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- легку фіксацію і компресію променево-зап'ясткового суглобу
- термозберігаючий та масажні ефекти

ОСОБЛИВОСТІ:

- виготовлений з неопрену
- внутрішній шар, прилеглий до шкіри, Coolmax- сучасний, повітропроникний матеріал, що має виражені вологовідвідні властивості
- підтримує оптимальний температурний баланс шкіри
- підходить для лівої і правої руки
- не викликає алергічних реакцій та подразнення шкіри

Розмір: **універсальний**

БАНДАЖ ДИТЯЧИЙ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ

T-8331



ПОКАЗАННЯ:

- реабілітація після метафізарного перелому і остеоепіфізеолізу в нижній третині передпліччя
- удари, ушкодження зв'язкового апарату променево-зап'ясткового суглобу
- реабілітація після гіпсової іммобілізації та оперативних втручань
- остеохондропатії дистального епіфіза ліктьової кістки, шиловидного відростка ліктьової кістки
- тендовагініти в області променево-зап'ясткового суглобу
- в комплексному лікуванні ювенільного артриту променево-зап'ясткового суглобу
- нестабільність променево-зап'ясткового суглобу

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- стабілізацію і розвантаження нижньої третини передпліччя, рівномірну регульовану компресію променево-зап'ясткового суглобу
- зменшення больового синдрому і явищ запалення, стимуляцію відновлювальних процесів
- напівжорстку фіксацію променево-зап'ясткового суглобу в функціонально вигідному положенні зі збереженням рухів в пальцях кисті

ОСОБЛИВОСТІ:

- матеріал Air tech - сучасний еластичний матеріал тривимірної структури з вираженими компресійними властивостями.
- має високу пружність і здатність до збереження форми. Завдяки осередкам різного розміру і вертикально розташованим волокнам матеріал Air tech забезпечує відмінний відвід вологи з поверхні тіла і чудову циркуляцію повітря
- знімна моделююча металева шина по долонній поверхні виключає згинання в променево-зап'ястковому суглобі
- фіксація бандажа здійснюється за допомогою застібок «Велкро»
- щільність фіксації регулюється за рахунок широкої стрічки
- випускається для лівої і правої руки

РОЗМІР ВИРОБУ	1 (XXXS)	2 (XXS)	3 (XS)
Окружність променево-зап'ясткового суглобу, см	10-12	12-14	14-16

ФІКСАТОРИ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА

Trives

Щільний, гіпоалергенний та легкий
eva-матеріал

Легкий та міцний
гідротеплоізоляційний пінополіуретан
з властивостями поглинання вологи

Анатомічна форма,
текстильна застібка «велкро»

ФІКСАТОРИ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА TRIVES

БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА

TRIVES TB-003, 004, 005, EVOLUTION



ПОКАЗАННЯ:

- нестабільність шийного відділу хребта, головні болі, запаморочення
- забої, розтягнення, міозити, ротаційний підвих 1-го і 2-го шийних хребців в гострому, підгострому та запальному періодах
- остеохондроз і спондилоартроз з больовим і корінцевим синдромом
- період реабілітації після травм і операцій на шийному відділі хребта
- період відновлення після жорсткої фіксації шиї та голови (гіпсовою пов'язкою або коміром жорсткої фіксації)
- при опіках шиї для профілактики утворення рубців, що тягнуть
- профілактика перенапруження м'язів шиї здорової людини при тривалій сидячій роботі, поїздках тощо

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- легку фіксацію шийного відділу хребта і голови
- розвантаження шийних хребців і м'язово-зв'язкового апарату шиї
- нормалізацію кровообігу голови та шиї
- обмеження руху в шийному відділі хребта

ОСОБЛИВОСТІ:

- виготовлений з пінополіуретану, оснащений контактною стрічкою (застібка «Велкро»)
- чохол: основний і додатковий знімний чохол виготовлені з бавовни, приємні до тіла, не викликають подразнення шкіри

③ ④

РОЗМІР ВИРОБУ	TB-003 (8,0-50)	TB-003 (9,0-50)	TB-004 (10-53)	TB-005 (11-53)	TB-005 (12-53)
Висота виробу, см	8	9	10	11	12
Довжина виробу, см	50	50	53	53	53

ФІКСАТОР ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ТИПУ «ФІЛАДЕЛЬФІЯ»

TRIVES TB-090

ПОКАЗАННЯ:

- будь-які травми шийного відділу хребта на догоспітальному етапі
- лікування ізольованих переломів остистих і поперекових відростків шийних хребців, важких пошкоджень м'язово-зв'язкового апарату шиї
- після опіків шиї для профілактики утворення рубців, що тягнуть

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- жорстку фіксацію шийного відділу хребта, м'язово-зв'язкового апарату шиї
- розвантаження шийних хребців
- нормалізацію кровообігу, зменшення явищ запалення та активацію відновлювальних процесів

ОСОБЛИВОСТІ:

- виготовлений зі щільного гіпоалергенного, водостійкого, легко санованого EVA-матеріалу
- фіксація за допомогою застібки «Велкро»
- має отвір для трахеї



① ② ⑥

РОЗМІР ВИРОБУ	TB-090.2	TB-090.3	TB-090.4	TB-090.5
Висота виробу, см	5,7	8,3	10,8	13,3

РОЗМІР ВИРОБУ	S	M	L	XL
Окружність шиї, см	25-33	33-41	41-48	48 і більше

① ЗАСТІБКА «ВЕЛКРО»



Текстильна застібка, надійно фіксує виріб

② EVA-МАТЕРІАЛ



Щільний, гіпоалергенний та легко санований

③ ВОВНЯНИЙ ЧОХОЛ



М'який вовняний чохол забезпечує комфорт при носінні

④ ПІНОПОЛІУРЕТАН




Легкий і міцний гідротеплоізоляційний матеріал, що має своєрідну структуру, завдяки якій має найменше водопоглинання

⑤ АНАТОМІЧНА ФОРМА



Складається з двох частин згідно з анатомічними особливостями голови та шиї

⑥ ПЛАСТИКОВІ ЕЛЕМЕНТИ



Посилений пластиковими елементами, що додають виробу необхідну жорсткість

М'ЯЧІ ТА МАСАЖЕРИ



Trives

Широкий асортимент для відновлення
та профілактики

Повернення чутливості нервових
закінчень та покращення кровообігу

Масажний кабінет у себе дома

М'ЯЧІ ТА МАСАЖЕРИ

М'ЯЧ ГОЛЧАСТИЙ ОМ-104, ОМ-105, ОМ-106, ОМ-107, ОМ-108, ОМ-109, ОМ-110

**ЗАБЕЗПЕЧУЄ:**

- лікувальний та профілактичний масаж всіх частин тіла
- відновлення чутливості нервових закінчень після травм та операцій
- покращення кровообігу та прискорення обмінних процесів в області застосування
- розслаблення, зняття стресу

TRIVES M-520 «ТРИО»

**ЗАБЕЗПЕЧУЄ:**

- поліпшення кровообігу
- збільшення току лімфи
- зменшення набряків
- нормалізацію м'язового тону
- зниження втоми
- зниження м'язового болю
- антицелюлітну дію

TRIVES M-523 «КОШЕНЯ»

**ЗАБЕЗПЕЧУЄ:**

- поліпшення кровообігу
- зниження втоми
- зняття м'язового болю

ОСОБЛИВОСТІ:

- зручний і простий в застосуванні
- оригінальна форма особливо приваблива для дітей

З РУЧКОЮ

TRIVES M-401

**ЗАБЕЗПЕЧУЄ:**

- рефлексогенний та масажний вплив на будь-які групи м'язів
- зменшення болю, зняття втоми
- поліпшення обміну речовин і кровообігу в області застосування

ORTOMED OM-402 ДВА ВЕЛИКІ М'ЯЧІ

**ПОКАЗАННЯ:**

- для загальнозміцнюючого та антицелюлітного масажу

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- зменшення болю
- зняття втоми
- поліпшення обміну речовин і кровообігу в області застосування

ОСОБЛИВОСТІ:

- особливо ефективні для великих м'язових груп

TRIVES M-403 ТРИ МАЛЕНЬКІ М'ЯЧІ

**ПОКАЗАННЯ:**

- масаж і тренування м'язів спини і тазу
- тренування вестибулярного апарату
- для підтримки правильної постави
- для занять фітнесом

М'ЯЧІ ТА МАСАЖЕРИ

ДЛЯ ОБЛИЧЧЯ TRIVES M-525 РОЛИКОВИЙ



TRIVES M-526



ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- поліпшення кровообігу
- збільшення току лімфи
- зменшення набряків
- поліпшення кольору обличчя-надання свіжості

МАСАЖЕР-РУКАВИЦЯ ORTOMED OM-524 РОЛИКОВИЙ «ЧУДО»



ORTOMED OM 550



ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- поліпшення кровообігу
- збільшення току лімфи
- зменшення набряків
- нормалізацію м'язового тону
- зниження втоми
- зниження м'язового болю
- антицелюлітну дію

ОСОБЛИВОСТІ:

- зручні та прості в застосуванні
- особливо ефективні для великих м'язових груп

РОЛИКОВИЙ МАСАЖЕР OM-528



ПОКАЗАННЯ:

- профілактичний і лікувальний масаж всіх частин тіла
- профілактика і боротьба з целюлітом
- покращення кровообігу і прискорення обмінних процесів в області застосування
- підвищення працездатності, зняття втоми
- при м'язових контрактурах, розтягненнях
- після травм і забоїв
- в післяопераційний період після розривів м'язів і зв'язок
- для профілактики при больовому синдромі м'язів, ДЦП, цукровому діабеті

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- поліпшення кровообігу
- зняття втоми, больового синдрому
- антицелюлітну дію
- розслаблюючу і тонізуючу дію
- підвищення еластичності м'язів

ОСОБЛИВОСТІ:

- дві пластикові насадки з шипами

ЕСПАНДЕРИ КИСТЬОВІ

ORTOMED OM-111 ГОЛЧАСТИЙ



ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- тренування м'язів кисті і передпліччя
- поліпшення функціонального стану кисті

TRIVES M-651



ПОКАЗАННЯ:

- тренування м'язів кисті і передпліччя

ОСОБЛИВОСТІ:

- лічильник дозволяє стежити за кількістю виконаних вправ

TRIVES M-204



ПОКАЗАННЯ:

- реабілітація після травм і операцій в області пальців і кисті
- зміцнення і розробка м'язів кисті рук при тривалій роботі з клавіатурою і мишкою комп'ютера
- ревматичні захворювання пальців кисті, артрози, контрактури в суглобах пальців кисті
- оздоровча та лікувальна гімнастика для м'язів кисті та передпліччя

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- покращення рухливості в суглобах і тренування м'язів пальців кисті та передпліччя
- розвиток великої і дрібної моторики
- покращення мікроциркуляції та зміцнення м'язово-зв'язкового апарату кисті

М'ЯЧІ ТА МАСАЖЕРИ ORTOMED, TRIVES

ЕСПАНДЕРИ ГРУДНІ
СИЛІКОНОВІ
TRIVES M-302
ДВА ДЖГУТИ

ПОКАЗАННЯ:

- для активного відпочинку, оздоровчої гімнастики, спорту, ЛФК та реабілітації

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- тренування різних м'язових груп

М'ЯЧІ СИЛІКОНОВІ
ORTOMED OM-201

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- масажний та рефлекторний вплив на шкіру, м'язи, судини та нервову систему
- тренування дрібної моторики
- стимуляцію тактильної чутливості
- відновлення функції кисті
- розслаблення, зняття стресу

М'ЯЧІ ГОЛЧАСТІ НА
ПІДСТАВЦІ
ORTOMED OM-404

ПОКАЗАННЯ:

- для рефлексогенного впливу та масажу стоп, в тому числі у комплексному лікуванні плоскостопості

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- покращення кровообігу
- нормалізацію м'язового тону
- зниження стомлюваності стоп при тривалій сидячій роботі
- стимуляцію біологічно активних зон стоп

ПІВСФЕРА ГОЛЧАСТА
ORTOMED OM-513

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- масаж і рефлексогенний вплив на підошовну поверхню стоп
- покращення кровообігу
- нормалізацію м'язового тону
- зниження стомлюваності стоп при тривалій сидячій роботі
- стимуляцію біологічно активних зон
- Ø основи 16 см

ДИСКИ ГІМНАСТИЧНІ
TRIVES M-502

TRIVES M-501



ПОКАЗАННЯ:

- для оздоровчої та лікувальної гімнастики при різних варіантах патології опорно-рухового апарату, а також з метою їхньої профілактики

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- тренування м'язів нижніх кінцівок і хребта
- розвиток вестибулярного апарату і координацію рухів
- масаж і рефлексогенний вплив на підошовну поверхню стоп

ОСОБЛИВОСТІ:

- покращують кровообіг і знижують стомлюваність стоп при тривалій сидячій роботі

ТРЕНАЖЕР-
МАСАЖЕР З ДВОМА
КОЛЕСАМИ
M-621

ПОКАЗАННЯ:

- тренування м'язів пояса, верхніх кінцівок, спини і живота (преса)

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- відновлення рухливості в грудному і поперековому відділах хребта
- прискорення метаболізму і покращення кровообігу в м'язах

ОСОБЛИВОСТІ:

- тренажер з двома колесами - гімнастичний ролик, ролик для преса, колесо для преса, гімнастичне колесо, колесо для фітнесу та ін
- має зручні ручки з м'яким покриттям
- основа тренажера виконана з міцної сталі

М'ЯЧІ ТА МАСАЖЕРИ ORTOMED, TRIVES

МАСАЖЕР "КВАДРО"
М-522

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- профілактичний і лікувальний масаж всіх частин тіла
- профілактика і боротьба з целюлітом
- покращення кровообігу і прискорення обмінних процесів в області застосування
- підвищення працездатності, зняття втоми
- при м'язових контрактурах, розтягненнях
- після травм і забоїв
- в післяопераційний період після розривів м'язів і зв'язок
- для профілактики при больовому синдромі м'язів, ДЦП, цукровому діабеті

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:


- зниження втоми
- усунення м'язового болю
- антицелюлітну дію
- місцеву рефлексогенну дію на шкіру, м'язи, судини і нервові закінчення
- особливо ефективний для великих м'язових груп

ОСОБЛИВОСТІ:

- дві пластикові насадки з шипами

ПОДУШКИ БАЛАНСУВАЛЬНІ

ORTOMED OM-511



Розмір: Ø 33 см
Висота: 2,5 см

ORTOMED OM-512



Розмір: Ø 33 см
Висота: 5,3 см

ПОКАЗАННЯ:

- для оздоровчої та лікувальної гімнастики при різних варіантах патології опорно-рухового апарату, а також з метою профілактики

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

- тренування м'язів тулуба і нижніх кінцівок
- розвиток вестибулярного апарату і координацію рухів
- масаж і рефлексогенний вплив на м'язи тулуба і кінцівок, в т. ч. і в комплексному лікуванні захворювань верхнього відділу хребта (викривлення постави, сколіоз, кіфоз)

КИЛИМКИ МАСАЖНІ ДЛЯ ВСІЄЇ СІМ'Ї

КИЛИМОК-МАСАЖЕР
«МОРСЬКІ
КАМІНЧИКИ»
ORTOMED OM-514

ПОКАЗАННЯ:

- для профілактики і лікування різних видів плоскостопості та інших деформацій стоп у дітей і дорослих

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- масажний та рефлексогенний вплив на підшовну поверхню стоп
- тренування м'язів підшовної поверхні стоп

ОСОБЛИВОСТІ:

- сприяє правильному формуванню поздовжніх зводів стоп у дітей та розвантаженню в області передніх відділів стоп у дорослих

КИЛИМОК-МАСАЖЕР
«ЧАРІВНІ КАМІНЧИКИ»
TRIVES M-515

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- правильне формування фізіологічних зводів стоп у дітей
- нормалізацію м'язового тону стоп
- активний вплив на рефлексогенні зони стоп
- покращення еластичності і зміцнення м'язів стопи
- стимулювання кровообігу і посилення обмінних процесів в нижніх кінцівках
- покращення функціонального стану опорно-рухового апарату

ОСОБЛИВОСТІ:

- складається з 4х модулів, які поєднуються один з одним за типом пазлів
- виготовлений з екологічно чистого, гіпоалергенного ПВХ-матеріалу, що ефективно амортизує ударне навантаження
- два варіанти жорсткості: м'який рекомендований для дітей, жорсткий рекомендований для дорослих
- розмір модуля: 25,8 × 25,8 см
- масажні елементи різної форми оптимальні для тренування м'язів стопи

М'ЯЧІ ТА МАСАЖЕРИ ORTOMED, TRIVES

АКУПУНКТУРНІ МАСАЖНІ КИЛИМКИ

КИЛИМОК-МАСАЖЕР «КОЛЬОРОВІ КАМІНЧИКИ» TRIVES M-516

**ПОКАЗАННЯ:**

Для дітей

- масаж підошовної поверхні стоп і тренування м'язово-зв'язкового апарату
- профілактика і лікування плоско-вальгусної деформації стоп
- гіпермобільність суглобів нижніх кінцівок для дорослих
- профілактика і лікування поздовжньої, поперечної та комбінованої плоскостопості
- набряки, важкість у ногах, хронічна венозна недостатність нижніх кінцівок
- в комплексному лікуванні наслідків травм і захворювань суглобів нижніх кінцівок
- профілактика захворювань нижніх кінцівок при тривалих статичних навантаженнях

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:


- правильне формування фізіологічних склепінь стоп у дітей
- нормалізацію м'язового тону стоп
- активний вплив на рефлексогенні зони стоп
- поліпшення еластичності стопи і зміцнення м'язів стопи
- стимуляцію кровообігу і поліпшення обмінних процесів в нижніх кінцівках
- поліпшення функціонального стану опорно-рухового апарату

ОСОБЛИВОСТІ:

- килимок складається з 4х модулів, що з'єднуються між собою за типом пазлів
- виготовлений з екологічно чистого, гіпоалергенного PVC-матеріалу, ефективно амортизує ударне навантаження
- два варіанти жорсткості: м'який рекомендований для дітей, жорсткий рекомендований для дорослих
- розмір модуля: 25,8 x 25,8 см
- масажні елементи різної форми оптимальні для тренування м'язів стопи



TRIVES M-701

КИЛИМКИ М-701 І М-702
ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ЗА РОЗМІРОМ**ПОКАЗАННЯ:**

- позбавляє від м'язових спазмів
- масажний килимок знімає больовий синдром
- застосовується для масажу та впливу на рефлексорні точки


ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- швидкий та повноцінний відпочинок після напруженого дня
- розслаблює після занять спортом і фітнесом
- підвищує працездатність і життєвий тонус, нормалізує сон і обмін речовин, покращує настрій

СКЛАД МАСАЖНОГО КИЛИМКА:

- чохол - бавовна
- наповнювач - пінополіуретан
- аплікатори - полімерний матеріал
- розмір килимка: 75x44x2,5 см

TRIVES M-702

**ПОКАЗАННЯ:**

- позбавляє від м'язових спазмів
- знімає больовий синдром
- застосовується для масажу та впливу на рефлексорні точки


ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- швидкий та повноцінний відпочинок після напруженого дня
- розслаблення після занять спортом і фітнесом
- підвищення працездатності і життєвого тону, нормалізацію сну і обміну речовин, покращення настрою

СКЛАД МАСАЖНОГО КИЛИМКА:

- чохол - бавовна
- наповнювач - кокосове волокно
- аплікатори - полімерний матеріал
- розмір килимка: 80x51x2,5 см

МАСАЖЕР (КОМПЛЕКТ) TRIVES M-700

**ПОКАЗАННЯ:**

- знімає больовий синдром
- позбавляє від м'язових спазмів
- нормалізує сон і обмін речовин, покращує настрій

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- швидкий і повноцінний відпочинок після напруженого дня
- розслаблення після занять спортом і фітнесом
- підвищення працездатності і життєвого тону
- розміри:
килимок - 68x42x2,5 см;
подушка - 43x16x8,5 см

СКЛАД МАСАЖЕРІВ:

- чохол - бавовна
- наповнювач - пінополіуретан
- аплікатори - полімерний матеріал
- в комплект входять акупунктурні масажні вироби: масажний килимок і масажна подушка

АКУПУНКТУРНИЙ МАСАЖНИЙ ВАЛИК TRIVES M-708

**ПОКАЗАННЯ:**

- масажна подушка позбавляє від м'язових спазмів
- знімає больовий синдром
- нормалізує м'язовий тонус
- застосовується для масажу та впливу на рефлексорні точки

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- підсилення кровообігу, активізацію обмінних процесів
- відновлення рухливості в суглобах
- прискорення відновлення працездатності

СКЛАД МАСАЖНОЇ ПОДУШКИ:

- чохол - бавовна
- наповнювач - пінополіуретан
- аплікатори - полімерний матеріал
- розмір килимка: 43x16x8,5 см

ОРТОПЕДИЧНІ ВИРОБИ ДЛЯ ДІТЕЙ

 **Trives** SINCE 1981 **Nova** 光星

Екологічні, інноваційні та
гіпоалергенні матеріали

Анатомічні конструкції та комфорт

Безпека за будь яких
фізіологічних станів

ОРТОПЕДИЧНІ ВИРОБИ ДЛЯ ДІТЕЙ TRIVES, NOVA

БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (TRIVES TB000, 001, 002 EXPERT®)

TB-000



ПОКАЗАННЯ:

- родова черепно-спинальна травма та порушення мозкового кровообігу у новонароджених
- в комплексному лікуванні м'язової кривошиї
- забої, міозити, ротаційний підвих 1-го і 2-го шийних хребців
- патологічна постава голови у дітей з легкими формами дитячого церебрального паралічу
- реабілітація після травм і операцій на шийному відділі хребта

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- легку фіксацію шийного відділу хребта та голови
- розвантаження тіл шийних хребців і м'язово-зв'язкового апарату шиї
- нормалізацію кровообігу голови та шиї
- обмеження руху в шийному відділі хребта

ОСОБЛИВОСТІ:

- виготовлений з пінополіуретану, забезпечений контактною стрічкою (застібка «Велкро»).
- чохол: основний і додатковий знімні чохла виготовлені з бавовни, приємні до тіла, не викликають подразнення шкіри

① ② ③

РОЗМІР ВИРОБУ	TB-000 (3,5-32)	TB-000 (4,0-33)	TB-001 (5,0-36)	TB-002 (6,5-36)	TB-002 (6,5-42)	TB-002 (8,0-36)	TB-002 (8,0-42)
Висота виробу, см	3,5	4	5	6,5	6,5	8	8
Довжина виробу, см	32	33	36	36	42	36	42

ЗАСТІБКА «ВЕЛКРО»



Текстильна застібка, надійно фіксує виріб



ПІНОПОЛІУРЕТАН

Легкий і міцний гідротеплоізоляційний матеріал, що має своєрідну структуру, завдяки якій демонструє мінімальне водопоглинання.



БАВОВНЯНИЙ ЧОХОЛ

Мякий бавовняний чохол забезпечує комфорт при носінні

TB-001, TB-002



РЕКЛІНАТОРИ ОРТОПЕДИЧНІ

TRIVES T-1730, КИЛЬЦЯ ДЕЛЬБЕ

ПОКАЗАННЯ:

- реабілітація після окістних переломів ключиці
- реабілітація після оперативного лікування травм ключиці
- пошкодження зв'язкового апарату ключично-акроміального з'єднання
- різні варіанти порушення постави у дітей

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- розведення плечей, реклінацію верхньогрудного відділу хребта
- фіксацію ключично-акроміального з'єднання
- розвантаження зв'язкового апарату ключиці

РОЗМІР ВИРОБУ	XXXS	XXS	XS
Окружність грудної клітини, см	до 40	40-50	50-70



TRIVES T-1773

ПОКАЗАННЯ:

- різні варіанти порушення постави: сутула постава, плоска спина, плоско-увігнута спина, кругло-увігнута спина
- кіфотична та сколіотична деформації хребта I-II ступеня
- забої та міозити в області спини (запальний процес), що поєднуються з болями в суглобах
- реабілітація після травм в грудному відділі хребта
- остеохондропатії хребта легкого ступеня

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- підтримку правильної постави за рахунок регульованого розведення плечей з одночасною фіксацією груднопоперекового відділу хребта
- формування у пацієнта стереотипу правильної постави
- легке моделювання фізіологічних вигинів хребта
- розвантаження м'язів спини

ОСОБЛИВОСТІ:

- забезпечений 2 металевими ребрами жорсткості, модельованими згідно з фізіологічними вигинами хребта
- конструкція нерозтяжних лямок і застібок розводить плечі та дозволяє поетапно формувати правильну поставу



РОЗМІР ВИРОБУ	0	1	2
Окружність талії, см	52-62	62-70	70-82

ОРТОПЕДИЧНІ ВИРОБИ ДЛЯ ДІТЕЙ TRIVES, NOVA

БАНДАЖ ПЛЕЧОВИЙ ПІДТРИМУЮЧИЙ (КОСИНКА)

TRIVES T-8130



②

ПОКАЗАННЯ:

- реабілітація після травм, гіпсової іммобілізації та оперативних втручань на плечовому суглобі та верхній кінцівці
- парези та паралічі верхньої кінцівки
- травматичні епіфізеолізи верхньої кінцівки
- гострі та хронічні запальні захворювання суглобів верхньої кінцівки (акроміальний бурсит, тендиніт сухожиль біцепса та ін.)
- остеохондропатії головки плечової кістки та акроміона лопатки

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- фіксацію верхньої кінцівки в середньофізіологічному положенні (згинання в ліктьовому суглобі та внутрішня ротація в плечовому суглобі)
- розвантаження м'язово-зв'язкового апарату верхньої кінцівки

ОСОБЛИВОСТІ:

- виготовлений з м'якого міцного повітропроникного матеріалу, комфортного при тривалому застосуванні
- універсальний, підходить для лівої і правої руки
- має ремінець для фіксації верхньої кінцівки до тулуба
- колір синій

ДИТЯЧИЙ БАНДАЖ НА ПРОМЕНЕВО-ЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ

TRIVES T-8330



②③④

ПОКАЗАННЯ:

- реабілітація після метафізарних переломів і остеоепіфізеолізів у нижній третині передпліччя, переломів човноподібної та першої п'ясткової кісток
- забої, ушкодження зв'язкового апарату променево-зап'ясткового суглобу і першого п'ястково-фалангового суглобу
- реабілітація після гіпсової іммобілізації та оперативних втручань
- остеохондропатії дистального епіфіза ліктьової кістки, шилоподібного відростка ліктьової кістки, півмісяцевої та човноподібної кісток
- тендовагініти в області променево-зап'ясткового суглобу
- в комплексному лікуванні ювенільного артриту променево-зап'ясткового суглобу
- нестабільності променево-зап'ясткового суглобу

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- стабілізацію та розвантаження нижньої третини передпліччя, рівномірну регульовану компресію променево-зап'ясткового суглобу
- зменшення больового синдрому та явищ запалення, стимуляцію відновлювальних процесів
- напівжорстку фіксацію променево-зап'ясткового та першого п'ястково-фалангового суглобу в функціонально вигідному положенні

ОСОБЛИВОСТІ:

- матеріал Air tech - сучасний еластичний матеріал тривимірної структури з вираженими компресійними властивостями. Має високу пружність і здатність до збереження форми. Завдяки коміркам різного розміру та вертикально розташованим волокнам Air tech забезпечує відмінне відведення вологості з поверхні тіла та чудову циркуляцію повітря
- знімна модельована металева шина по долонній поверхні виключає згинання у променево-зап'ястковому суглобі
- фіксація бандажа здійснюється за допомогою застібок «Велкро»
- щільність фіксації регулюється за рахунок широкої стрічки
- випускається для лівої та правої руки
- модельована металева шина і система застібок фіксує перший палець в функціонально-вигідному положенні та стабілізує перший п'ястково-фаланговий суглоб


РОЗМІР ВИРОБУ	XXXS	XXS	XS
Окружність променево-зап'ясткового суглобу, см	10-12	12-14	14-16

① МЕТАЛЕВІ РЕБРА ЖОРСТКОСТІ



Фіксують та розвантажують поперек.

② ЗАСТІБКА «ВЕЛКРО»



Гарантовано витримує 1000 прилипань.

③ AIR TECH.

Це сучасний еластичний матеріал тривимірної структури з вираженими компресійними властивостями. Має високу пружність та здатність до збереження форми. Завдяки осередкам різного розміру та вертикально розташованим волокнам Air Touch забезпечують відмінне відведення вологості з поверхні тіла та чудову циркуляцію повітря.

ОРТОПЕДИЧНІ ВИРОБИ ДЛЯ ДІТЕЙ TRIVES, NOVA

ДИТЯЧИЙ БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ З ПРУЖИННИМИ РЕБРАМИ ЖОРСТКОСТІ TRIVES T-8530



① ② ③

ПОКАЗАННЯ:

- часткові пошкодження бічних зв'язок
- реабілітація після гіпсової іммобілізації та оперативних втручань
- больовий синдром при бурситі, синовіті, гоніті, ревматоїдному артриті, хондроматозі
- в комплексному лікуванні хвороби Левена
- хвороба Осгуда-Шлаттера

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- фіксацію, компресію та розвантаження колінного суглобу і надколінка
- стимуляцію пропріорецепторів і активацію роботи м'язів

ОСОБЛИВОСТІ:

- матеріал Air tech - сучасний еластичний матеріал тривимірної структури з вираженими компресійними властивостями. Має високу пружність і здатність до збереження форми. Завдяки коміркам різного розміру та вертикально розташованим волокнам Air tech забезпечує відмінне відведення вологи з поверхні тіла та чудову циркуляцію повітря.
- застібка на стегні забезпечує оптимальне прилягання виробу до тіла
- має додаткове кільце для фіксації та розвантаження надколінка
- посилений двома стрічками для надійної фіксації на кінцівці
- забезпечений 4 пружинними ребрами жорсткості по медіальній та латеральній поверхнях
- колір синій

ДИТЯЧИЙ БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ З МЕТАЛЕВИМИ ШАРНІРАМИ TRIVES T-8532



② ③ ⑤

ПОКАЗАННЯ:

- реабілітація після пошкодження хрестоподібних зв'язок колінного суглобу
- реабілітація після гіпсової іммобілізації та оперативних втручань
- в комплексному лікуванні хвороби Левена, остеохондропатії горбистості великогомілкової кістки, хвороби Кеніга, гоніті, ревматоїдному артриті

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- фіксацію, компресію та розвантаження колінного суглобу і надколінка
- стимуляцію пропріорецепторів і активацію роботи м'язів
- медіальну та латеральну стабілізацію колінного суглобу

ОСОБЛИВОСТІ:

- матеріал Airtech - сучасний еластичний матеріал тривимірної структури з вираженими компресійними властивостями. Має високу пружність і здатність до збереження форми. Завдяки коміркам різного розміру та вертикально розташованим волокнам Air tech забезпечує відмінне відведення вологи з поверхні тіла та чудову циркуляцію повітря
- застібка на стегні забезпечує оптимальне прилягання виробу до тіла
- має додаткове кільце для фіксації та розвантаження надколінка
- посилений двома стрічками для надійної фіксації на кінцівці; забезпечений металевими шарнірами, що забезпечують правильну біомеханіку колінного суглобу

ДИТЯЧИЙ БАНДАЖ ДЛЯ ПОВНОЇ ФІКСАЦІЇ КОЛІННОГО СУГЛОБА (ТУТОР) TRIVES T-8535



① ② ③

ПОКАЗАННЯ:

- гострі травми колінного суглобу та надколінка
- іммобілізація колінного суглобу після оперативних втручань і гіпсової пов'язки
- гемартроз
- пателлофеморальний больовий синдром
- в якості шини при транспортній іммобілізації
- в якості альтернативи гіпсовій пов'язці (за призначенням лікаря)

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- іммобілізацію колінного суглобу у функціонально вигідному положенні
- стабілізацію та фіксацію колінного суглобу


ОСОБЛИВОСТІ:

- складається з 3х панелей для індивідуального регулювання виробу по нозі
- забезпечений 2 модельованими шишами по бічних поверхнях і 1 з задньої поверхні
- м'який міцний повітропроникний матеріал комфортний при тривалому застосуванні
- система з 4х підсилювальних стрічок із застібками «Велкро» забезпечує надійну фіксацію бандажа на кінцівці

РОЗМІР ВИРОБУ	XXXS	XXS	XS
Окружність колінного суглобу, см	22-24	24-26	26-28

РОЗМІР ВИРОБУ	XXXS	XXS	XS
Висота виробу, см	26	30	40

④ МЕТАЛЕВА ПЛАСТИНА



Фіксує
променево-зап'ястковий суглоб.

⑤ ПОЛІЦЕНТРИЧНИЙ ШАРНІР



Надійний захист колінного суглобу від бокових
зміщень та перегинань.

ОРТОПЕДИЧНІ ВИРОБИ ДЛЯ ДІТЕЙ TRIVES, NOVA

БАНДАЖІ ФІКСУЮЧІ НА КУЛЬШОВИЙ СУГЛОБ

TRIVES T-8404
СТРЕМЕНЦЯ ПАВЛИКА

ПОКАЗАННЯ:

- дисплазія кульшового суглобу
- передвихів, підвихів головки стегна
- вивих головки стегна

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- фіксацію стегон в положенні згинання та відведення в кульшових суглобах розвантаження кульшових суглобів
- правильний розвиток вертлюжної западини

ПРОТИПОКАЗАННЯ:

- невправлюваний вивих головки стегна

РОЗМІР ВИРОБУ	1	2	3	4
Окружність грудей, см	24-34	34-43	43-52	52-61

TRIVES T-8402
ШИНА ФРЕЙКА

ПОКАЗАННЯ:

- Для правильного формування та розвитку кульшової западини у дітей з дисплазією кульшового суглобу.

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- фіксацію стегон в положенні відведення та згинання під кутом більшим або рівним 90°
- правильне формування вертлюжної западини

ОСОБЛИВОСТІ:

- виготовлений з гіпоалергенних, полімерних матеріалів, що не подразнюють шкіру
- м'які знімні чохли створюють додатковий комфорт

РОЗМІР ВИРОБУ	1	2	3	4
Відстань між підколінними ямками, см	14-17	17-19	19-22	22-25

ЗАСОБИ РЕАБІЛІТАЦІЇ

МИЛИЦЯ ПІДЛОКІТНА
NOVA B7761

10 рівнів
регулювання
висоти

змінні гумові
нековзаючі
насадки



**150
кг**
максимальне
навантаження
на пару милиць

ПРИЗНАЧЕННЯ:

- підлокітні милиці призначені для перенесення частини навантаження з нижніх кінцівок на ліктьовий суглоб і кисть
- милиці підходять для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату і в період реабілітації після операцій, хвороб і травм
- перевагами цієї моделі є компактність і велика, в порівнянні з паховими милицями, мобільність в пересуванні

ОСОБЛИВОСТІ:

- анатомічна рукоятка з нековзкого матеріалу з опорою для великого пальця і стопором, що запобігає зісковзуванню вперед
- легкий, міцний алюмінієвий сплав
- підлокітник і рукоятка з міцного нековзкого зносостійкого пластика
- колір срібло
- регульована висота - від **68 до 91 см**

ОПОРИ-ХОДУНКИ
NOVA B4072

4 рівні
регулювання
висоти



змінні гумові
нековзаючі
насадки

ПРИЗНАЧЕННЯ:

- ходунки допомагають і полегшують ходьбу людям з порушеннями опорно-рухового апарату
- покращують координацію, дозволяють зберегти рівновагу і зменшують навантаження на нижні кінцівки
- використовуються в період реабілітації після операцій, хвороб, травм

ОСОБЛИВОСТІ:

- легкий, міцний алюмінієвий сплав
- складаються за допомогою однієї кнопки
- ручки покриті м'яким нековзким полімерним матеріалом
- регульована висота - від **61 до 67,5 см**





ОРТОПЕДИЧНІ ПОДУШКИ


Trives

Широкий асортимент для
приємного відпочинку

Професійне відновлення всього
опорно-рухового апарату

Максимальна анатомічна
конструкція подушок

ПОДУШКИ ОРТОПЕДИЧНІ ДИТЯЧІ

TRIVES TOP-105 З «ЕФЕКТОМ ПАМ'ЯТІ»,

ТРИШАРОВА З РЕГУЛЬОВАНОЮ
ВИСОТЮ



ПОКАЗАННЯ:

- головні болі, запаморочення, підвищена стомлюваність, болі в шийному відділі хребта
- остеохондроз, спондилоартроз, спондилоз шийного відділу хребта
- нестабільність шийного відділу хребта
- реабілітація після травм шийного відділу хребта
- рекомендована для повноцінного відновлення організму під час сну та відпочинку

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- фізіологічно правильне положення голови та шиї під час сну
- розвантаження м'язів і зв'язкового апарату шиї та плечового пояса
- профілактика стомлюваності та головних болів
- нормалізація кровопостачання голови та шиї

ОСОБЛИВОСТІ:

- має гладку поверхню для максимального комфорту під час сну
- має універсальну конструкцію, підходить людям з довжиною надпліччя від 8 см
- комплектується 2 знімними елементами для регулювання висоти подушки
- має «ефект пам'яті»: приймає форму голови і шиї людини
- забезпечена чохлом з бавовни
- комплектується 1 знімною наволочкою з матеріалу ThermoCool

ThermoCool - інноваційний матеріал, який забезпечує максимальний комфорт в будь-яку пору року завдяки функції подвійного терморегулювання. Унікальна подвійна система волокон дозволяє забезпечувати необхідну для організму терморегуляцію: підтримує тепло в холодну пору року, а в жарку - забезпечує оптимальний повітряний баланс.

- склад:
основа: в'язкоеластичний пінополіуретан, чохол: бавовна - 100%, знімна наволочка з матеріалу ThermoCool: поліестер - 67,8% ThermoCool - 32,2%
- габарити подушки, см
52x31x13/9(10/6) ±10%

TRIVES TOP-226 З ЛАТЕКСУ

NATURAL LATEX



ПОКАЗАННЯ:

- профілактика набуття кривоший
- запобігання деформації потиличної області на ранніх стадіях рахіту
- здоровим дітям для правильного розвитку шийного відділу хребта


ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- правильне формування і розвиток шийного відділу хребта
- розвантаження м'язів і зв'язкового апарату шиї та плечового пояса
- профілактику стомлюваності та головного болю
- нормалізацію кровопостачання голови та шиї

ОСОБЛИВОСТІ:

- конструкція подушки розроблена для правильного розвитку шийного відділу хребта і голови у дітей з урахуванням їхніх анатомо-фізіологічних особливостей
- перфорація по всій поверхні подушки забезпечує оптимальний повітряний обмін і вентиляцію в теплу пору року, зберігає тепло взимку
- комплектується однією знімною наволочкою з матеріалу з додаванням бамбука. Целюлозне волокно, отримане з бамбука, є природним антисептиком. Такий матеріал ефективно поглинає вологу і швидко висихає. Наволочка з бамбукового волокна неймовірно м'яка і дарує відчуття свіжості. Завдяки цим властивостям матеріалу, сон на подушці з такою наволочкою буде комфортним і спокійним.
- склад:
основа: латекс - 100%, знімна наволочка: поліестер - 76,5%, бамбук - 23,5%
- габарити подушки, см
29x24x5 ±10%

TRIVES TOP-104XS



ПОКАЗАННЯ:

- головні болі, запаморочення, підвищена стомлюваність, болі в шийному відділі хребта
- профілактика розвитку остеохондрозу шийного відділу хребта
- нестабільність шийного відділу хребта
- реабілітація після травм шийного відділу хребта
- рекомендована для повноцінного відновлення організму під час сну і відпочинку

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- фізіологічно правильне положення голови та шиї під час сну
- розвантаження м'язів і зв'язкового апарату шиї та плечового пояса
- профілактику втомлюваності та головних болів
- нормалізацію кровопостачання голови та шиї

ОСОБЛИВОСТІ:

- анатомічна форма подушки, підтримує вигин шийного відділу хребта
- 2 валики висотою 8 і 6 см для оптимальної підтримки голови і шиї в фізіологічно правильному положенні
- має «ефект пам'яті» - приймає індивідуальну форму голови та шиї, м'яко та рівномірно розподіляє тиск тіла, знижує напругу в м'язах шиї та спини
- ребриста поверхня призначена для поліпшеного повітряного обміну та додаткового розвантаження м'язів шиї
- повітропроникний матеріал створює оптимальний мікроклімат
- в складі високоякісні екологічно чисті матеріали
- чохол виконаний з бавовни, що надає додаткову м'якість виробу
- в комплекті одна знімна наволочка з просоченням алое вера: м'яка та приємна на дотик, чинить розслаблюючий вплив, що сприяє спокійному сну та відновленню. Алое вера широко відоме своїми здібностями оновлювати клітини та зберігати природний баланс шкіри. Корисні властивості тканини зберігаються навіть при багаторазовому пранні.
- склад:
основа: в'язкоеластичний пінополіуретан, чохол: бавовна-100%, знімна наволочка з просоченням алое вера: поліестер- 74,6%, віскоза- 25,4%
- габарити подушки, см
40x24x8/6 ±10%

ОРТОПЕДИЧНІ ПОДУШКИ

ПОДУШКИ ОРТОПЕДИЧНІ ДИТЯЧІ

TRIVES
ТОП-101

ПОКАЗАННЯ:

- головні болі, запаморочення, підвищена стомлюваність, болі в шийному відділі хребта у дітей
- профілактика розвитку ювенільного остеохондрозу шийного відділу хребта
- нестабільність шийного відділу хребта
- реабілітація після травм шийного відділу хребта
- рекомендована для повноцінного відновлення організму під час сну і відпочинку

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- правильне формування і розвиток шийного відділу хребта
- розвантаження м'язів і зв'язкового апарату шиї і плечового пояса
- профілактику стомлюваності і головного болю
- нормалізацію кровопостачання голови і шиї

ОСОБЛИВОСТІ:

- основа - пінополіуретан - довговічний, гігієнічний, сучасний матеріал, який тривалий час зберігає форму
- має 2 валики висотою 6 і 8 см для оптимальної підтримки голови і шиї в фізіологічно правильному положенні
- ребриста поверхня - для масажу шкіри голови і поліпшеного повітрообміну
- комплектується знімною наволочкою з матеріалу велюр
- габарити подушки: **40 × 25 × 8/6 см**

TRIVES ТОП-125
ДЛЯ ДІТЕЙ ДО 2,5 РОКІВ

ПОКАЗАННЯ:

- профілактика набуті кривошиї
- запобігання деформації потиличної області на ранніх стадіях рахіту
- профілактика розвитку асиметрії голови
- здоровим дітям для правильного розвитку шийного відділу хребта

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- дбайливу підтримку голови та шиї дитини
- зниження навантаження на шийний відділ хребта
- нормалізацію м'язового тону і кровообігу голови і шиї

ОСОБЛИВОСТІ:

- конструкція подушки розроблена для правильного розвитку шийного відділу хребта і голови, з урахуванням їх анатомо-фізіологічних особливостей
- подушка сприяє гарному емоційному стану малюка
- основа - пінополіуретан підвищеної еластичності
- приймає індивідуальну форму голови і шиї, м'яко і рівномірно розподіляє тиск тіла, знижує напругу в м'язах шиї і голови
- подушка забезпечена внутрішнім незнімним чохлам з бавовни
- габарити подушки: **37 × 23 × 5/4 см**

TRIVES ТОП-110
ДЛЯ НЕМОВЛЯТ

ПОКАЗАННЯ:

- профілактика набуті кривошиї
- в комплексному лікуванні вродженої кривошиї
- запобігання деформації потиличної області на ранніх стадіях рахіту
- здоровим дітям для правильного розвитку шийного відділу хребта

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- конструкція ортопедичної подушки розроблена для правильного розвитку шийного відділу хребта у маленьких дітей з урахуванням їхніх анатомо-фізіологічних особливостей
- подушка дбайливо підтримує голову і шию дитини, знижує навантаження на шийний відділ хребта, нормалізує м'язовий тонус і кровообіг голови і шиї
- подушка сприяє хорошему емоційному стану малюка
- не викликає алергії, має оптимальний теплообмін, повітропроникна, легко переться, швидко сохне, зберігаючи свої первинні властивості і форму, пружна, еластична, об'ємна
- склад: наповнювач - фایбер, наволочка - бавовна
- габарити подушки, см **31x24x6 ±10%**

«ЕФЕКТ ПАМ'ЯТІ» Подушки з «ефектом пам'яті» виготовляються з гнучкого еластичного пінополіуретану, вони приймають форму голови та шиї людини, зменшують навантаження на плечовий пояс під час сну та оптимально розподіляють тиск тіла, знижуючи напругу в м'язах спини та шиї.

**TIGER TOUCH**

- унікальний запатентований латексopodobний пінополіуретан, який дозволяє поєднувати в собі дивовижні якості натурального латексу, але при цьому бути пружним і зберігати свою форму.



Відкриті комірки пінополіуретану TIGER touch забезпечують хорошу повітропровідність, поглинають тепло тіла людини, що сприяє зменшенню потовиділення. Цей продукт має унікальний колір, що не дасть Вам сплутати його з жодним іншим видом пінополіуретану.

МАТЕРІАЛИ НАВОЛОЧОК:**Tencel®C**

- це натуральне целюлозне волокно, яке отримують з екстракту евкаліптового дерева. Завдяки рослинному походженню Tencel®C попереджає розмноженню бактерій, має високу повітропроникність, здійснює терморегулюючий вплив. До складу Tencel®C входить комплект догляду за шкірою (кітосан), що отримується з елементів океанської води, за рахунок чого відбувається утримання вологості в шкірних покривах, поліпшення їхньої еластичності, збільшення захисних властивостей шкіри до 50%.

Наволочка з матеріалу Tencel®C

- відрізняється м'якістю шовку, свіжістю бавовни та міцністю поліестеру
- регулює баланс температури тіла і захищає водний баланс шкіри
- підходить для чутливої шкіри
- має гладеньку структуру волокон і гарантує оптимальну м'якість на дотик
- не створює середовище для розмноження бактерій
- оснащена бічними вставками з сітчастого повітропроникного матеріалу для додаткового повітрообміну
- сприяє підвищенню комфорту сну

TRIVES TOP-102



ПОКАЗАННЯ:

- головні болі, запаморочення, підвищена стомлюваність, болі в шийному відділі хребта
- остеохондроз, спондилоартроз, спондилоз шийного відділу хребта
- нестабільність шийного відділу хребта та синдром вертебробазиллярної недостатності
- реабілітація після травм шийного відділу хребта
- рекомендована для повноцінного відновлення організму під час сну та відпочинку

ОПИС:

- наповнювач - поліуретан, довговічний та гігієнічний матеріал, довго зберігає форму
- ребриста поверхня для поліпшеного повітрообміну
- габарити подушки, см

47x36x12/9 ±10%

TRIVES TOP-204

З НАТУРАЛЬНОГО ЛАТЕКСУ

NATURAL LATEX



ПОКАЗАННЯ:

- дорсopatії шийного відділу хребта, в комплексному лікуванні порушень вестибулярного апарату
- остеохондроз, спондилоартроз, спондилоз шийного відділу хребта
- нестабільність шийного відділу хребта
- реабілітація після травм шийного відділу хребта
- рекомендована для повноцінного відновлення організму під час сну

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- фізіологічно правильне положення голови та шиї під час сну
- нормалізацію кровопостачання голови та шиї

ОСОБЛИВОСТІ:

- має 2 валики висотою по 6 см для рівномірного розподілу ваги тіла, зниження навантаження на хребет і нормальної циркуляції крові
- ергономічна форма подушки сприяє спокійному та відновлювальному сну
- комплектується 1 знімною наволочкою з матеріалу з додаванням бамбука: целюлозне волокно, отримане з бамбука, є природним антисептиком. Такий матеріал ефективно поглинає вологу та швидко висихає. Наволочка з бамбукового волокна неймовірно м'яка і дарує відчуття свіжості. Завдяки цим властивостям матеріалу сон на подушці з такою наволочкою буде комфортним і спокійним.
- склад:
 - основа: латекс - 100%, знімна наволочка: поліестер - 76,5%, бамбук - 23,5%
- габарити подушки, см

44x27x(6/6) ±10%

TRIVES TOP-205

МАСАЖНА ДЛЯ ПІДЛІТКІВ
З НАТУРАЛЬНОГО ЛАТЕКСУ

NATURAL LATEX



ПОКАЗАННЯ:

- дорсopatії шийного відділу хребта, в комплексному лікуванні порушень вестибулярного апарату
- остеохондроз, спондилоартроз, спондилоз шийного відділу хребта
- нестабільність шийного відділу хребта
- реабілітація після травм шийного відділу хребта
- рекомендована для повноцінного відновлення організму під час сну

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- фізіологічно правильне положення голови та шиї під час сну
- нормалізацію кровопостачання голови та шиї
- пасивний масаж шийного відділу хребта та м'язів плечового пояса


ОСОБЛИВОСТІ:

- має 2 валики висотою 8 і 10 см для рівномірного розподілу ваги тіла, зниження навантаження на хребет і нормальної циркуляції крові
- здійснює пасивний масаж шийного відділу хребта та м'язів плечового пояса
- ергономічна форма подушки сприяє спокійному та відновлювальному сну
- комплектується 1 знімною наволочкою з матеріалу з додаванням бамбука: целюлозне волокно, отримане з бамбука, є природним антисептиком. Такий матеріал ефективно поглинає вологу і швидко висихає. Наволочка з бамбукового волокна неймовірно м'яка і дарує відчуття свіжості. Завдяки цим властивостям матеріалу сон на подушці з такою наволочкою буде комфортним і спокійним.
- склад:
 - основа: латекс-100%, знімна наволочка: поліестер- 76,5%, бамбук- 23,5%
- габарити подушки, см

50x30x(10/8) ±10%

ОРТОПЕДИЧНІ ПОДУШКИ

TRIVES ТОП-940 FORMAL




ПОКАЗАННЯ:

- больовий синдром в шийному відділі хребта різного генезу
- дегенеративно-дистрофічні захворювання шийного відділу хребта
- порушення кровообігу у вертебробазиллярному басейні
- виражений остеохондроз шиї
- профілактика загострень захворювань хребта під час сну

ОПИС:

- спеціальні вставки зі щільного матеріалу забезпечують стабілізацію і підтримку шийного відділу хребта
- поєднання високоеластичних матеріалів різної твердості оптимально розподіляє навантаження на шийний відділ хребта
- основа подушки з «ефектом пам'яті» стає більш еластичною від впливу тепла людського тіла, дарує відчуття невагомості, не перешкоджає повітрообміну і забезпечує терморегуляцію
- ребриста поверхня створює поліпшений повітрообмін і масажний ефект голови та шиї
- система правильної підтримки голови та шийних хребців сприяє розслабленню і чудовому комфорту під час сну

TRIVES ТОП-950 REST




ПОКАЗАННЯ:

- больовий синдром в шийному відділі хребта різного генезу
- дегенеративно-дистрофічні захворювання шийного відділу хребта
- порушення кровообігу у вертебробазиллярному басейні
- оптимально підходить для людей з вираженими проявами дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта і реабілітації після травм
- профілактика загострень захворювань хребта під час сну

ОПИС:

- спеціальні вставки зі щільного матеріалу забезпечують стабілізацію і підтримку шийного відділу хребта
- щільний, пружний нижній шар дозволяє зберігати форму подушки під час сну
- верхній шар з «ефектом пам'яті» стає більш еластичним від впливу тепла людського тіла, дарує відчуття невагомості, не перешкоджає повітрообміну і забезпечує терморегуляцію
- ребриста поверхня створює поліпшений повітрообмін і масажний ефект голови та шиї
- унікальне трикомпонентне поєднання для якісного сну та відпочинку та шийних хребців сприяє розслабленню і чудовому комфорту під час сну

TRIVES ТОП-930 TRIO



ПОКАЗАННЯ:

- больовий синдром в шийному відділі хребта різного генезу
- дегенеративно-дистрофічні захворювання шийного відділу хребта
- порушення кровообігу у вертебробазиллярному басейні
- профілактика загострень захворювань хребта під час сну
- реабілітація після травм і лікування захворювань скронево-нижньощелепного суглобу


ОПИС:

- тришарове унікальне поєднання матеріалів
- базовий пружний шар зберігає форму подушки під час сну, фіксує валики в необхідному положенні
- середній високоеластичний шар максимально розвантажує шийний відділ і плечовий пояс
- верхній шар з «ефектом пам'яті» та валиками різної висоти забезпечує правильне положення голови та шиї, дарує відчуття невагомості, не перешкоджає повітрообміну
- максимальне розвантаження шийного відділу, нормалізація кровообігу мозку, стабілізація шийного відділу хребта в функціонально вигідному положенні, внаслідок чого мінімізуються безсоння та головні болі

ГАБАРИТИ ПОДУШКИ, см

- наявність кількох типорозмірів дозволяє правильно підібрати подушку для людей різної комплекції
- всі подушки забезпечені внутрішнім бавовняним чохлам
- в комплекті знімна наволочка з матеріалу TENCEL®C


S 50x30x9/7 см




M 50x33x11/9 см




M+ 50x33x12/10 см



L 56x37x13/11 см



XL 56x38x15/13 см



ПОДУШКИ ОРТОПЕДИЧНІ З ЕФЕКТОМ ПАМ'ЯТІ»

TRIVES TOP-104



ПОКАЗАННЯ:

- нестабільність шийного відділу хребта
- реабілітація після травм шийного відділу хребта
- рекомендована для повноцінного відновлення організму під час сну і відпочинку
- головні болі, запаморочення, підвищена стомлюваність, болі в шийному відділі хребта
- остеохондроз, спондилоартроз, спондильоз шийного відділу хребта

ОПИС:

- інноваційний матеріал основи подушки з «ефектом пам'яті» дарує відчуття невагомості
- ребриста поверхня покращує повітрообмін
- унікальні матеріали 2х наволочок створюють комфортний мікроклімат
- подушка забезпечує неперевершений комфорт при використанні
- габарити подушки, см

47x36x12/9 ±10%

TRIVES TOP-117



ПОКАЗАННЯ:

- головні болі, запаморочення, підвищена стомлюваність, болі в шийному відділі хребта
- остеохондроз, спондилоартроз, спондильоз шийного відділу хребта
- нестабільність шийного відділу хребта та синдром вертебробазиллярної недостатності
- реабілітація після травм шийного відділу хребта
- рекомендована для повноцінного відновлення організму під час сну та відпочинку

ОПИС:

- два валика висотою 9 і 11 см
- гладенька поверхня забезпечує максимальний комфорт під час сну та відпочинку
- приймає індивідуальну форму голови та шиї, м'яко та рівномірно розподіляє тиск тіла
- габарити подушки, см

49x32x11/9 ±10%

«ЕФЕКТ ПАМ'ЯТІ» Подушки з «ефектом пам'яті» виготовляються з гнучкого еластичного пінополіуретану, вони приймають форму голови та шиї людини, зменшують навантаження на плечовий пояс під час сну та оптимально розподіляють тиск тіла, знижуючи напругу в м'язах спини та шиї.

МАТЕРІАЛИ

НАВОЛОЧОК: Thermocool - інноваційний матеріал, що забезпечує максимальний комфорт в будь-яку пору року завдяки функції подвійного терморегулювання. Унікальна подвійна система волокон дозволяє забезпечувати необхідну для організму терморегуляцію: підтримує тепло в холодну пору року, а в жарку - забезпечує оптимальний повітрообмін. Оптимальний температурний баланс допомагає поліпшити сон і зробити його найбільш комфортним.

ТКАНИНА З БАМБУКА є целюлозним волокном, отриманим з бамбука. Будучи природним антисептиком, така тканина ефективно поглинає вологу і швидко висихає. Наволочка з бамбукового волокна неймовірно м'яка та дарує відчуття свіжості. Завдяки цим властивостям матеріалу сон на подушці з такою наволочкою буде комфортним і спокійним.

ВЕЛЮР - тканина з густим ворсом, виготовлена на основі бавовни. Це натуральний матеріал, м'який і приємний на дотик. При цьому велюр дуже міцний, не втрачає форму, не витягується, завдяки чому вироби з велюру надовго зберігають первинні властивості та гарний зовнішній вигляд.

Наволочка з просоченням алое вера. Завдяки просоченню алое вера, матеріал дуже м'який і приємний на дотик. Алое вера здійснює розслаблюючий вплив, що сприяє спокійному сну та відновленню. Також цей матеріал широко відомий своїми здібностями оновлювати клітини та зберігати природний баланс шкіри. Корисні властивості тканини зберігаються навіть при багаторазовому пранні!

Наволочка з додаванням молока. Додавання молока надає матеріалу особливу м'якість і легкість. Наволочка з додаванням молока має прекрасні антибактеріальні та терморегулюючі властивості, не викликає алергічних реакцій та підійде навіть для найбільш чутливої шкіри! Особливі властивості наволочки забезпечують баланс вмісту вологи в шкірі, сприяючи уповільненню процесу утворення зморшок і зберігаючи шкіру обличчя гладенькою та ніжною.

ОРТОПЕДИЧНІ ПОДУШКИ

TRIVES ТОП-111



ПОКАЗАННЯ:

- головні болі, запаморочення, підвищена стомлюваність, болі в шийному відділі хребта
- остеохондроз, спондилоартроз, спондильоз шийного відділу хребта
- для комфортного сну та відпочинку у здорових людей

ОПИС:

- інноваційний матеріал основи подушки з «ефектом пам'яті» дарує відчуття невагомості
- має 2 валики різної висоти - 9 і 11 см
- наповнювач - пінополіуретан
- наволочка з тканини Lenzing з високим вмістом віскози
- габарити подушки, см

49x32x11/9 ±10%

TRIVES ТОП-119 L, M



ПОКАЗАННЯ:

- головні болі, запаморочення, підвищена стомлюваність, болі в шийному відділі хребта
- остеохондроз, спондилоартроз, спондильоз шийного відділу хребта
- для повноцінного відновлення організму під час сну і відпочинку

ОПИС:

- матеріал Soft Touch, що має підвищену м'якість та комфортність, складається з безлічі осередків відкритої форми
- наповнювач: пінополіуретан
- наволочка: віскоза 35%, поліестер 50%, еластан 15%
- габарити подушки, см

M 50,5x32x12,5/8

L 50x32x14/9

TRIVES ТОП-900



ПОКАЗАННЯ:

- больовий синдром в шийному відділі хребта різного генезу
- дегенеративно-дистрофічні захворювання шийного відділу хребта
- порушення кровообігу в вертебробазиллярному басейні
- міофасціальний больовий синдром
- профілактика загострень захворювань хребта під час сну

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- функціонально вигідне положення під час сну на спині та на боці
- нормалізацію кровообігу в вертебробазиллярному басейні
- розвантаження суглобів і зв'язкового апарату шийного відділу хребта
- нормалізацію м'язового тонушу шиї і плечового пояса

ОСОБЛИВОСТІ:

- матеріал основи з «ефектом пам'яті» стає більш еластичним від впливу тепла людського тіла, дарує відчуття невагомості, не перешкоджає повітрообміну і забезпечує терморегуляцію
- ребриста поверхня по всій поверхні подушки забезпечує масажний ефект, найбільше занурення голови і шиї, розвантаження м'язів і кістково-зв'язкових структур хребта
- жорстка, підійде для людей великої комплекції, в посттравматичний період, при сильному больовому синдромі або особистих уподобаннях
- має легкий тракційний вплив на шийний відділ хребта
- сприяє прискореному відновленню організму під час сну
- подушка забезпечена внутрішнім бавовняним чохлам
- в комплекті знімна наволочка з матеріалу

Proactive:


Proactive- матеріал, створений за пробіоактивною технологією, надає організму абсолютно натуральний захист від патогенних бактерій, грибків і пилових кліщів. Сприяє зменшенню алергічної реакції, яку викликає пиловий кліщ. Знижує утворення неприємних запахів, що викликають бактерії.

Жорсткість:

Чорна- жорстка (hard),
Біла- середньої жорсткості (mid).

ПОДУШКИ ОРТОПЕДИЧНІ ПІД СПИНУ

TRIVES ТОП-108



ПОКАЗАННЯ:

- профілактика остеохондрозу, невралгій, спондилоартрозу поперекового відділу хребта
- напруга м'язів спини та дискомфорт при тривалому сидінні
- під час вагітності для правильного розподілу навантаження на попереки
- сколіоз, радикуліт, міжхребцеві грижі в поперековому відділі хребта

ОПИС:

- має форму, що повторює поперековий лордоз
- легко кріпиться на будь-яке сидіння
- може застосовуватися протягом усього дня
- наповнювач - пінополіуретан;
- наволочка- флок
- габарити подушки, см

36x33x13

TRIVES ТОП-227

NATURAL LATEX



ПОКАЗАННЯ:

- профілактика остеохондрозу, невралгій, спондилоартрозу поперекового відділу хребта
- напруга м'язів спини та дискомфорт при тривалому сидінні
- під час вагітності для правильного розподілу навантаження на попереки
- сколіоз, радикуліт, міжхребцеві грижі в попереково-крижовому відділі хребта

ОПИС:

- подушка має особливу м'якість, забезпечує максимальний комфорт при використанні
- перфорація по всій поверхні подушки забезпечує оптимальний повітрообмін
- габарити подушки, см

39x35x10

ОРТОПЕДИЧНІ ПОДУШКИ

ПОДУШКИ-КІЛЬЦЯ ОРТОПЕДИЧНІ ДЛЯ СИДІННЯ

TRIVES ТОП-129



ПОКАЗАННЯ:

- реабілітація після травм таза, крижово-куприкового відділу хребта та промежини
- післяпологовий період
- в комплексному лікуванні захворювань прямої кишки та органів малого таза
- профілактика пролежнів у людей з порушенням функції опорно-рухового апарату

ОПИС:

- конструкція подушки дозволяє зменшити больові відчуття та створити максимальний комфорт при сидінні.
- габарити подушки, см **848x35x8**

TRIVES ТОП-208

NATURAL LATEX



ПОКАЗАННЯ:

- післяпологовий період
- реабілітація після операцій на органах малого таза
- в комплексному лікуванні геморою

ОПИС:

- перфорація по всій поверхні подушки забезпечує оптимальний повітрообмін і вентиляцію в теплу пору року та зберігає тепло взимку
- наповнювач - натуральний латекс;
- наволочка - фліс
- габарити подушки, см **40x7**

ОРТОПЕДИЧНА ПОДУШКА ПІД НОГИ

TRIVES ТОП-107



ПОКАЗАННЯ:

- набряки ніг різної етіології, в тому числі при вагітності
- варикозна хвороба
- захворювання суглобів нижніх кінцівок
- втома, судоми і спазми м'язів ніг

ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- зняття втоми і поліпшення кровообігу в нижніх кінцівках

ОСОБЛИВОСТІ:

- виготовлена з пінополіуретану
- має додаткову вставку для зміни висоти подушки
- габарити подушки: **65 × 50 × 23/15 см**

ПОДУШКИ ОРТОПЕДИЧНІ З НАТУРАЛЬНОГО ЛАТЕКСУ



TRIVES ТОП-202



ПОКАЗАННЯ:

- головні болі, запаморочення, підвищена втомлюваність, болі в шийному відділі хребта
- остеохондроз, спондилоартроз, спондильоз шийного відділу хребта
- нестабільність шийного відділу хребта
- реабілітація після травм шийного відділу хребта
- рекомендована для повноцінного відновлення організму під час сну і відпочинку


ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

- фізіологічно правильне положення голови та шиї під час сну
- розвантаження м'язів і зв'язкового апарату шиї і плечового пояса
- профілактику втомлюваності і головного болю
- нормалізацію кровопостачання голови і шиї

ОСОБЛИВОСТІ:

- має 2 валика висотою 9 і 11 см для рівномірного розподілу ваги тіла, зниження навантаження на хребет і нормальної циркуляції крові
- знижує тиск в міжхребцевих дисках, позбавляє від м'язових спазмів шиї і плечей
- ергономічна форма подушки сприяє спокійному і відновлюючому сну
- габарити подушки: **60 × 40 × 11/9 см**
- комплектується знімною неволочкою з матеріалу з додаванням бамбука. Целюлозне волокно, отримане з бамбука, є природним антисептиком. Такий матеріал ефективно поглинає вологу і швидко висихає. Наволочка з бамбукового волокна неймовірно м'яка і дарує відчуття свіжості. Завдяки цим властивостям матеріалу сон на подушці з такою неволочкою буде комфортним і спокійним.

NATURAL LATEX



TRIVES ТОП-207 НА СИДІННЯ



ОПИС:

- перфорація по всій поверхні подушки забезпечує оптимальний повітро- обмін і вентиляцію в теплу пору року та зберігає тепло взимку
- наповнювач: натуральний латекс
- наволочка: велюр
- габарити подушки, см **45X45X7**

ПОКАЗАННЯ:

- забезпечує рівномірний розподіл навантаження в положенні «сидячи»
- покращує циркуляцію крові в області таза та спини
- призначена для профілактики утворення пролежнів

ОРТОПЕДИЧНІ ПОДУШКИ

МАСАЖНІ ТА ПОДУШКИ-РОГАЛИКИ
ОРТОПЕДИЧНІ ПІД ГОЛОВУ

TRIVES TOP-205

NATURAL LATEX



ПОКАЗАННЯ:

- головні болі, запаморочення, підвищена стомлюваність, болі в шийному відділі хребта
- остеохондроз, спондилоартроз, спондильоз шийного відділу хребта
- для повноцінного відновлення організму під час сну та відпочинку

ОПИС:

- має 2 валика висотою 8 і 10 см для рівномірного розподілу ваги тіла
- підходить для астматиків та людей зі схильністю до алергічних реакцій
- наповнювач - натуральний латекс; наволочка - віскоза 35%, поліестер - 50%, еластан - 15%
- габарити подушки, см **50x30x8/10**

TRIVES TOP-209

NATURAL LATEX



ПОКАЗАННЯ:

- головні болі, запаморочення, підвищена втомлюваність, болі в шийному відділі хребта
- профілактика шийного остеохондрозу та остеоартрозу під час подорожей та тривалих поїздок

ОПИС:

- нормалізація тонусу м'язів і шиї
- оптимальний повітрообмін і вентиляція в теплу пору року
- збереження тепла в холодну пору року
- габарити подушки, см **28x28x9**

TRIVES TOP-126




ПОКАЗАННЯ:

- профілактика та лікування шийного остеохондрозу
- профілактика головних болів, запаморочення, підвищеної втомлюваності, болю та м'язової напруги в шийному відділі при тривалих статичних навантаженнях
- профілактика порушень кровообігу голови та шиї при тривалому сидячому положенні
- оптимально підходить для подорожей в літаку, поїзді, автобусі та автомобілі

ОПИС:

- конструкція подушки розроблена для фізіологічно правильного положення голови та шийного відділу хребта під час тривалих подорожей
- приймає індивідуальну форму голови та шиї, м'яко та рівномірно розподіляє тиск тіла, знижує напругу в м'язах шиї та спини
- габарити подушки, см **35x30x9**





ORTOMED
HOLDING

Дистриб'ютор
ортопедичної продукції



ТОВ «ОртоМед Холдинг»,
м. Київ, вул. Автозаводська 54/19
+38 044 502 23 77
+38 067 539 37 03
sales@omh.com.ua
omh.com.ua