

Ортопедичні подушки OrtoMed



ORTOMED
HOLDING

СВОБОДА РУХУ – ЯКІСТЬ ЖИТТЯ!

Київ - 2025

OrtoMed Holding

- Компанія **OrtoMed Holding** була заснована в 2003 році та є одним з найбільших дистриб'юторів ортопедичної продукції та засобів для реабілітації в Україні.

- **Місія** - Ми несемо людям радість здорового та комфортного руху!

Формуємо культуру здорового способу життя, через професійну експертизу та виявляємо високий рівень емпатії до клієнтів.

- **Більше 20 років** експертності в ортопедичному напрямку.

OrtoMed Holding

Ексклюзивний представник брендів ортопедичного взуття, засобів реабілітації, ортопедичних устілок, компресійного трикотажу, бандажно-корсетної продукції:

ROHDE



SINCE 1981
Nova 光星



BIRKENSTOCK

solidus
EST. GERMANY 1910



mobilis
by SIGVARIS GROUP



Private Label



Ортопедичні устілки Ортопедичні подушки Ортопедичні матраци Масажери
Індивідуальні Ортопедичні устілки та взуття

Ортопедичні подушки

Еволюційний підхід до сну та відпочинку!

Особливості ортопедичних подушок TM OrtoMed

- *Високоякісний матеріал основи* – сертифікований в'язкоеластичний пінополіуретан з ефектом пам'яті різної щільності. В серії Comfort Beauty настояний на рициновій (касторовій) олії (до 22%)
- *Особливий матеріал наволочки* - *Tencel®С*, натуральне целюлозне волокно, що отримується з екстракту евкаліптового дерева
- *Мають внутрішній захисний чохол та додаткову наволочку* (за бажанням клієнта)
- *Індивідуальний підбір розміру під клієнта* – XS дитяча, S, M, M +, L, XL
- *Індивідуальний підбір по жорсткості / м'якості* – більш жорстка, середньої жорсткості, м'яка
- *Різноманітність підбору за потребою клієнта* – лікувальні, профілактичні, комфортні, дитяча
- *Виробництво Україна*, сировина та потужні сили виробництва в Європі

Еволюційний підхід до сну та відпочинку!
Особливості ортопедичних подушок TM OrtoMed

Високоякісний матеріал основи



- Сертифікований в'язкоеластичний пінополіуретан

Сертифікат OEKO-TEX STANDART 100, що підтверджує виготовлення сировини за міжнародним стандартом, сировина екологічна, безпечна та гіпоалергенна.



- В'язкоеластичний пінополіуретан з «ефектом пам'яті»

1-ий шар – VitaRest (м'який)


Білий, м'який пінополіуретан, приймає індивідуальну форму голови та шиї під дією тепла людини – ефект пам'яті

2-ий шар – VitaRest (середньої жорсткості)

Сірий, середньої жорсткості пінополіуретан


3-ий шар – Tiger Touch (жорсткий)

Сірий, більш жорсткий пінополіуретан



Еволюційний підхід до сну та відпочинку!
Особливості ортопедичних подушок TM OrtoMed

В'язкоеластичний
пінополіуретан з
«ефектом пам'яті»
має підвищену м'якість і
комфортність,
складається з безлічі
ячеек **відкритої** форми.
Більш вбирає вологу.
При використанні
подушки ячейки
стискаються, і матеріал
набуває форми вашого
тіла.



Еволюційний підхід до сну та відпочинку!
Особливості ортопедичних подушок TM OrtoMed

В'язкоеластичний
пінополіуретан з
«ефектом пам'яті»
має підвищену м'якість і
комфортність,
складається з безлічі
ячешек **закритої** форми.
Менш вбирає в себе
вологу.

При використанні
подушки ячейки
стискаються, і матеріал
набуває форми вашого
тіла.





Еволюційний підхід до сну та відпочинку!
Особливості ортопедичних подушок TM OrtoMed

Особливий матеріал наволочки - Tencel®C

Tencel®C — натуральне целюлозне волокно, що отримується з екстракту евкаліптового дерева. Має антисептичну, протизапальну дію що сприяє регенерації клітин шкіри.



Відрізняється м'якістю шовку,
свіжістю бавовни



Створює оптимальний рівень
вологості для шкіри



Має високу повітропроникність



Запобігає розмноженню бактерій



Створює прохолоду і свіжість під
час сну




Надає теплорегулюючий вплив

Еволюційний підхід до сну та відпочинку!
Особливості ортопедичних подушок TM OrtoMed

Як правильно підібрати ортопедичну подушку?

Замір по вищому валику подушки

Розмір М




11 см

11 см



Еволюційний підхід до сну та відпочинку!
Особливості ортопедичних подушок TM OrtoMed

Як правильно підібрати ортопедичну подушку?



M 50x33x11 / 9 см
M + 50x33x12 / 10 см
L 56x37x13 / 11 см
XL 56x38x15 / 13 см

Таблиця розмірів

Розмір (см)	S	M	M+	L	XL
Довжина a	50	50	50	56	56
Ширина b	30	33	33	37	38
Висота c	9	11	12	13	15
Висота d	7	9	10	11	13

Термін звикання до подушки від 14 до 30 днів!!!

Еволюційний підхід до сну та відпочинку!
Особливості ортопедичних подушок TM OrtoMed

Як правильно підібрати ортопедичну подушку?

Заміряємо по більшому валику

МЕНШИЙ валик для сну на СПИНІ

БІЛЬШИЙ валик для сну на БОКУ





Ортопедичні подушки

Еволюційний підхід до сну та відпочинку!



Серії ортопедичних подушок:

Evolution – профілактика / лікування

OPO-950, OPO-940, OPO-930

Classic – профілактика

OPO-104, OPO-111, OPO-119

Comfort Beauty – профілактика / комфорт

OPO-112 Wilm

Trevel – профілактика / комфорт

OPO-113 Matas

Kids – профілактика / комфорт

OPO-104 XS

Серія Evolution – профілактика /лікування
OPO-930, OPO-940, OPO-950

- Розміри: M, M+, L, XL
- Середньої жорсткості та більш жорсткі
- Різаної форми
- Забезпечені внутрішнім захисним чохлам
- Рекомендовані при захворюваннях:
 - ✓ Початкові та хронічні стадії дегеративно-дистрофічних захворювань
 - ✓ Остеохондроз шийного відділу
 - ✓ Грижі та протрузії дисків
 - ✓ Синдром хребетної артерії
 - ✓ Корешковий синдром
 - ✓ Спазми м'язів, порушення кровообігу
 - ✓ Реабілітація після травм шийного відділу хребта
 - ✓ Для людей зі збільшеною вагою



OPO-930



OPO-940



OPO-950

Серія Evolution – профілактика / лікування

Evolution OPO-930

Більш жорстка, тришарова, забезпечує розвантаження суглобів і зв'язкового апарату шийного відділу хребта, нормалізує м'язовий тонус шиї та плечового поясу, стабілізує шийний відділ хребта.

Верхній, м'який шар **VitaRest** з ефектом пам'яті забезпечує відчуття невагомості, повітрообміну та терморегуляції.

Рєбриста поверхня покращує повітрообмін та надає масажний ефект для голови та шиї.

Середній, високоеластичний шар **VitaRest** максимально розвантажує шийний відділ і плечовий пояс.

Нижній, пружний щільний шар **Tiger Touch** зберігає форму та фіксує валики у необхідному положенні.



Серія Evolution – профілактика / лікування

Evolution OPO-930

Більш жорстка, тришарова, забезпечує розвантаження суглобів і зв'язкового апарату шийного відділу хребта, нормалізує м'язовий тонус шиї та плечового поясу, стабілізує шийний відділ хребта.

Рекомендації при захворюваннях:


- Хронічні дегеративно-дистрофічні захворювання шийного відділу
- Остеохондроз
- Грижі та протрузії дисків
- Синдром хребетної артерії
- Хлистова травма, реабілітація після травм шийного відділу хребта
- Для людей зі збільшеною вагою



Серія Evolution – профілактика / лікування

Evolution OPO-940

Менш жорстка, з валиками, одношарова, забезпечує розвантаження суглобів і зв'язкового апарату шийного відділу хребта, нормалізує м'язовий тонус шиї та плечового поясу, стабілізує шийний відділ хребта.



Верхній, м'який шар **VitaRest** з ефектом пам'яті забезпечує відчуття невагомості, повітрообміну та терморегуляції.

Рєбриста поверхня надає масажний ефект для голови та шиї.

Валики з вискоеластичного більш пружного **VitaRest** максимально розвантажують шийний відділ і плечовий пояс.

Серія Evolution – профілактика / лікування

Evolution OPO-940

Менш жорстка, з валиками, одношарова, забезпечує розвантаження суглобів і зв'язкового апарату шийного відділу хребта, нормалізує м'язовий тонус шиї та плечового поясу, стабілізує шийний відділ хребта.




Рекомендації при захворюваннях:

- Шийний остеохондроз
- Корешковий синдром
- Спазми м'язів, сильні болі в шийному відділі
- Порушення кровообігу головного мозку, внаслідок передавлення судів

Серія Evolution – профілактика / лікування

Evolution OPO-950

Більш жорстка, з валиками, двошарова, забезпечує розвантаження суглобів і зв'язкового апарату шийного відділу хребта, нормалізує м'язовий тонус шиї та плечового поясу, стабілізує шийний відділ хребта.



Верхній, м'який шар **VitaRest** з ефектом пам'яті та ребристою поверхню забезпечує відчуття невагомості, повітрообміну та терморегуляції.

Ребриста поверхня надає масажний ефект для голови та шиї.

Валики з вискоеластичного більш пружного **VitaRest** максимально розвантажують шийний відділ і плечовий пояс.

Нижній, пружний щільний шар **Tiger Touch** зберігає форму та фіксує валики у необхідному положенні.

Серія Evolution – профілактика / лікування

Evolution OPO-950

Більш жорстка, з валиками, двошарова, забезпечує розвантаження суглобів і зв'язкового апарату шийного відділу хребта, нормалізує м'язовий тонус шиї та плечового поясу, стабілізує шийний відділ хребта.

Рекомендації при захворюваннях:



- Реабілітація після травм шийного відділу хребта
- Початкові стадії дегеративно-дистрофічних захворювань шийного відділу (остеохондроз, остеоартрит, спондильоз, грижі, протрузії)
- Для людей зі збільшеною вагою

Серія Classic – профілактика

OPO-104, OPO-111, OPO-119

- *Різана форма OPO-104, OPO-111*
- *Лита форма OPO-119*
- *Розміри для OPO-119: M, L*
- *Середньої жорсткості та м'які*
- *Забезпечені внутрішнім захисним чохлам*
- *Рекомендовані:*
 - ✓ *профілактика розвитку остеохондрозу шийного відділу хребта*
 - ✓ *нестабільність шийного відділу хребта*
 - ✓ *профілактика стомлюваності та головного болю*
 - ✓ *повноцінного відновлення організму під час сну і відпочинку*



OPO-104



OPO-111



OPO-119

Серія Classic – профілактика

Classic OPO-104

Різана форма з відкритими ячейками м'якого пінополіуретану **VitaRest** з ефектом пам'яті забезпечує відчуття невагомості, повітрообміну та терморегуляції.

Рибриста поверхня надає масажний ефект для голови та шиї.

Анатомічна форма, що підтримує вигин шийного хребта та нормалізацію кровопостачання голови та шиї.

Забезпечує фізіологічно правильне положення голови та шиї під час сну.



Серія Classic – профілактика

Classic OPO-111



Різана форма з відкритими ячеями м'якого пінополіуретану **VitaRest** з ефектом пам'яті забезпечує відчуття невагомості, повітрообміну та терморегуляції.


Гладка поверхня забезпечує максимальний комфорт під час сну та відпочинку.

Анатомічна форма, що підтримує вигин шийного хребта та нормалізацію кровопостачання голови та шиї.

Забезпечує фізіологічно правильне положення голови та шиї під час сну.

Серія Classic – профілактика

Classic OPO-119



Розмір М

Гладка поверхня литої форми з закритими ячейками м'якого пінополіурітану **VitaRest** з ефектом пам'яті забезпечує відчуття невагомості, повітрообміну та терморегуляції.

Анатомічна форма валика з ергономічним вигином для шиї, дозволяє спати на спині та на боці з найкращою підтримкою шиї та голови.

Має ергономічну форму - поглиблення для шиї, голови та обличчя, що надає можливості спати навіть на животі :)

Валик та виріз підтримує вигин шийного хребта та нормалізаціє кровопостачання голови та шиї. Забезпечує фізіологічно правильне положення голови та шиї під час сну.

Внутрішній захисний чохол з бавовни. Має два розміри **М** (12,5/11 см) та **Л** (14/13 см)


Серія Comfort Beauty – профілактика/комфорт
ОРО-112 Wilm

- *Лита форма*
- *М'яка*
- *В складі має рицинову олію 22%*
- *Забезпечена внутрішнім захисним чохлам*
- *Рекомендована:*
 - ✓ *повноцінне відновлення організму під час сну і відпочинку*
 - ✓ *профілактика розвитку остеохондрозу шийного відділу хребта*
 - ✓ *нестабільність шийного відділу хребта*
 - ✓ *для людей з алергією та чутливою шкірою*
 - ✓ *для людей з надмірним потовиділенням*
 - ✓ *сну в будь якому положенні, особливо на животі ☺*



Серія Comfort Beauty – профілактика/комфорт

OPO-112 Wilm



Гладка поверхня литої форми з закритими ячейками м'якого пінополіурітану **VitaRest** з «*ефектом пам'яті*» забезпечує відчуття невагомості, повітрообміну та терморегуляції.

М'який пінополіурітан **VitaRest** містить рицинову (касторову) олію 22%, завдяки якій подушка має протизапальні, протигрибкові та антибактеріальні властивості. Ідеальне рішення для людей з алергією та чутливою шкірою, а також для людей з надмірним потовиділенням.

Ергономічна подушка зручної форми, що підтримує вигин шийного відділу хребта для комфортного сну у будь яких положеннях, завдяки спеціальним поглибленням та вирізу під шию.

Серія Trevel – профілактика/комфорт

ОРО-113 Matas

- *Лита форма*
- *М'яка*
- *Знімна велюрова наволочка*
- *Рекомендована:*
 - ✓ *під час тривалих подорожей у літаку, поїзді чи автомобілі*
 - ✓ *Позбавлення від хропіння під час сну, підковоподібна форма допоможе прийняти зручне положення*



Серія Trevel – профілактика/комфорт


OPO-113 Matas



Гладка поверхня литої форми з закритими ячейками м'якого пінополіурітану **VitaRest** з «ефектом пам'яті» забезпечує відчуття невагомості, повітрообміну та терморегуляції.

Забезпечує фізіологічно правильне положення голови та шиї, зменшує втому під час подорожей.

Фіксує шию в правильному анатомічному положенні, розвантажує м'язи шиї й плечового пояса.



Поліпшує кровопостачання голови та шиї внаслідок фізіологічно правильного положення шийного відділу хребта.

Серія Kids – профілактика/комфорт

OPO-104 XS

- *Різана форма*
- *М'яка*
- *Забезпечена внутрішнім захисним чохлам*
- *Рекомендована:*
 - ✓ *профілактика розвитку остеохондрозу шийного відділу хребта*
 - ✓ *нестабільність шийного відділу хребта*
 - ✓ *повноцінного відновлення організму під час сну і відпочинку дитини*



Серія Kids – профілактика

Kids OPO-104 XS

Різана форма з відкритими ячейками та м'якого пінополіуретану **VitaRest** з ефектом пам'яті забезпечує відчуття невагомості, повітрообміну та терморегуляції.

Рибиста поверхня надає масажний ефект для голови та шиї.

Анатомічна форма, що підтримує вигин шийного хребта та нормалізацію кровопостачання голови та шиї.

Забезпечує фізіологічно правильне положення голови та шиї під час сну.



Рекомендації по догляду

- ✓ не використовувати хімічний метод чистки
- ✓ основа в чохлах: суха чистка
- ✓ знімна наволочка: прати в теплій воді до 40 ° С м'якими мийними засобами, не викручувати, сушити далеко від нагрівальних приладів
- ✓ берегти від прямого сонячного світла
- ✓ тримати якомога далі від нагрівальних приладів
- ✓ не класти на виріб предмети, що можуть завдати механічні пошкодження
- ✓ Властивості в'язкоеластичного пінополіуретану – при температурному режимі +18° та нижче, подушка стає твердішою.

Еволюційний підхід до сну та відпочинку!

- ✓ Має Декларацію виробу медичного призначення
№ ПО/01 від 30.01.2025 року.
- ✓ Має висновок Державної санітарно-епідемологічної експертизи
- ✓ Поверненню подушки не підлягають!
- ✓ Гарантійний термін 6 місяців з дня продажу. Термін зберігання 5 років.



Еволюційний підхід до сну та відпочинку!



Дистриб'ютор
ортопедичної продукції

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

№ ПО/01.

ВИМОГАМ ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ ЩОДО МЕДИЧНИХ ВИРОБІВ.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ортомед Холдинг»

(повна назва виробника або його уповноваженої особи або постачальника)

вул. Лугова 9, м. Київ, 04074, Україна, код ЄДРПОУ 40399852,

(місце знаходження, для вітчизняного виробника – код ЄДРПОУ)

в особі

Директора Зінькова Івана Михайловича

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

підтверджує, що

ПОДУШКИ ОРТОПЕДИЧНІ ПІД ГОЛОВУ "Ортомед@"

(згідно з додатком 1 на 1 аркуші)

(повна назва продукції, тип, марка, модель)

Клас I (згідно п.9 Додатку 2 до Технічного регламенту щодо медичних виробів)

виробництва

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ортомед Холдинг»

Україна, 04074, Київ, вул. Лугова 9, Україна, код ЄДРПОУ 40399852,

(назва, адреса виробника, місце виробництва, для вітчизняного виробника – код ЄДРПОУ)

виготовляються серійно за

Технічними умовами ТУ У 32.5- 40399852-001:2024

(назва та позначення документації)

відповідають

Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою

вимогам

КМ України № 753 від 02.10.2013 р.

технічний/і регламент/ів на продукцію)

а також

ДСТУ 4388:2005; ДСТУ ISO 14971:2015; ДСТУ EN 980:2007; ДСТУ EN 1032:2014;
ДСТУ 7270:2012; ДСТУ EN ISO 10993-1:2015; ДСТУ ISO 10993-10:2004; ДСТУ ISO
2859-1:2001; ДСТУ ISO 4915:2005; ДСТУ ISO 4916:2005,

(позначення нормативних документів /за наявності/)

Процедура оцінки відповідності проведена згідно пунктів 1-4 **Додатку 8** (Порядок здійснення внутрішнього контролю виробництва медичних виробів) Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого Постановою КМ України № 753 від 02.10.2013 р.

Технічна документація для цілей підтвердження відповідності зберігається за адресою: вул. Лугова 9, м. Київ, 04074, Україна. № тел. + 380 44 502-23-77,

E-mail: info@omh.com.ua

Декларацію складено під цілковиту відповідальність виробника

Регістраційний № ПО/01. Зареєстровано 30.01.2025 р.

Декларація чинна до 29.01.2030 р.

Місце складання декларації про відповідність: м. Київ. Редакція 02.

Директор

(посада)

30.01.2025 р.

(дата)



І.М. ЗІНЬКОВ.

(підпис та прізвище)

TM OrtoMed – продукція, яка дарує здоров'я, красу
та настрої життя!



ORTOMED
HOLDING

Private Label



ORTOMED