



офіційний дистриб'ютор
ТМ ORTOSERVIS в Україні



БАНДАЖНА
ПРОДУКЦІЯ

“Свобода руху - якість життя”

2025 р.



- **Засновано у 2003 році**
- Компанія **OrtoMed Holding** є одним із найбільших дистриб'юторів ортопедичної продукції та засобів для реабілітації в Україні.
- **Понад 20 років досвіду** та експертності в ортопедичній галузі.



Наша місія:

«Ми несемо людям радість здорового та комфортного руху! Формуємо культуру здорового способу життя завдяки професійній експертизі та виявляємо високий рівень емпатії до наших клієнтів».

01

**КОНСУЛЬТАЦІЯ
ЩОДО АСОРТИМЕНТУ**

02

**УЗГОДЖЕННЯ
УМОВ СПІВПРАЦІ**

03

СПІВПРАЦЯ

04

**ПІСЛЯПРОДАЖНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ**

**Компанія дотримується високих
стандартів співпраці –**

навчання по продукту, постійна
актуалізація асортименту, гарантія
якості продукції.

ORTHOSERVICE AG -

Сімейне підприємство з-понад 40 річною історією, яке спеціалізується на виробництві широкого асортименту продукції: ортопедичних виробів, супінаторів та компресійного трикотажу.

Головна місія

Зробити свою продукцію доступною для якомога більшої кількості людей.

Приділяючи особливу увагу гнучкості та відповідальності, компанія прагне стати головним орієнтиром для техніків-ортопедів, експертів і пацієнтів.

Адже ефективна та неінвазивна реабілітація – це ключ до кращого життя.





ФІКСАТОРИ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

3 ВИДИ ЖОРСТКОСТІ		
м'які	напівжорсткі	жорсткі
 M8300, M8301 M8302	 	 M20304 M1530



M8302 (м'який)



Бандаж на шийний відділ хребта Cervilight soft, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Напівжорстка пінна структура
- Обтягнутий трубчастим трикотажем
- Задня система кріплення Velcro®
- Прання: тепла вода (30°C) і нейтральне мило
- Радіопрозорий

Призначення та рекомендації

- Легкі викривлення шийного відділу хребта (хлистова травма)
- Артрит шийного відділу хребта
- Кривошия
- Шийне запаморочення

Особливості

- Має спеціальну анатомічну форму з виїмкою для підборіддя
- Нормалізує кровообіг голови та шиї
- Обмеження руху в шийному відділі хребта

Розмір	S	M	L	XL
Окружність шиї, см	30/35	36/41	42/47	48/53
Висота шиї, см	6-8-10	6-8-10	6-8-10	6-8-10



**M8300,
M8301, (м'який)**



Бандаж на шийний відділ хребта Cervilight, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Напівжорстка пінна структура
- Обтягнутий трубчастим трикотажем
- Зовнішній ремінець з нетоксичного матеріалу, схожого на шкіру
- Задня система кріплення Velcro®

Призначення та рекомендації

- Невеликі та легкі викривлення шийного відділу хребта (хлистова травма)
- Кривошия
- Шийне запаморочення
- Артрит шийного відділу хребта

Особливості

- Має спеціальну анатомічну форму з виїмкою для підборіддя
- Нормалізує кровообіг голови та шиї
- Обмеження руху в шийному відділі хребта

Розмір	UNI	
Висота, см	7,5	10



M1530 (жорсткий)



Двостулковий шийний ортез з трахеальним отвором Cervistable, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Конструкція з двостулкової оболонки із системою кріплення Back Velcro
- Структура з нецитотоксичної полімерної піни відповідно до UNI EN ISO 10993-5
- Жорсткі пластини для задньої, передньої та центральної опори
- Радіопрозорий і водонепроникний
- Трахеальний отвір та отвори для вентиляції

Особливості

- Формується для ідеального прилягання до підборіддя, шиї та плечей
- Підготовлений до з'єднання зі стабілізатором грудної клітини або гіперекстензією

Призначення та рекомендації


- Важкі або серйозні викривлення шийного відділу хребта (хлистова травма)
 - Множинна дископатія шийного відділу хребта
 - Травма шиї
 - Артрит шийного відділу хребта
 - Патологічна недостатність, яка розвивається при наявності метастазів в шийному відділі хребта
- Застосування після операції на шийному відділі хребта

Розмір	S	M	L	
Окружність шиї, см	30/35	35/40	40/45	
Висота шиї*, см	6	8	11	13

*вертикальна відстань між верхньою стороною плеча і підборіддям



M20304 (жорсткий)



Бандаж посилений шийний Cervistable, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Серцевина з напівтвердого пінопласту (із закругленими краями), укріплена поліетиленом всередині дужки
- Чохол з трубчастого трикотажу
- Застібка Velcro® ззаду на шиї
- Прання теплою водою (30°C) і нейтральним милом

Призначення та рекомендації

- Легкі або помірні викривлення шийного відділу хребта (хлестова травма)
- Запаморочення, спричинене шиєю
- Шийний остеоартроз
- Помірні дископатії з супутнім шийно-плечовим больовим синдромом

Особливості

- Має спеціальну анатомічну форму з виїмкою для підборіддя
- Нормалізує кровообіг голови та шиї
- Обмеження руху в шийному відділі хребта

Розмір	S	M	L	XL
Окружність шиї, см	30/35	36/41	42/47	48/53
Висота шиї, см	6-8-10-12	6-8-10-12	6-8-10-12	6-8-10-12



ФІКСАТОРИ ПЛЕЧОВОГО СУГЛОБУ

3 ВИДИ ЖОРСТКОСТІ		
м'які	напівжорсткі	жорсткі
 M8404	 M8409, ME115, ME116, MS1063	 M1530, M8412, MOFT305



M8404 (м'який)

Бандаж для підтримки руки Sling-up, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Структура матеріалу із суміші бавовни
- М'який плечовий ремінь МТР із захистом з вельвету
- Система кріплення Velcro®

Призначення та рекомендації

- Підтримка передпліччя та зап'ястя
- Використовуйте у випадку акроміально-ключичного (після підвивиху 1°) або плечелопаткового спокою.
- Використовуйте у випадку іммобілізації плеча з ліктем у зігнутому положенні

Особливості

- Підтримка ліктя
- Підходить для лівої та правої руки



Розмір	S	M	L	XL
Довжина передпліччя, см	34	42	48	58



M20726 (напівжорсткий)

Ортез на плечовий суглоб Shouldercross, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Структура тканини BreathSkil (м'яка і дихаюча 3D тканина), зовнішнє покриття з міцної сітчастої тканини
- Перехресні еластичні ремінці для оптимальної стабілізації суглобів
- Бічний регульований ремінь, частково еластичний та прокладка під пахвами

Особливості

- Регулюється по руці, з гумками та системою кріплення Velcro®

Призначення та рекомендації

- Консервативне лікування нестабільності після переднього та заднього вивихів плечової кістки
- Захист під час занять спортом або роботи під час очікування операції, або після стабілізаційної операції
- Через три місяці після операції для відновлення ротаторної манжети, коли починаєте працювати або займатися спортом, у тому числі при масивних розривах ротаторної манжети
- Для реабілітаційного лікування плеча при хворобливій гіперслабості або функціональній нестабільності



Розмір	S	M	L	XL
макс.окружність біцепса, см	23/26	26/30	30/35	35/40



M8409 (напівжорсткий)



Бандаж для іммобілізації плечового суглобу Shouldfix, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Конструкція для підтримки руки з полікотону
- Іммобілізаційна стрічка з м'якої тканини з підкладкою
- Ремінці навколо плеча із застібками на липучках Velcro®
- Підтримка ліктя

Призначення та рекомендації

- Стабільні переломи плечової кістки
- Вивихи плечової кістки
- Розтягнення, вивихи плеча
- Післяопераційне лікування переломів плечової кістки та вивиху плечової кістки
- Післяопераційний період після тенорафії довгої головки двоголового м'яза плечової кістки

Особливості

- Рекомендується використовувати тільки для одного пацієнта

Розмір універсальний, підходить для правої та лівої руки



ME115

ME116 (напівжорсткий)



Бандаж на плечовий суглоб з абдукційною подушкою Extra-S 30°, правий - ME115, лівий – ME116, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Поролонова подушечка високої щільності з марлевым покриттям зі срібного волокна, що контактує з тілом
- Чохол і рукава виготовлені із зовнішнього марлевого нейлону, який застібається на липучку Velcro®
- Регульовані лямки з пряжками та системою кріплення Velcro®
- Захист шийного рукава
- Можливий зовнішній поворот на 30°
- Підтримуючий ремінь для великого пальця
- М'яч реабілітаційного призначення.
- Кишеня для рук з дихаючого матеріалу

Особливості

- Підходить для лівої та правої руки

Призначення та рекомендації

- Після операції (зовнішня ротація) для відновлення ротаторної манжети та м'яких тканин, шва суглобової губи плеча, капсулярної стабілізації
- Консервативне лікування перших вивихів плечової кістки

Розмір	S	M	L
Довжина передпліччя, см*	< 34	35/39	> 40

*заміри взяті від ліктя до кінця стиснутого кулака



MS1063 (напівжорсткий)



Ортез при підвивиху акроміально-ключичного суглоба, ORTOSERVISE, Швейцарія

Характеристики

- Бічний ремінь із пряжкою (помаранчевий) для швидкого зняття
- Регульована зручна опора для ліктя та передпліччя, напівжорстка підкладка з пінополіетилену для легкого застосування
- Регульований фіксуючий ремінь (білий) із системою кріплення Velcro®
- Задні ремені з постійним і попередньо встановленим натягом
- Велюрові лямки

Особливості

- Система призначена для штовхання ключиці вниз і плечової кістки вгору, щоб вирівняти акроміон і ключицю (екслюзив)
- Анатомічний гнучкий ортез для ключиці з прокладкою з пінополіетилену та поворотними шарнірами

Призначення та рекомендації

- Консервативне лікування для стабілізації акроміально-ключичного суглоба після травматичних вивихів I-II-III ступенів (на розсуд лікаря)
- Консервативне лікування після перелому далеко-дистального відділу ключиці

Розмір адаптується



ME210 (напівжорсткий)



Бандаж на плечовий суглоб з абдукційною подушкою Tor - S 15°, ORTOSERVISE, Швейцарія

Характеристики

- Накладка: поролон високої щільності зі сріблястим волокном, що контактує з тілом
- Зовнішній марлевий, нейлоновий чохол і рукава з системою кріплення Velcro®
- Дихаючий матеріал кишені для рук
- Фіксуючі ремені з регульованими пряжками з системою кріплення Velcro®
- Підтримуючий ремінь для великого пальця

Особливості

- Відведення під кутом 15°
- Підходить для лівої та правої руки
- Захист шийного рукава

Призначення та рекомендації


- Після операції (при абдукції) для відновлення ротаторної манжети та м'яких тканин, шва суглобової губи плеча, капсулярної стабілізації

Розмір	S	M	L
Довжина передпліччя, см*	< 34	35/39	> 40

*заміри взяті від ліктя до кінця стиснутого кулака



M8412 (жорсткий)



Бандаж для іммобілізації плечового суглобу Shouldfix зі знімною ліктьовою кишенею, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Слінг-кишенька з тканини на липучці, ідеально регулюється
- М'які підтяжки на липучках
- Ексклюзивний сітчастий ремінець на ліктьових блоках
- Фіксуюча стрічка з м'якої тканини.

Особливості

- Підходить для лівої та правої руки

Призначення та рекомендації

- Стабільні переломи плечової кістки
- Гленогумеральний вивих
- Викривлення плеча
- Лікування післяопераційних переломів плечової кістки та вивиху плечової кістки
- Після операції, після тенорафії довгої головки двоголового м'яза плечової кістки



MOFT305 (жорсткий)



Бандаж підтримуючий на руку і плече, з опорою для ліктя (дитячий), ORTHO, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Слінг із суміші бавовни
- М'яка тканина іммобілайзера
- Плечові ремені із застібками Velcro®

Особливості

- Підтримка ліктя
Підходить для лівої та правої руки

Призначення та рекомендації

- Складний перелом плечової кістки
- Гленогумеральний підвывих
- Розтягнення зв'язок плеча
- Післяопераційний догляд за переломами плечової кістки та втручаннями на підвывихах плечової кістки
- Післяопераційний догляд за довгою головкою сухожилля двоголового м'яза

Розмір	універсальний
Довжина сумки, см	23
Висота, см	22




ФІКСАТОРИ ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБУ

3 ВИДИ ЖОРСТКОСТІ		
м'які	напівжорсткі	жорсткі
 MB1132, M90132	 M4320, M91020	



MB1132 (м'який)



Бандаж компресійний на ліктьовий суглоб Episkill 32, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Дихаючий матеріал AirX™
- Вставка Soft-X для максимального комфорту
- Ремінець Velcro® з нейлону

Призначення та рекомендації

- Епіконділіт і медіальний епіконділіт
- Хронічний біль при бурситі або тендиніті

Особливості

- Цільове стиснення
- Підходить для лівої та правої руки

Розмір	XS	S	M	L	XL
Окружність передпліччя на 13 см вище ліктя	20/23	23/25	25/30	30/35	35/40



M90132 (м'який)



Бандаж компресійний на ліктьовий суглоб Epilastik 32, ORTOSERVISE, Швейцарія

Характеристики

- Еластичний трикотаж з динамічної сітки із зонами градуйованої компресії
- Анатомічний дизайн
- Силіконові вставки, що перерозподіляють компресію на надвиросток, а також подушечки для тиску на передпліччі

Призначення та рекомендації

- Латеральний епіконділіт (лікоть тенісиста)
- Медіальний епіконділіт (лікоть гравця в гольф)
- Хронічний біль від бурситу або тендиніту

Особливості

- Край рукава посилений силіконовою окантовкою для надання м'якості та протистояння розтягуванню під час застосування

Розмір	0	1	2	3	4	5	6
Окружність передпліччя, 13 см від надвиростка, см	17/19	19/21	21/23	23/25	25/27	27/29	29/31



M4320 (напівжорсткий)



Бандаж при епікондиліті Ері320, ORTOSERVISE, Швейцарія

Характеристики

- Неопрен з подвійною підкладкою зі шкіряним покриттям
- Застібка Velcro® з нейловою петлею
- Нековзка тканинна подушечка (пелот)

Призначення та рекомендації

- Гострий і хронічний епікондиліт та медіальний епікондиліт
- М'язові перенапруження
- Профілактика запалення під час занять спортом

Особливості

- Підходить для лівої та правої руки

Розмір	S	L
Окружність передпліччя, см	< 27	> 27



M91020 (напівжосткий)

Бандаж при епіконділіті Ері 020, ORTOSERVISE, Швейцарія

Характеристики

- Жорстка поліпропіленова С-подібна конструкція
- Система кріплення Velcro®
- М'яка подушечка з подвійною підкладкою МТР

Призначення та рекомендації

- Важкий і хронічний епіконділіт, медіальний епіконділіт
- М'язові напруги
- Профілактика запалення під час занять спортом

Особливості

- Цільове стиснення
- Підходить для лівої та правої руки



Розмір	XS	S	M	L	XL
Обхват передпліччя, см	20/22	23/25	26/28	29/31	32/34



ФІКСАТОРИ ПРОМЕНЕВО- ЗАП'ЯСТНОГО СУГЛОБУ

3 ВИДИ ЖОРСТКОСТІ		
м'які	напівжорсткі	жорсткі
	 МОFT500, M90100	 MP117, MP119, MP121, MP1341



MOFT500 (напівжорсткий)



Бандаж підтримуючий на руку дитячий, ORTO 14-500, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Жорстка алюмінієва шина для долоні, попередньо сформована та модельована (знімна)
- Подвійна підкладка з поролону
- Тильні підсилювальні шини
- Застібка з пряжками та ремінцями на липучках Velcro®

Особливості

- Отвір для великого пальця, обрамлений м'яким на дотик матеріалом для більшого комфорту

Призначення та рекомендації

- Розтягнення зв'язок зап'ястя
- Закриті переломи кінців променевої та ліктьової кістки
- Тендиніт зап'ястя
- Наслідки перелому зап'ястя або після раннього зняття гіпсу

Розмір	UNI
Довжина, см	15,5



M90100 (напівжорсткий)



Ортез на променево-зап'ястний суглоб з модульованою пластиною Manulite, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Зовнішнє покриття - нерозтяжний вельвет
- Система кріплення Velcro®
- Гачок Micro-Velcro® для вкорочення ремінця
- Алюмінієва шина для долоні, попередньо сформована та знімна, за рецептом лікаря
- Набивка виготовлена з МТР поруч із шинами
- З внутрішньої сторони - м'який на дотик матеріал (сумісний зі шкірою, зручний, дихаючий, стійкий до ковзання та антистатичний)

Особливості

- Отвір для великого пальця, обрамлений м'яким на дотик матеріалом для більшого комфорту
- Посилення жорсткої підтримки тильної сторони руки

Призначення та рекомендації

- Розтягнення зв'язок зап'ястя
- Стабільні переломи країв променевої та ліктьової кісток
- Тендиніт зап'ястя
- Артрити і артрози
- Після переломів зап'ястя або передчасного зняття гіпсу

Розмір	S	M	L
Обхват зап'ястя, см	13/18	18/23	23/28
Довжина, см	21	21	21



MP1117 (жорсткий)



Ортез на променево-зап'ястний суглоб, з пальцем, відкритий, PolFIT 17, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- 3D дихаюча тканина
- Фіксуючі жорсткі шини
- Система кріплення Velcro®

Особливості

- Алюмінієва шина для великого пальця, попередньо сформована та формована, за рецептом лікаря
- Алюмінієва шина для долоні, попередньо сформована та знімна, за рецептом лікаря

Призначення та рекомендації

- Розтягнення зв'язок зап'ястя
- Тендиніт зап'ястя
- Артрити і артрози
- Після переломів зап'ястя або передчасного зняття гіпсу
- Артроз трапецієподібно-п'ясткового суглоба і п'ястно-фалангового суглоба великого пальця
- Пошкодження ліктьової кістки суглоба великого пальця

Розмір	S	M	L	XL
Обхват зап'ястя, см	13/16	16/18	18/20	20/23
Довжина, см	20	20	20	20



MP1119 (жорсткий)



Орtez на променево-зап'ястний суглоб з пальцем, короткий, відкритий, PolFIT 19, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- 3D дихаюча тканина
- Фіксуючі жорсткі шини
- Система кріплення Velcro®

Призначення та рекомендації

- Розтягнення зв'язок зап'ястя
- Тендиніт зап'ястя
- Артрити і артрози
- Після переломів зап'ястя або передчасного зняття гіпсу
- Стабільний перелом променевої та ліктьової кісток передпліччя


Особливості

- Алюмінієва шина для долоні, попередньо сформована та знімна, за рецептом лікаря

Розмір	S	M	L	XL
Обхват зап'ястя, см	13/16	16/18	18/20	20/23



MP1121 (жорсткий)



Ортез на променево-зап'ястний суглоб, відкритий, PolFIT 21, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Повне дорсальне відкриття
- 3D дихаюча тканина
- Чотири кільця та застібки на липучках Velcro®
- Фіксуючі жорсткі шини

Особливості

- Алюмінієва шина для долоні, попередньо сформована та знімна, за рецептом лікаря

Призначення та рекомендації

- Лікування стабільних переломів метадиального епіфіза променевої та ліктьової кісток (визнаних ортопедом стабільними)
- Післяопераційний період після нестабільного дистального перелому променевої та ліктьової кісток
- Розтягнення зв'язок зап'ястя
- Тендиніт
- Переломи зап'ястя (крім човноподібної), які лікували хірургічним або консервативним шляхом
- Ускладнення ревматоїдного артриту
- Післяопераційний період після переломів п'ясткової кістки
- Променево-зап'ястний артроз

Розмір	S	M	L	XL
Обхват зап'ястя, см	13/16	16/18	18/20	20/23
Довжина, см	26	26	26	26



MP1341 (жорсткий)



Ортез на променево-зап'ястковий суглоб, відкритий, PolFIT 21, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Регульована конструкція з 2 металів різної жорсткості
- Система кріплення Velcro®
- Ергономічна форма, матеріал зі срібного волокна, що контактує з тілом

Призначення та рекомендації

- Консервативне та хірургічне лікування метадиального епіфіза передпліччя, переломів зап'ястя (крім човноподібної), переломів п'ястної кістки
- Наслідки переломів
- Тендинопатія кисті та зап'ястя
- Пошкодження згиначів і розгиначів пальців/тенорафія
- Променево-зап'ястний артрит
- Неврологічний дефіцит з подальшим паралічем

Протипоказання

- Спастичність помірного та важкого ступеня

Розмір	S	M	L
Ширина долоні (п'ястка), см	5,5/7	7/8,5	8,5/10
Довжина ортеза, см	30	34	37



ФІКСАТОРИ ФАЛАНГ ПАЛЬЦІВ РУКИ

3 ВИДИ ЖОРСТКОСТІ		
м'які	напівжорсткі	жорсткі
	 M21006	 M2001



M21006 (напівжорсткий)



Ортез для великого пальця руки Rizostab, ORTOSERVISE, Швейцарія

Характеристики

- Безшовна зварна конструкція для максимального комфорту
- Анатомічний дизайн
- Серцевина з алюмінієвого сплаву
- Покрита міцною м'якою технічною тканиною, яка пропускає повітря та дуже тонка
- Регульований ремінь Velcro®

Особливості

- Легке та інтуїтивно зрозуміле кріплення
- Підходить для правої та лівої руки
- Серцевина може бути відформована відповідно до форми руки пацієнта

Призначення та рекомендації

- Ризартроз
- Тендиніт великого пальця
- Теносиновіт де Кервена
- П'ястно-фаланговий розтяг
- Пошкодження Стенера
- Наслідки перелому Беннета
- Наслідки реконструктивної хірургії трапеції та операції на великому пальці

Розмір	S	L
Обхват зап'ястя, см	14-18	18-22



M2001 (жорсткий)

Шина пальця (Дистальна фаланга) Stax, ORTOSERVISE, Швейцарія

Характеристики

- Прозорий пластик
- Жорсткий пластик і вентиляційні отвори

Призначення та рекомендації

- Пошкодження сухожилля розгинача
- Пошкодження Сегонда
- Переломи дистальної фаланги
- Розтягнення зв'язок дистального міжфалангового суглоба
- Побиті нігті
- Після операції на сухожиллі

Особливості

- виріб потребує примірки



Доступні розміри	1-2-3-4-5-5½-6-7
Колір	прозорий



ФІКСАТОРИ ПАЛЬЦІВ СТОПИ

3 ВИДИ ЖОРСТКОСТІ		
м'які	напівжорсткі	жорсткі
		 M21361



M21361 (жорсткий)

Вальгусна шина Navar, ORTOSERVISE, Швейцарія

Характеристики

- Полімерна шина, шарнірно закріплена на плюснефаланговому суглобі
- М'який поролон
- Регульовані ремінці Velcro®

Призначення та рекомендації

- Hallux valgus (буніон)
- Легке або помірне неправильне положення великого пальця стопи
- Бурсит плюснефалангового суглоба великого пальця стопи

Особливості

- Підходить для носіння босоніж,
в зручному взутті або на ніч



Розмір	S	L
Обхват плюсни, см	14-18	18-22

КОРЕКТОРИ ТА РЕКЛІНАТОРИ




3 ВИДИ ЖОРСТКОСТІ

м'які	напівжорсткі	жорсткі
		 M1335, M33049, M8503, M90074, MT1049, MOFT315



M1335 (жорсткий)



Реклінатор ортопедичний, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Основна тканина - щільна нееластична бавовна (98%)
- Натуральний склад, повітропроникний
- Ексклюзивний анатомічний дизайн
- Передня система кріплення Velcro® зі зручною ручкою для легкого закривання
- Посилені еластичні ремені для цілеспрямованого тиску та ідеальної стабілізації поперекового м'яза

Особливості

- М'які лямки під пахвами
- 2 жорсткі, передня і задня термоформовані накладки, за рецептом лікаря
- Додаткові жорсткі фіксатори (за призначенням лікаря), вставляються в 4 лінійні кишені на спині.
- Адаптується до патології пацієнта

Призначення та рекомендації

- Біль у спині через артроз або кіфоз
- Наслідки переломів спинних хребців та/або верхніх поперекових хребців
- Наслідки стабільних компресійних переломів поперекового відділу хребта внаслідок остеопорозу або метастазів

Розмір	XS	S	M	L	XL	XXL
Окружність тазу, см	70/80	80/90	90/100	100/110	110/120	120/130
Висота спереду, см	23	23	23	23	23	23
Висота спинки, см	55	55	55	55	55	55



M33049 (жорсткий)



Реклінатор ортопедичний, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Гнучка внутрішня рама з радіопрозорого алюмінієвого сплаву
- Спинно-черевні лямки з матеріалу з низьким тертям
- Спинно-черевні ремені кріпляться безпосередньо до металевої рами за допомогою пряжок, що саморегулюються і кнопок
- Біодинамічна, еластична спинна вставка
- М'які плечові ремені з можливістю попереднього налаштування їх положення
- Підкладка з поліетилену на велюрі

Особливості

- Унікальна система натягу збільшує прикладену силу, щоб підсилити натяг лямок
- Абдомінальний корсет забезпечує більший комфорт і стабільність (застібка на липучці Velcro®, регульована довжина, скріплена еластична частина MTP і технічна еластична тканина)

Призначення та рекомендації

- Болі в спині та поперековому відділі хребта в період відновлення після стабільних компресійних переломів попереково-грудного відділу хребта
- Стабільні компресійні переломи спинно-поперекових хребців, викликані остеопорозом або метастатичними пухлинами
- Гіперкіфоз грудного відділу хребта, посттравматичний або викликаний артрозом
- Ювенільний остеохондроз

Розмір	XS	S	M	L
Відстань T1-L5, см	35/41	41/47	47/54	54/61
Окружність таза, см	70/125	70/125	70/125	70/125



M8503 (жорсткий)

Фіксатор для ключиці Octofix (cvb), ORTOSERVISE, Швейцарія

Характеристики

- М'яка марлева тканина з підкладкою
- Фіксатор восьмиподібної форми із системою кріплення Back Velcro®

Призначення та рекомендації

- Переломи ключиці
- Підвигих акроміально-ключичного суглоба

Особливості


- Фіксує положення ключиць, зменшуючи біль при переломах



Розмір	XS	S	M	L	XL	XXL
Окружність грудей, см	55/70	70/85	85/100	100/110	110/120	120/135



M90074 (жорсткий)



Корсет на грудний відділ Lumborull, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Дорсальні вставки, що самоформуються
- Двошарова комбінована набивка з пінополіетилену
- Нові плечові ремені, що регулюють довжину, з еластичною панеллю ззаду

Особливості

- У поєднанні з Lumborull 70 або 72 він стає ортопедичним корсетом для плеча з м'якою підкладкою з плечовими ременями
- Існує також можливість вставити гнучку, стабільну внутрішню раму, яка виготовлена з алюмінієвого, радіопрозорого сплаву
- Забезпечує надійну посадку

Призначення та рекомендації

- Біль у спині через артроз або кіфоз
- Наслідки переломів спинних хребців та/або верхніх поперекових хребців
- Наслідки стабільних компресійних переломів спинного відділу хребта внаслідок остеопорозу або метастазів

Розмір	XS	S	M	L
Відстань T1-L5, см	35/41	41/47	47/54	54/61



MT1049 (жорсткий)



Корсет ортопедичний Spinalplus, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- М'які плечові ремені з налаштуванням положення, яке можна встановити перед використанням
- Застібка на липучках Velcro®
- Еластична вставка з біодинамічним ефектом
- Пряжки з точками кріплення, що самовирівнюються
- Двошаровий ПЕ наповнювач із велюровою та сітчастою тканиною

Особливості

- Формована внутрішня конструкція з алюмінієвого сплаву, проникна для рентгенівського випромінювання (за винятком фіксаторів)
- Натяжні ремені на животі та спині, виготовлені з комфортного до тіла матеріалу
- Найсучасніша система натягу ременів, захищена патентом EP2502608; US8795215

Призначення та рекомендації

- Болі в спині та поперековому відділі хребта в період відновлення після стабільних компресійних переломів попереково-грудного відділу хребта
- Стабільні компресійні переломи попереково грудного відділу хребта внаслідок остеопорозу або метастатичних уражень
- Гіперкіфоз грудного відділу хребта, зумовлений травмою або артрозом міжхребцевих сполук
- Ювенільний (підлітковий) остеохондроз

Розмір	XS	S	M	L
Відстань T1-L5, см	35/41	41/47	47/54	54/61



MOFT315 (жорсткий)

Бандаж ключичний дитячий, ORTO, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Виготовлений з марлевої тканини з підкладкою

Призначення та рекомендації

- Переломи ключиці
- Підвих акроміально-ключичного суглоба

Особливості

- Накладається так само, як пов'язка у вигляді вісімки із застібкою Velcro®



Розмір універсальний

ФІКСАТОРИ КОЛІННОГО СУГЛОБУ



3 ВИДИ ЖОРСТКОСТІ		
м'які	напівжорсткі	жорсткі
	 M20014, M33108, M33108A, MG1108, MG1108A, MG1116, MG1160	 MOFT700, M33115, M33115A, MG1129, M8104, M8105, M8106, M8107, M9540, MG1115A, MG1125, MG1125A, MG1129, MG1129A



MG1160 (напівжорсткий)

Бандаж на колінний суглоб GenuFIT 60, ORTOSERVISE, Швейцарія

Характеристики

- Повітропроникна тканина AirX™
- Нова м'яка тканина Soft-X для вставки під коліно (без центрального шва) для кращого комфорту
- Більш м'який та еластичний край

Призначення та рекомендації

- Біль у коліні через забиття
- Початкова стадія артрозу
- Розтягнення колатеральних зв'язок першого ступеня
- Тендиніт

Особливості

- Анатомічний ультраплаский дизайн для гнучкості рухів та ідеального прилягання
- Підходить для правої та лівої ноги



Розмір	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват стегон (на 15 см вище середини колінної чашечки)	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Довжина, см	27	27	27	27	27	27



М33108А (напівжорсткий)



Ортез на колінний суглоб Genuskill 08a, зі спіральними ребрами жорсткості, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

Конструкція з BreathSkill:

- М'який і дихаючий
- 3D тканина
- Сітка високої зносостійкості
- Нова система кріплення Velcro® для легшого застібання

Підтримка CompresSkill:

- Еластичний, багатоволоконний і компресійний матеріал
- Ультранизький профіль проти подразнення для кращого комфорту (згинання коліна)
- Ідеальне прилягання
- Стабілізатор колінної чашечки з парою медіальних і бічних опор для базової середньо-латеральної стабілізації

Призначення та рекомендації

- Біль у коліні на ранній стадії або наслідки після травми розтягнення з помірною залишковою слабкістю колатеральних зв'язок (неопераційне коліно)

Верхні та нижні стабілізуючі ремені:

- Симетрична система кріплення, щоб уникнути обертання скоби під час кріплення

Розмір	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват стегон (на 15 см вище середини колінної чашечки)	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Висота, см	34	34	34	34	34	34



M33108 (напівжорсткий)

Ортез на колінний суглоб Genuskill 08, зі спіральними ребрами жорсткості та стабілізатором колінної чашечки, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

Конструкція з BreathSkill:

- М'який і дихаючий
- 3D тканина
- Сітка високої зносостійкості
- Фронтальна опора FlexSkill
- Стабілізатор колінної чашечки

Підтримка CompresSkill:

- Еластичний, багатоволоконний і компресійний матеріал
- Ультранизький профіль проти подразнення для кращого комфорту (згинання коліна)
- Ідеальне прилягання
- Медіальні та латеральні опори для правильного розташування ортеза

Призначення та рекомендації

- Біль у коліні на ранній стадії або наслідки після травми розтягнення з помірною залишковою слабкістю колатеральних зв'язок (неопераційне коліно)
- Легка нестабільність середньо-латеральної чашечки
- Пателлофemorальний артроз

Верхні та нижні стабілізуючі ремені:

- Симетрична система кріплення, щоб уникнути обертання скоби під час кріплення
- Гумові застібки для легкого відкриття Velcro®



Розмір	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват стегон (на 15 см вище середини колінної чашечки)	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Висота, см	34	34	34	34	34	34



M20014 (напівжорсткий)

Ортез на колінний суглоб KOA при гонартрозі, ORTOSERVISE, Швейцарія

Характеристики

- Еластична тканина PlusComfort: бавовна всередині та поліестер зовні
- Одностороння вставка з легкого алюмінієвого сплаву з граничним кутом висунання 0°, 10°, 20°, 30°, 40° і згинанням 45°, 60°, 75°, 90°
- Фіксуючі пряжки з вбудованою блокуючою тягою для легкого натягування, магнітом для фіксації натягіння після одягання.
- Техногелева подушечка для розсіювання тиску ременів
- Ремені Velcro®, які легко регулюються
- Стегнові та литкові ремені з еластичним елементом для кращого комфорту під час руху та рухома підкладка з липучкою Velcro®

Призначення та рекомендації

- Помірний однокамерний гонартроз
- Післяопераційне лікування хряща або меніска

Особливості

- Ефективне одностороннє зниження компресії за допомогою триточнової системи навантаження
- Система спрацьовує при необхідності: знижується тиск при сидінні і напруга при стоянні
- Легке регулювання натягу за допомогою системи лебідки



Розмір	XS	S	M	L	XL	XXL
Окружність сер-ни коліна, см	30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48/54
Висота, см	40	40	40	40	40	40



MG1108 (напівжорсткий)



Ортез на колінний суглоб Genufit 08 зі спіральними ребрами жорсткості та стабілізатором колінної чашечки, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Повітропроникна тканина Aer-OS
- Більш м'який та еластичний край
- М'яка тканина Soft-X для вставки під коліно (без центрального шва) для кращого комфорту
- Стабілізатор піни Patella
- Нова система кріплення: реміні з пряжками та еластична підтримка для регулювання тиску
- Нові низькопрофільні кишені з гнучкого пінопласту, захисні чохла та ремінці

Призначення та рекомендації

- Біль у коліні на ранній стадії або наслідки після травми розтягнення з помірною залишковою слабкістю колатеральних зв'язок (неопераційне коліно)
- Легка нестабільність середньо-латеральної чашечки
- Пателлофemorальний артроз

Особливості

- Анатомічний, ультраплаский дизайн для гнучкості рухів та ідеального прилягання
- Підтримуючі бічні спіральні ребра жорсткості
- Підходить для правої та лівої ноги

Розмір	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват стегон (на 15 см вище середини колінної чашечки)	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Довжина, см	34	34	34	34	34	34



MG1108A (напівжорсткий)

Ортез на колінний суглоб зі спіральними ребрами жорсткості Genufit 08a, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Повітропроникна тканина AirX™
- Більш м'який та еластичний край
- М'яка тканина Soft-X для вставки під коліно (без центрального шва) для кращого комфорту
- Стабілізатор піни Patella
- Нова система кріплення: реміні з пряжками та еластична підтримка для регулювання тиску
- Нові низькопрофільні кишені з гнучкого пінопласту, захисні чохла та ремінці

Призначення та рекомендації

- Біль у коліні на ранній стадії або наслідки після травми розтягнення з помірною залишковою слабкістю колатеральних зв'язок (неопераційне коліно)

Особливості

- Анатомічний, ультраплаский дизайн для гнучкості рухів та ідеального прилягання
- Підтримуючі бічні спіральні ребра жорсткості
- Підходить для правої та лівої ноги



Розмір	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват стегон (на 15 см вище середини колінної чашечки)	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Довжина, см	34	34	34	34	34	34



MG1116 (напівжорсткий)

Ортез на колінний суглоб GenuFIT 16, ORTOSERVISE, Швейцарія

Характеристики

- Конструкція з дихаючої тканини AirX™
- Медіальна та латеральна спіральні ребра жорсткості
- 3 лебідками (регульовані)
- Тканина Soft-X для колінної вставки для кращого комфорту

Призначення та рекомендації

- Середньолатеральна нестабільність колінної чашечки
- Пателлофеморальний артроз
- Гонартрит

Особливості

- Відкрита колінна чашечка з бічним J-подібним спініним стабілізатором



Розмір	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват стегон (на 15 см вище середини колінної чашечки)	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Довжина, см	34	34	34	34	34	34



MOFT700 (жорсткий)

Ортез для колінного суглобу дитячий, ORTOSERVISE, Швейцарія

Характеристики

- Конструкція з м'якого поролону з двома підкладками
- Внутрішня підкладка з махрової тканини
- Жорсткі, але формовані медіальний, бічний і задній стрижні з легкого металевого сплаву
- Регульовані опорні пластини, всередині та збоку

Призначення та рекомендації

- Імобілізація з розгинанням коліна (післяопераційний або посттравматичний догляд)

Особливості

- Повне розкриття ортезу



Імобілізація при	0°	0°
Довжина, см	20	30
Окружність стегна, см	24/35	34/45



M33115 (жорсткий)

Ортез на колінний суглоб із петлями управління F-E та стабілізатором колінної чашечки, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

Конструкція з BreathSkill:

- М'який і дихаючий
- 3D тканина
- Сітка високої зносостійкості
- Фронтальна опора FlexSkill
- Стабілізатор колінної чашечки

Підтримка CompresSkill:

- Еластичний, багатоволоконний і компресійний матеріал
- Ультранизький профіль проти подразнення для кращого комфорту (згинання коліна)
- Ідеальне прилягання
- Пара поліцентричних петель для середньої бічної стабілізації (згинання лише до 60° або 90°)

Призначення та рекомендації

- Біль у коліні або наслідки після травми, розтягнення з помірною залишковою в'ялістю колатеральних зв'язок (неопераційне коліно)
- Легка нестабільність середньо-латеральної чашечки
- Пателлофеморальний артрит

Верхні та нижні стабілізуючі ремені:

- Симетрична система кріплення, щоб уникнути обертання скоби під час кріплення
- Шарнірна центральна пряжка для «автоматичної» адаптації до ноги



Розмір	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват стегон (на 15 см вище середини колінної чашечки)	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Довжина, см	34	34	34	34	34	34



М33115А (жорсткий)

Ортез на колінний суглоб з шарнірами Genuskill 15А, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

Конструкція з BreathSkill:

- М'який і дихаючий
- 3D тканина
- Сітка високої зносостійкості
- Новий передній отвір із липучкою Velcro®

Підтримка CompresSkill:

- Еластичний багатоволоконний і компресійний матеріал
- Ультранизький профіль проти подразнення для кращого комфорту (згинання коліна)
- Ідеальне прилягання
- Стабілізатор колінної чашечки з парою поліцентричних шарнірів для середньо-бічної стабілізації (згинання лише до 60° або 90°)

Призначення та рекомендації

- Біль у коліні або наслідки після травми розтягнення з помірною залишковою в'ялістю колатеральних зв'язок (неопераційне коліно)

Верхні та нижні стабілізуючі ремені:

- Симетрична система кріплення, щоб уникнути обертання скоби під час кріплення
- Гумова вкладка для легкого кріплення Velcro®
- Шарнірна центральна пряжка для «автоматичної» адаптації до ноги



Розмір	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват стегон (на 15 см вище середини колінної чашечки)	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Довжина, см	34	34	34	34	34	34



MG1129 (жорсткий)

Ортез на колінний суглоб GenuFIT 29, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Повітропроникна тканина AirX™ і система кріплення Velcro®
- М'яка тканина Soft-X для вставки під коліна (без центрального шва)
- Ультранизькопрофільні поліцентричні петлі
- Більш м'який та еластичний край
- Отвір колінної чашечки зі спіненим стабілізатором, подвійний передній отвір для легкого встановлення скоби, виріз надколінка

Призначення та рекомендації

- Функціональне лікування першого та другого ступеня розтягнень латеральної/медіальної, колатеральної зв'язок
- Профілактика повторних розтягнень LCM і LCL травм під час занять спортом
- Середньолатеральна хронічна нестабільність
- Пателлофеморальний артроз
- Нестабільність внаслідок артрозу (коліно, що не підлягає оперуванню)

Особливості

- Анатомічний, ультраплаский дизайн для гнучкості рухів та ідеального прилягання
- Поліцентричне з'єднання легко регулюється ззовні за допомогою шпильок. Згинання, розгинання та блокування 0°, 15°, 30°, 60°, 90°
- Підходить для правої та лівої ноги

Розмір	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват стегон (на 15 см вище середини колінної чашечки)	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Довжина, см	34	34	34	34	34	34





M8104 M8106
M8105 M8107
(жорсткий)



Фіксатор колінного суглобу Immok 0°, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Конструкція з м'якого поролону з двома підкладками
- Внутрішній матеріал махровий
- Медіальні та латеральні жорсткі вставки та задні вставки з регульованого легкого сплаву
- Регульовані медіальна та латеральна вставки
- Розкриття колінної чашечки
- Висота 40 см

Особливості

- Можна мити
- Підходить для правої та лівої ноги

Призначення та рекомендації

- Післяопераційна або посттравматична іммобілізація з розгинанням коліна

Артикул	M8104	M8105	M8106	M8107
Іммобілізація при	0°	0°	0°	0°
Довжина, см	40	50	60	70



M9540 (жорсткий)



Ортез на коліно Pluspoint3 short, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Оправа зі спеціального алюмінієвого сплаву, легка і стійка, регульована
- Пряжки (індивідуально знімні) зі спеціальної гнучкої піни з системою проти обертання
- Нові посилені липучки Velcro®
- Обшивка ременів МТР, покрита м'яким вельветом, без швів і клейових з'єднань
- Новий і наднизький профіль для поліцентричного з'єднання, яке легко регулюється за допомогою клинів БЕЗ будь-якого інструменту

Особливості

- Новий анатомічний дизайн для ідеального прилягання
- У комплект входять два набори подушечок різної товщини, легко замінних для легкої адаптації коліна
- Внутрішня обшивка каркаса (знімається для чищення) фіксується автоматично
- Гіпоалергенний, багатофункціональний матеріал, з властивостями антиковзання

Призначення та рекомендації

- ACL, MCL, LCL, PCL нестабільність і розриви, комбінована нестабільність
- Комплексна нестабільність колінного суглоба, травматична або дегенеративна
- До/післяопераційна реабілітація або консервація
- Захист зв'язок під час занять спортом

Розмір	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват стегон (на 15 см вище середини колінної чашечки)	34/39	39/47	45/53	53/60	60/67	67/75
Довжина, см	40	40	40	40	40	40



MG1115A (жорсткий)

Ортез на колінний суглоб GenuFIT 15A, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Повітропроникна тканина AirX™
- Більш м'який та еластичний край
- М'яка тканина Soft-X для вставки під коліно (без центрального шва) для кращого комфорту
- Ультранизькопрофільні поліцентричні петлі з кутом згинання до 60°, 90°
- Нова система кріплення: ремені з пряжками та еластична підтримка для регулювання тиску
- Новий подвійний передній отвір для легкого встановлення скоби

Призначення та рекомендації

- Біль у коліні на ранній стадії або наслідки після травми розтягнення з помірною залишковою слабкістю колатеральних зв'язок (неопераційне коліно)

Особливості

- Анатомічний, ультраплаский дизайн для гнучкості рухів та ідеального прилягання
- Внутрішня система кріплення для попередньої фіксації та зовнішня система кріплення для остаточної фіксації
- Підходить для правої та лівої ноги



Розмір	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват стегон (на 15 см вище середини колінної чашечки)	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Довжина, см	34	34	34	34	34	34



MG1125 (жорсткий)

Ортез на колінний суглоб GenuFIT 25, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Повітропроникна тканина AirX™
- Нова м'яка тканина Soft-X для вставки під коліно (без центрального шва) для кращого комфорту
- Більш м'який та еластичний край
- Отвір колінної чашечки зі стабілізатором із спіненого матеріалу

Особливості

- Анатомічний, ультраплаский дизайн для гнучкості рухів та ідеального прилягання
- Новий і наднизький профіль для поліцентричного з'єднання CLICKCLACK, легко регулюється за допомогою клинів БЕЗ будь-якого інструменту
- Підходить для правої та лівої ноги

Призначення та рекомендації

- Функціональне лікування вивихів I та II ступеня медіальної/латеральної, колатеральної зв'язок;
- Попередження рецидивів вивихів медіальної та латеральної, колатеральної зв'язок під час занять спортом;
- Хронічна латеральна/медіальна нестабільність надколінка
- Пателлофеморальний артроз
- Нестабільність внаслідок артрозу



Розмір	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват стегон (на 15 см вище середини колінної чашечки)	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Довжина, см	34	34	34	34	34	34



MG1125A (жорсткий)



Ортез на колінний суглоб GenuFIT 25A, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Повітропроникна тканина AirX™
- Нова м'яка тканина Soft-X для вставки під коліно (без центрального шва) для кращого комфорту
- Отвір колінної чашечки зі стабілізатором із спіненого матеріалу
- Новий подвійний передній отвір для легкого встановлення скоби

Особливості

- Внутрішня система кріплення для попередньої фіксації та зовнішня система кріплення для остаточної фіксації
- Анатомічний, ультралаский дизайн
- Новий і наднизький профіль для поліцентричного з'єднання CLICKCLACK, легко регулюється за допомогою клинів БЕЗ будь-якого інструменту
- Підходить для правої та лівої ноги

Призначення та рекомендації

- Функціональне лікування вивихів I та II ступеня медіальної/латеральної, колатеральної зв'язок;
- Попередження рецидивів вивихів медіальної та латеральної, колатеральної зв'язок під час занять спортом;
- Хронічна латеральна/медіальна нестабільність надколінка
- Пателлофеморальний артроз
- Нестабільність внаслідок артрозу

Розмір	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват стегон (на 15 см вище середини колінної чашечки)	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Довжина, см	34	34	34	34	34	34



MG1129 (жорсткий)

Ортез на колінний суглоб GenuFIT 29, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Повітропроникна тканина AirX™ і система кріплення Velcro®
- Нова м'яка тканина Soft-X для вставки під коліна (без центрального шва) для кращого комфорту
- Ультра низькопрофільні поліцентричні петлі з кутом згинання до 60°, 90°
- Отвір колінної чашечки зі спіненим стабілізатором
- Новий подвійний передній отвір для легкого встановлення скоби

Особливості

- Анатомічний, ультраплаский дизайн для гнучкості рухів та ідеального прилягання
- Поліцентричне з'єднання легко регулюється ззовні за допомогою шпильок. Згинання, розгинання та блокування 0°, 15°, 30°, 60°, 90°
- Підходить для правої та лівої ноги

Призначення та рекомендації

- Функціональне лікування першого та другого розтягнень латеральної/медіальної, колатеральної зв'язок
- Профілактика повторних розтягнень LCM і LCL, травм під час занять спортом
- Середньолатеральна хронічна нестабільність
- Пателлофеморальний артроз
- Нестабільність внаслідок артрозу (коліно, що не підлягає оперуванню)



Розмір	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват стегон (на 15 см вище середини колінної чашечки)	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Довжина, см	34	34	34	34	34	34



MG1129A (жорсткий)

Ортез на колінний суглоб GenuFIT 29A, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Повітропроникна тканина AirX™ і система кріплення Velcro®
- Нова м'яка тканина Soft-X для вставки під коліна (без центрального шва) для кращого комфорту
- Ультра низькопрофільні поліцентричні петлі з кутом згинання до 60°, 90°
- Отвір колінної чашечки зі спіненим стабілізатором
- Новий подвійний передній отвір для легкого встановлення скоби

Особливості

- Анатомічний, ультрапластичний дизайн для гнучкості рухів та ідеального прилягання
- Поліцентричне з'єднання легко регулюється ззовні за допомогою шпильок. Згинання, розгинання та блокування 0°, 15°, 30°, 60°, 90°
- Підходить для правої та лівої ноги

Призначення та рекомендації

- Функціональне лікування першого та другого розтягнень латеральної/медіальної, колатеральної зв'язок
- Профілактика повторних розтягнень LCM і LCL, травм під час занять спортом
- Середньолатеральна хронічна нестабільність
- Пателлофеморальний артроз
- Нестабільність внаслідок артрозу (коліно, що не підлягає оперуванню)



Розмір	XS	S	M	L	XL	XXL
Обхват стегон (на 15 см вище середини колінної чашечки)	33/39	39/45	45/52	52/58	58/66	66/75
Довжина, см	34	34	34	34	34	34

ФІКСАТОРИ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБУ



3 ВИДИ ЖОРСТКОСТІ		
м'які	напівжорсткі	жорсткі
 M33080	 MA1181, M90062, M9051, MA1181	 M400/OV, M450, M500, MA1028,



M33080 (м'який)



Бандаж на гомілковостопний суглоб Malleolite, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Виготовлений з тканини Sensitive[®], яка є еластичною, дихаючою, стійкою до розривів і антистатичною
- Анатомічна форма та відкритий дизайн
- Застібається позаду на липучку Velcro[®]
- Еластичні бретелі перехресшуються на супінаторі

Призначення та рекомендації

- Розтягнення великогомілкової кістки 1 ступеня
- Тендинопатія маломілкової кістки або стопи
- Легкий біль у суглобах

Особливості

- Підтримка щиколотки з еластичною фігурою з 8 ременів

Розмір	S	M	L
окружність щиколотки, см	24-28	28-33	33-38



M90062 (напівжорсткий)

Нічний ортез на гомілковостопний суглоб Malleonite, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Зручна, м'яка підкладка
- Регульовані ремені Velcro® для литок і ніг м'які для оптимального комфорту
- У комплект входить додатковий ремінь, який можна використовувати на висоті щиколотки

Призначення та рекомендації

- Плантарний фасциит
- Тендинопатія ахіллового сухожилля
- Падіння стопи
- Біль після пробудження

Особливості

- Шарнірну полімерну шину можна розташувати для індивідуальної підтримки за допомогою регульованого плантарного флексійного ремня
- Підходить для правої і лівої ноги



Розмір	S/M	L/XL
Розмір взуття	36/42	43/48



M9051 (напівжорсткий)

Фіксатор при відвисаючій стопі Afo Extrastrong, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Структура з поліоксилметилену (ацеталь смоли) негігроскопічна, не деформується, стійка та еластична
- М'яка підкладка для захисту великогомілкової кістки і гомілки (підкладка МТР, з обох сторін легке велюрове покриття)
- Ремінь Velcro® на висоті литок
- Застібка Velcro® на попереку

Особливості

- Окремо для лівої та правої ноги

Призначення та рекомендації

- Падіння стопи
- Легкий або помірний спастичний еквінус



Розмір	S	M	L	XL
Висота, см	28	29	34	39
Розмір взуття	35/39	40/43	41/44	> 44



MA1181 (напівжорсткий)

Ортез на гомілковостопний суглоб MalleoFIT 81, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Ортопедичний неопрен з подвійною підкладкою
- Спіральні арматурні стрижні з двох сторін
- Відкрита п'ята
- Зверху застібається на ремінець Velcro®

Призначення та рекомендації

- Консервативне лікування після розтягнення зв'язок 2 ступені
- Гострі тендинопатії
- Післяопераційна реабілітація
- Допомога у відновленні спортивної активності після розтягнення зв'язок 2 і 3 ступені
- Хронічний біль у суглобах, спричинений артрозом

Особливості

- Підходить для лівої та правої ноги
- Перехресні супінатори із застібками Velcro® проходять під підошвою стопи та навколо щиколотки для максимальної стабільності



Розмір	S	M	L	XL
окружність від підйому до п'яти, см	26/29	29/32	32/35	35/38



MA1181 (напівжорсткий)

Ортез на гомілковостопний суглоб MalleoFIT 81, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Ортопедичний неопрен з подвійною підкладкою
- Спіральні арматурні стрижні з двох сторін
- Відкрита п'ята
- Зверху застібається на ремінець Velcro®

Призначення та рекомендації

- Консервативне лікування після розтягнення зв'язок 2 ступені
- Гострі тендинопатії
- Післяопераційна реабілітація
- Допомога у відновленні спортивної активності після розтягнення зв'язок 2 і 3 ступені
- Хронічний біль у суглобах, спричинений артрозом

Особливості

- Перехресні супінатори із застібками Velcro® проходять під підшвою стопи та навколо щиколотки для максимальної стабільності
- Підходить для правої і лівої ноги



Розмір	S	M	L	XL
окружність від підйому до п'яти, см	26/29	29/32	32/35	35/38



M20050 (напівжорсткий)



Фіксатор при падаючій стопі Affix, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Низький профіль
- Повітропроникна мікропориста тканина
- М'яка подушечка кріпить опору до черевика
- Натяжна гумка для регулювання ступеня згинання
- Гелева накладка на ахіллове сухожилля
- Застібається на ремінці Velcro®

Призначення та рекомендації

- Млявий параліч стопи
- Легкий або помірний спастичний еквінус

Особливості

- Носити ТІЛЬКИ з черевиками на шнурівці
- Додатковий функціонал призначений для носіння на босу ногу, можливий за умови поєднання M20050 та M20051 Фіксатор при падаючій стопі

Розмір	XS	S	M	L
окружність щиколотки, см	13/17	17/21	21/25	25/29



M20051 (напівжорсткий)

Фіксатор для гомілковостопного суглоба (нижня частина), ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Фіксатор для середньої частини стопи M20051 (нижня частина на фото), аксесуар, що є додатковим функціоналом для носіння на босу ногу, за умови використання Фіксатора при падаючій стопі M20050

Призначення та рекомендації

- Млявий параліч стопи
- Легкий або помірний спастичний еквінус

Особливості

- правий
- лівий



Розмір	S	M	L
окружність щиколотки, см	17/21	21/25	25/29



M400/OV (жорсткий)

Тутор-чобіток Equal 400, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Конструкція з легкого, міцного пластику
- Нековзна гумова підошва
- Внутрішня підкладка підошви виготовлена з нетоксичного матеріалу Evazote
- Застібки на липучках Velcro® для міцного зчеплення з підошвою
- М'яка пінопластова устілка з подвійною підкладкою з матового нейлону для фіксації на липучках Velcro®
- Кріпильні ремені на липучках Velcro®
- Підкладка, що миється

Призначення та рекомендації

- Консервативне лікування переломів кісточок
- Тяжкі розтягнення (3 ступінь)
- Післяопераційний етап остеосинтезу переломів кісточок
- Зв'язкові реконструкції гомілковостопного суглоба та тенорафії ахіллового сухожилля
- Стабільні переломи стопи, гомілковостопного суглоба, дистального відділу великогомілкової та малогомілкової кісток

Особливості

- Застосування цього бандажа рекомендується лише тоді, коли задокументовано, що перелом стабільний і існують допустимі межі кутових і ротаційних відхилень



Розмір	XS	S	M	L	XL
Розмір взуття	33/36	36/39	39/44	44/47	> 47



M450 (жорсткий)



Тутор-чобіток на гомілковостопний суглоб Equal450, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Конструкція виготовлена з легкого, міцного пластику
- Нековзка гумова підшва
- Внутрішня підкладка підшви виготовлена з нетоксичного Evazote
- Розпірки фіксуються за допомогою липучок Velcro® для міцного зчеплення з підкладкою
- Підкладка для черевиків виготовлена з м'якої подвійної піни з матового нейлону для застібки Velcro®
- Застібки Velcro®
- Підкладка, що миється

Особливості

- Підходить для правої і лівої ноги

Призначення та рекомендації

- Травми м'яких тканин
- Розтягнення щиколотки від легкого до важкого
- Травми та біль у передній частині стопи, стопі та п'яті
- Стабільні переломи стопи та/або щиколотки
- Післяопераційний догляд

Розмір	XS	S	M	L	XL
Розмір взуття	33/36	36/39	39/44	44/47	> 47



M500 (жорсткий)



Тутор-чобіток на гомілковостопний суглоб з пневматичною підкладкою Airstep walker 500, ORTOSERVISE, Швейцарія

Характеристики

- Підсилювальні вставки спереду та ззаду для підвищення стабільності
- Надувні повітряні подушечки для оптимального прилягання до кінцівки та покращення стабільності
- В комплекті надувний насос
- Конструкція з легкого, міцного пластику

Призначення та рекомендації

- Консервативне лікування переломів щиколотки
- Важкі розтягнення (3 ступінь)
- Післяопераційний етап остеосинтезу переломів щиколотки
- Зв'язкова реконструкція щиколотки та тенорафія ахіллового сухожилля
- Стабільні переломи стопи, гомілковостопного суглоба, дистального відділу великогомілкової та малогомілкової кісток

Особливості

- Застосування цього виробу рекомендується лише тоді, коли документально підтверджено, що перелом є стабільним і існують допустимі межі кутової та ротаційної деформації
- Підходить для правої і лівої ноги
- Рекомендується використовувати тільки для одного пацієнта

Розмір	S	M	L	XL
Розмір взуття	35/39	39/44	44/47	> 47



MA1028 (жорсткий)



Ортез на гомілковостопний суглоб Malleostrong PRO, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Тонка структура Breath-o-prene®
- Медіальний і латеральний пластикові клапани вставлені в брекети і захищені м'якою прокладкою МТР
- Анатомічний
- Додаткова підкладка позаду для покращеного комфорту
- Позаду еластичний ремінь для кріплення
- Латеро-медіальний зміцнювальний та кріпильний ремінь (можна вкоротити до розміру)

Особливості

- Окремо для лівої та правої ноги

Призначення та рекомендації

- Вивихи 2 і 3 ступеня
- Функціональне відновлення після операції
- Функціональне відновлення після переломів щиколотки
- Хронічна нестабільність великогомілкової кістки та під час занять спортом

Розмір	XS	S	M	L	XL
Розмір взуття	30/34	35/38	39/42	43/47	> 47



ФІКСАТОРИ ПАЛЬЦІВ СТОПИ

3 ВИДИ ЖОРСТКОСТІ		
м'які	напівжорсткі	жорсткі
		 M21361



M21361 (жорсткий)

Ортез на гомілковостопний суглоб MalleoFIT 81, ORTOSERVICE, Швейцарія

Характеристики

- Полімерна шина шарнірно закріплена на плюснефаланговому суглобі.
- М'який поролон
- Регульовані ремінці Velcro®

Призначення та рекомендації

- Hallux valgus (буніон)
- Легке або помірне неправильне положення великого пальця стопи
- Бурсит плюснефалангового суглоба великого пальця стопи

Особливості

- Підходить для носіння на ніч, босоніж або в зручному взутті





Ексклюзивний представник брендів
ортопедичного взуття, засобів реабілітації, ортопедичних устілок,
компресійного трикотажу, бандажно-корсетної продукції:

ROHDE



mobilis
by SIGVARIS GROUP



solidus
EST. GERMANY 1910



SINCE 1981
Nova 光星



ORTHOSERVICE
RO+TEN
Take care feel better

BIRKENSTOCK®



GRUBIN





**ДЯКУЄМО!
ПЛІДНОЇ НАМ СПІВПРАЦІ!**

**ТОВ «ОртоМед Холдинг»
Київ, вул. Автозаводська 54/19
067 539 37 03
omh.com.ua**